

Штатив Бунзена лабораторный ШЛ-1



Руководство по эксплуатации

Штатив ШЛ-1 является вспомогательным лабораторным оборудованием для сборки установок и закрепления различных приборов на требуемой высоте. ШЛ-1 применяется в лабораториях различного профиля, в учебных учреждениях при демонстрации опытов, а также при проведении лабораторных работ. В комплект штатива входит массивная подставка, стойка длиной 790 мм, одно кольцо, один зажим для бюреток, зажим для холодильника и три крестообразных муфты. Большая площадь основания и значительный вес делают штатив устойчивым, что особенно важно при проведении работ, не допускающих вибрации. Прорезиненные вставки в основании придают

необходимую устойчивость. В основании есть возможность установки стойки по центру.

Штатив лабораторный укомплектован:

Стойка — 700х10 мм.

Лапка - держатель двупалая с плоскими губками, захват 60мм.

Лапка - держатель трехпалая, захват 90 мм.

Кольцо диаметр 85 мм.

Три крестообразные муфты для крепления Чугунное основание с прорезиненными вставками, размеры: 255х160х17 мм.

Наличие в штативе зажима для холодильника дает возможность собирать установки и проводить работы по охлаждению паров низкокипящих жидкостей осуществлять процесс перегонки жидкостей, когда необходимо, чтобы холодильник находился в вертикальном положении. Вилка зажима холодильника имеет расход до 90 мм. С целью предотвращения поломки приборов, устанавливаемых в вилке, ее концы защищены резиновыми трубками.

Штатив ШЛ-1 в период гарантийного срока должен храниться при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 80% для температур до 31°C с линейным уменьшением относительной влажности до 50% при увеличении температуры до 40°C. При транспортировке необходимо не допускать механических воздействий, которые могут привести к повреждению штатива и его комплектующих. Гарантийный срок

эксплуатации прибора составляет 12 месяцев со дня отгрузки потребителю, определяемого товарно-транспортной накладной. Гарантийное обслуживание производится только в ООО «НВ-Лаб». В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт или замена изделия. Гарантийный срок эксплуатации изделия продлевается на время, в течение которого оно не использовалось из-за обнаруженных недостатков. Гарантийные права потребителя признаются в течение указанного срока, при выполнении им всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации прибора.

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также обнаружения некомплектности при распаковывании изделия, потребитель должен предъявить (отправить) Рекламационный акт, по адресу поставщика: 176076, г. Москва, ул.

Богородский вал, д. 3,

ООО "НВ-Лаб", тел. +7 (495) 642 86 60

Рекламацию на изделие не предъявляют:

- по истечении гарантийного срока;
- при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования, предусмотренных эксплуатационной документацией.