

# **Шкаф для хранения кислот полипропиленовый**

**ZYP04 / ZYP12 / ZYP26 / ZYP30**

**ZYP45 / ZYP60 / ZYP90 / ZYP120**



**Руководство по эксплуатации**



# Содержание

1	Общая информация .....	3
2	Основные особенности.....	4
3	Технические характеристики .....	5
4	Внешний вид .....	6
5	Гарантийные обязательства.....	7
6	Сведения об организации, принимающей претензии и осуществляющей гарантийный ремонт .....	8

# 1 Общая информация

---

Благодарим Вас за выбор продукции нашей торговой марки STEGLER: шкафа для хранения кислот полипропиленового (далее – Шкаф ПП).

Шкаф ПП предназначен для хранения кислых и агрессивных веществ (серной кислоты, соляной кислоты, азотной кислоты, гидроксида натрия, гидроксида калия и других химических веществ).

Шкаф ПП изготовлен из высококачественной противоударной белой полипропиленовой плиты, сваренной целиком, с одинаковыми свойствами и цветом сварочной планки.

Шкаф ПП позволяет хранить самые едкие химикаты без риска появления ржавчины или коррозии.

В связи с постоянной работой по совершенствованию Изделия, повышающей его надежность и улучшающей качество, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем Руководстве по эксплуатации.

## 2 Основные особенности

---

1 Признанный во всем мире полипропилен (ПП) используется для изготовления Шкафа ПП методом бесшовной сварки.

2 Шкаф ПП имеет герметичную, полностью сварную внутреннюю часть для предотвращения случайных разливов. В конструкции шкафа используется жидкостный желоб для разлива.

3 Материал - полипропиленовая плита толщиной 8 и 10 мм.

4 Шкаф ПП оборудован полками для защиты от утечек веществ, которые можно вынимать для проведения очистки. Полки регулируемые.

5 Двери шкафа имеют маркировку с надписью «КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ».

6 Для повышения эксплуатационной безопасности, а также для обеспечения дополнительной защиты может быть использован навесной замок. Петли Шкафа ПП изготовлены из полипропилена для повышения химической стойкости и длительной эксплуатации.

7 Различные размеры, а так же разное количество дверей и полок, предоставляют возможность выбора модели Шкафа ПП под любые необходимые потребности.

### 3 Технические характеристики

---

В таблице приведены характеристики различных моделей Шкафа ПП.

<b>Модель шкафа</b>	<b>Объем, л</b>	<b>Внешние габариты ШхГхВ, мм</b>	<b>Вес нетто, кг</b>	<b>Кол-во полок</b>	<b>Кол-во дверей</b>
ZYP04	15	430*430*560	11	1	1
ZYP12	45	590*460*890	23	1	1
ZYP26	100	910*600*900	46	1	2
ZYP30	114	1090*460*1120	52	1	2
ZYP45	170	1090*460*1650	75	2	2
ZYP60	227	860*860*1650	98	2	2
ZYP90	410	1090*860*1650	120	2	2
ZYP120	450	1500*860*1650	160	2	2

## 4 Внешний вид

---

### Спецификация:



Шкаф ПП с одной дверью



Шкаф ПП двухдверный



Полка Шкафа ПП



Петля двери Шкафа ПП

\*\* Обращаем Ваше внимание, что характеристики и фотографии Шкафа ПП являются справочными. Итоговый внешний вид может отличаться от фотографий.

## 5 Гарантийные обязательства

---

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Шкафа ПП техническим характеристикам, указанным в настоящем документе, при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации Шкафа ПП составляет 12 месяцев с момента реализации при предоставлении товарной накладной, чека или иного документа, подтверждающего факт его приобретения.

В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт. В случае отсутствия возможности проведения ремонта производится замена Шкафа ПП. Гарантийный срок эксплуатации Шкафа ПП продлевается на время, в течение которого оно не использовалось по причине обнаруженных недостатков.

Гарантийные права пользователя признаются в течение указанного срока, при выполнении пользователем всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации Шкафа ПП.

Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- Если повреждение произошло по вине пользователя в процессе перевозки, установки или использования Шкафа ПП.
- Если повреждение произошло при разборке Шкафа ПП неавторизованным персоналом.
- При невозможности подтвердить факт покупки документально.
- При возникновении повреждения из-за несоблюдения требований безопасности, описанных в данном Руководстве по эксплуатации.
- Если повреждение возникло по причине стихийного бедствия или аварии.
- По истечению установленного срока гарантийного ремонта.

## **6 Сведения об организации, принимающей претензии и осуществляющей гарантийный ремонт**

---

Название организации: ООО «НВ-Лаб».

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3.

Website: [www.nv-lab.ru](http://www.nv-lab.ru)

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Шкафа ПП при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «НВ-Лаб».

Телефоны организации: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80.

Электронный адрес: [service@nv-lab.ru](mailto:service@nv-lab.ru)



