

Носилки жёсткие поперечно-складные DDJ-5 (спасательные, складные, нержавеющая сталь)



Руководство по эксплуатации

1. Назначение изделия

Носилки жёсткие поперечно-складные DDJ-5 (в дальнейшем носилки) предназначены для транспортировки пациентов с серьезными повреждениями в чрезвычайных ситуациях.

2. Технические характеристики

Модель	DDJ-5
Длина носилок	185,5 см
Ширина носилок	50 см
Высота носилок (от поверхности)	3 см
Максимальная нагрузка	160 кг
Цвет носилок	Серебристый
Материал носилок	Алюминий, нержавеющая сталь
Регулируемые ремни безопасности (длина 180 см, ширина 5 см)	2 шт.
Масса нетто	6,3 кг
Габариты носилок в сложенном состоянии, ДхШхВ	93х50х6 см

3. Условия эксплуатации

Температура рабочего пространства должна быть от -30°C до +40°C.

Влажность воздуха: не более 98% при температуре +25°C.

Применение агрессивных материалов не допускается.

4. Гарантийные обязательства

Завод – изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента реализации при предоставлении товарной накладной, чека или иного документа, подтверждающего факт его приобретения.

В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт. В случае отсутствия возможности проведения ремонта, производится замена изделия. Гарантийный срок эксплуатации изделия продлевается на время, в течение которого оно не использовалось по причине обнаруженных недостатков.

Гарантийные права потребителя признаются в течение указанного срока, при выполнении потребителем всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации изделия.

Сведения об организации, принимающей претензии и осуществляющей гарантийный ремонт:

Название организации: ООО «НВ-Лаб».

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3.

Website: www.nv-lab.ru

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «НВ-Лаб»:

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80

Электронный адрес: service@nv-lab.ru