

Штатив лабораторный для бюреток Stegler ШЛ-1Б

Руководство по эксплуатации



Лабораторный штатив с держателем для бюреток ШЛ-1Б используется для надежной фиксации бюреток.

В состав штатива ШЛ-1Б входит:

- Стойка - 700 мм.
- Держатель для бюреток.
- Чугунное основание с прорезиненными вставками, размер - 250x160 мм.

Достоинства модели:

- Симметричная конструкция механизмов зажима обеспечивает надёжную фиксацию сразу двух бюреток.
- Пружинный механизм фиксации удобен в эксплуатации и позволяет быстро закрепить бюретку.
- Механизм фиксации не перекрывает градуировку на бюретке и позволяет чётко контролировать процесс титрования.
- Возможность установки стойки с края и по центру основания.

Штатив ШЛ-1Б в период гарантийного срока должен храниться при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 80% для температур до 31°C с линейным уменьшением относительной влажности до 50% при увеличении температуры до 40°C. При транспортировке необходимо не допускать механических воздействий, которые могут привести к повреждению штатива и его комплектующих. Гарантийный срок

эксплуатации прибора составляет 12 месяцев со дня отгрузки потребителю, определяемого товарно-транспортной накладной. Гарантийное обслуживание производится только в ООО «НВ-Лаб». В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт или замена изделия. Гарантийный срок эксплуатации изделия продлевается на время, в течение которого оно не использовалось из-за обнаруженных недостатков. Гарантийные права потребителя признаются в течение указанного срока, при выполнении им всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации прибора.

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также обнаружения некомплектности при распаковывании изделия, потребитель должен предъявить (отправить) Рекламационный акт, по адресу поставщика: 176076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3, ООО "НВ-Лаб", тел. +7 (495) 642 86 60

Рекламацию на изделие не предъявляют:

- по истечении гарантийного срока;
- при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования, предусмотренных эксплуатационной документацией.