

СИТО ЛАБОРАТОРНОЕ СЛК-200

Руководство по эксплуатации



Настоящее Руководство по эксплуатации является объединенным эксплуатационным документом на указанное Изделие.

1. Назначение, описание и область применения

Изделие предназначено для контроля различных материалов по размеру частиц при дроблении, измельчении и обогащении.

Изделие устанавливается на лабораторные сита, а также может применяться при ручном просеивании.

2. Основные технические характеристики

2.1. Основные параметры

Условное обозначение решетного полотна	См. на маркировке (пункт 3)
Номинальный рабочий размер отверстия, мм.	См. на маркировке (пункт 3)
Диаметр нити	См. на маркировке (пункт 3)
Внутренний диаметр обечайки, мм	Ø 200 мм
Габаритные размеры, мм:	
наружный диаметр	Ø 220 мм
высота	50 мм
Вес нетто, не более	0,5 кг

2.2. Используемая рабочая поверхность Изделия соответствует ГОСТ 4403-91, SEFAR NYTAL, ГОСТ 6613-86, ГОСТ 3826-82, ТУ 14-4-1374-86, ТУ 14-4-507-99, ТУ 14-4-698-98, ТУ 14-4-1321-85, ГОСТ 21474-75, ТУ 1812-001-50336739-2008.

2.3. Точность размера ячеек по ИСО 3310-1, ИСО 3310-2, ИСО 5223, DIN 24041-24043.

2.4. Материал обечайки – полиэтилен ПНД ГОСТ 16338-85.

3. Маркировка

Обозначение и характеристики Изделия содержатся в информационной табличке на наружной стороне обечайки.

4. Указания по эксплуатации

4.1. При просеивании материала необходимо пользоваться поддоном и крышкой.

4.2. После окончания работ очистите Изделие кисточкой или щёткой.

4.3. Храните Изделие в закрытом помещении при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ВНИМАНИЕ

Запрещается контакт сит с агрессивными веществами и их испарениями.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия ТУ-5149-001-56476476-02, ТУ-5149-002-56476476-02, при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации Изделия составляет 12 месяцев с момента реализации в соответствии с документом, подтверждающим факт его приобретения.

6. Организация, выполняющая гарантийное обслуживание

Уполномоченным представителем предприятия-изготовителя по гарантийному обслуживанию является компания:

ООО «Компания НВ-Лаб».

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3.

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «Компания НВ-Лаб».

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80.

Электронный адрес: service@nv-lab.ru

7. Свидетельство о приемке

Изделие, заводской № _____, соответствует ТУ-5149-001-56476476-02, ТУ-5149-002-56476476-02 и признано годным к эксплуатации. Изделие проверено на соответствие ТУ-5149-001-56476476-02, ТУ-5149-002-56476476-02. Точность ячеек признана соответствующей ИСО 3310-1, ИСО 3310-2, ИСО 5223, DIN 24041-24043, ГОСТ 4403-91, SEFAR NYTAL, ГОСТ 6613-86, ГОСТ 3826-82, ТУ 14-4-1374-86, ТУ14-4-507-99, ТУ-14-4-698-98, ТУ 14-4-1321-85, ГОСТ 21474-75, ТУ 1812-001-50336739-2008.

Дата выпуска _____

Отметка ОТК _____

М.П.