



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ТЕХНОМЕДИКА".

Место нахождения: 129323, Россия, город Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 43, строение 1.
ОГРН: 5147746162603, номер телефона: +7 4959660884, +7 4959660881.

В лице: Генерального директора Ованесова Николая Евгеньевича

заявляет, что Анализатор гипербилирубинемии фотометрический АГФ-02 по ТУ 9443-002-11254896-2002

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ТЕХНОМЕДИКА".

Место нахождения: 129323, Россия, город Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 43, строение 1.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 127490, Россия, город Москва, улица Декабристов, владение 51, строение 30

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 9443-002-11254896-2002

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9027300000

Серийный выпуск


соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 2017—553.1.348 выданного 08.12.2017 испытательной лабораторией АО «Независимый институт испытаний медицинской техники», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.517966 от 15.04.2015 г.

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014. Идентификация медицинских электрических. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт Электромагнитная совместимость. Требования и испытания. Условия и сроки хранения. Условия хранения приборов в упаковке предприятия-производителя – I по ГОСТ Р 15150

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.08.2025 включительно


(подпись)

М.П.

ОВАНЕСОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

Дата регистрации декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.68411/20

05.08.2020

