



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью Научно производственное предприятие "Лабораторика". Место нахождения: 630501, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск, улица Центральная, дом ФГБНУ "СибНИПТИЖ", комната 10. Адрес места осуществления деятельности: 630501, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск, улица Центральная, дом ФГБНУ "СибНИПТИЖ", комната 10. Регистрационный номер: 1165476057812, телефон: (383) 310-99-78; 292-21-91, адрес электронной почты: 3109978@mail.ru.

в лице Генерального директора Афонина Максима Викторовича, действующего на основании Устава.

заявляет, что Анализатор молока: "Эксперт Стандарт", "Эксперт Профи", "Эксперт Супер Плем".

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью Научно производственное предприятие "Лабораторика"

Место нахождения: 630501, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск, улица Центральная, дом ФГБНУ "СибНИПТИЖ", комната 10. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630501, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск, улица Центральная, дом ФГБНУ "СибНИПТИЖ", комната 10.

Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями "Анализатор молока «Эксперт» (Стандарт, Профи, Супер Плем). Технические условия. ТУ 26.51.53-001-4360397-2016".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9027 80 990 0.

серийный выпуск.

Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний № Э105, № Э106 от 20.04.2017, № Э155 от 04.05.2017 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области" (аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21АЯ49); паспортов; руководств по эксплуатации; технических условий "Анализатор молока «Эксперт» (Стандарт, Профи, Супер Плем). Технические условия. ТУ 26.51.53-001-4360397-2016"; перечня используемых стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 020/2011. Схема декларирования соответствия: 3д.

Дополнительная информация Перечень используемых стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 020/2011: подразделы 6.2 и 7.2 ГОСТ Р 51522.1-2011 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний".

Сведения об иных применяемых стандартах и документах: ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды", технические условия "Анализатор молока «Эксперт» (Стандарт, Профи, Супер Плем). Технические условия. ТУ 26.51.53-001-4360397-2016" Срок службы 5 лет. Хранить анализатор в упаковке предприятия изготовителя, по ГОСТ 15150-69, в диапазоне температур от минус 10 до 50 °С.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.06.2022 включительно

(подпись)



Афонин Максим Викторович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.АД30.В.00239

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.06.2017