



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Акционерное общество "ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 193230, Россия, город Санкт-Петербург, переулок Челиева, дом 12, литер А, офис 403.

Основной государственный регистрационный номер 1027802511780.

Телефон: +78123252836 Адрес электронной почты: info@loip.ru

в лице Генерального директора Зотова Игоря Владимировича

заявляет, что Оборудование электронагревательное лабораторное: Шкафы сушильные, серии LOIP LF, Модели: LF-25/350-GG1, LF-25/350-GS1, LF-25/350-VG1, LF-25/350-VS1, LF-25/350-VS2, LF-25/350-GS2, LF-60/350-GG1, LF-60/350-GS1, LF-60/350-VG1, LF-60/350-VS1, LF-60/350-VS2, LF-60/350-VG2, LF-60/350-GS2, LF-120/300-GG1, LF-120/300-GS1, LF-120/300-VG1, LF-120/300-VS1, LF-120/300-VS2, LF-240/300-VS1, LF-240/300-VS2.

Изготовитель Акционерное общество "ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 193230, Россия, город Санкт-Петербург, переулок Челиева, дом 12, литер А, офис 403. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3442-005-44330709-2008 «Шкафы сушильные, печи лабораторные муфельные и печи обжиговые LOIP LF».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8419390009

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 1324-ТП/08-18 от 02.11.2018 года, выданного Лабораторным центром Общества с ограниченной ответственностью "НИЦ Энигма" (регистрационный номер аттестата аккредитации RU.04ОПБ0.ИЛ03)

эксплуатационных документов, перечня стандартов, требованиям которых соответствует продукция.

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении №1 на 1 листе. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы: 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.11.2023 включительно


(подпись) М.П.

Зотов Игорь Владимирович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НА41.В.00935/18

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.11.2018



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.НА41.В.00935/18

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ ИЕС 61010-2-010-2013	"Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-010. Частные требования к лабораторному оборудованию для нагревания материалов"	Стандарт в целом
ГОСТ РМЭК 61326-1-2014	"Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования"	Стандарт в целом



Генеральный директор

МП Петербург


_____ подпись

Зотов Игорь Владимирович

_____ (Ф.И.О. заявителя)