



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЬМЕДИКА", ООО "ЭЛЬМЕДИКА" зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 27.08.2009 ОГРН: 1097746490137, место нахождения: 117342, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТАЖ 3 КОМ 271, телефон: +7 4951758254, адрес электронной почты: info@elmedica.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АНДРОСОВОЙ ЕЛЕНЫ АРКАДЬЕВНЫ

заявляет, что Набор диагностический с принадлежностями в вариантах исполнения,

1) BASIC SET C10, в составе:

- головка отоскопа COMBILIGHT C10;
- рукоятка;
- многоразовые ушные воронки (Ø 2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 мм) - 3 шт.;
- кронштейн осветителя, изогнутый;
- ларингеальные зеркала (Ø 20 мм, 22 мм) - 2 шт.;
- держатель шпателя;
- назальная воронка;
- запасная лампа;
- жесткий кейс.

2) BASIC SET C 10/E 10, в составе:

- головка отоскопа COMBILIGHT C10;
- головка офтальмоскопа EUROLIGHT E10;
- рукоятка;
- многоразовые ушные воронки (Ø 2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 мм) - 3 шт.;
- кронштейн осветителя, изогнутый;
- ларингеальные зеркала (Ø 20 мм, 22 мм) - 2 шт.;
- держатель шпателя;
- назальная воронка;
- запасная лампа;
- жесткий кейс.

3) BASIC SET C10/E15, в составе:

- головка отоскопа COMBILIGHT C10;
- головка офтальмоскопа EUROLIGHT E15;
- рукоятка;
- многоразовые ушные воронки (Ø 2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 мм) - 3 шт.;
- кронштейн осветителя, изогнутый;
- ларингеальные зеркала (Ø 20 мм, 22 мм) - 2 шт.;
- держатель шпателя;
- назальная воронка;
- запасная лампа;
- жесткий кейс.

тип: 4) BASIC SET C10/E16, в составе:

- головка отоскопа COMBILIGHT C10;
- головка офтальмоскопа EUROLIGHT E16;
- рукоятка;
- многоразовые ушные воронки (Ø 2.5 мм, 3.5 мм, 4.5 мм) - 3 шт.;
- кронштейн осветителя, изогнутый;
- ларингеальные зеркала (Ø 20 мм, 22 мм) - 2 шт.;
- держатель шпателя;
- назальная воронка;
- запасная лампа;
- жесткий кейс.

5) EUROLIGHT C10/E10, в составе:

- головка отоскопа EUROLIGHT C10;
- головка офтальмоскопа EUROLIGHT E10;
- рукоятка;
- одноразовые ушные воронки (10 x Ø 2.5 мм, 10 x Ø 4.0 мм);
- сумка на молнии.

6) EUROLIGHT F.O.30/E36, в составе:

- головка отоскопа EUROLIGHT F.O.30;
- головка офтальмоскопа EUROLIGHT E36;
- рукоятка;
- одноразовые ушные воронки (10 x Ø 2.5 мм, 10 x Ø 4.0 мм);
- жесткий кейс.

7) EUROLIGHT F.O.30 LED/E36, в составе:

- головка отоскопа EUROLIGHT F.O.30 LED;
- головка офтальмоскопа EUROLIGHT E36;
- рукоятка;
- одноразовые ушные воронки (10 x Ø 2.5 мм, 10 x Ø 4.0 мм);
- жесткий кейс.

8) COMBILIGHT F.O.30/E30, в составе:

- головка отоскопа COMBILIGHT F.O.30;
- головка офтальмоскопа EUROLIGHT E30;
- рукоятка;
- одноразовые ушные воронки (10 x Ø 2.5 мм, 10 x Ø 4.0 мм);
- сумка на молнии.

9) COMBILIGHT F.O.30/E36, в составе:

- головка отоскопа COMBILIGHT F.O.30;
- головка офтальмоскопа EUROLIGHT E36;
- рукоятка;
- одноразовые ушные воронки (10 x Ø 2.5 мм, 10 x Ø 4.0 мм / 5 x Ø 2.5 мм, 5 x Ø 4.0 мм);
- запасная ксеноновая лампа;
- запасная галогеновая лампа;
- назальный осветитель;
- трансиллюминатор XL;
- ларингеальное зеркало;
- жесткий кейс.

10) COMBILIGHT F.O.30 LED/E36, в составе:

- головка отоскопа COMBILIGHT F.O.30 LED;
- головка офтальмоскопа EUROLIGHT E36;
- рукоятка;
- одноразовые ушные воронки (10 x Ø 2.5 мм, 10 x Ø 4.0 мм / 5 x Ø 2.5 мм, 5 x Ø 4.0 мм);
- запасная ксеноновая лампа;
- запасная галогеновая лампа;
- назальный осветитель;
- трансиллюминатор XL;
- ларингеальное зеркало;
- жесткий кейс.

11) PICCOLIGHT C/E50, в составе:

- головка отоскопа PICCOLIGHT C;
- головка офтальмоскопа PICCOLIGHT E50;
- рукоятка;
- одноразовые ушные воронки (10 x Ø 2.5 мм, 10 x Ø 4.0 мм);
- тканевая сумка.

12) PICCOLIGHT C/E55, в составе:

- головка отоскопа PICCOLIGHT C;
- головка офтальмоскопа PICCOLIGHT E55;
- рукоятка;
- одноразовые ушные воронки (10 x Ø 2.5 мм, 10 x Ø 4.0 мм);
- жесткий кейс.

13) PICCOLIGHT F.O./E50, в составе:

- головка отоскопа PICCOLIGHT F.O.;
- головка офтальмоскопа PICCOLIGHT E50;
- рукоятка;
- одноразовые ушные воронки (10 x Ø 2.5 мм, 10 x Ø 4.0 мм);
- тканевая сумка.

14) PICCOLIGHT F.O./E55, в составе:

- головка отоскопа PICCOLIGHT F.O.;
- головка офтальмоскопа PICCOLIGHT E55;
- рукоятка;
- одноразовые ушные воронки (10 x Ø 2.5 мм, 10 x Ø 4.0 мм);

- жесткий кейс.
- 15) PICCOLIGHT F.O./E56, в составе:
 - головка отоскопа PICCOLIGHT F.O.;
 - головка офтальмоскопа PICCOLIGHT E56;
 - рукоятка;
 - одноразовые ушные воронки (10 x Ø 2.5 мм, 10 x Ø 4.0 мм);
 - жесткий кейс.
- 16) PICCOLIGHT F.O. LED/E56, в составе:
 - головка отоскопа PICCOLIGHT F.O. LED;
 - головка офтальмоскопа PICCOLIGHT E56;
 - рукоятка;
 - одноразовые ушные воронки (10 x Ø 2.5 мм, 10 x Ø 4.0 мм);
 - жесткий кейс.

Принадлежности:

- 1) Зарядное устройство KaWe MedCharge 4000.
- 2) Аккумулятор.
- 3) Подставка настольная.

код ОКПД2: 26.60.12.119, код ТН ВЭД: 9018908409,

Серийный выпуск,

Изготовитель: "Кирхнер & Вильгельм ГмбХ + Ко. КГ"/Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG.,
место нахождения: ГЕРМАНИЯ, Eberhardstrasse 56, 71679 Asperg, Germany.

Соответствует требованиям: ГОСТ Р 31590.1-2012.

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 2018-220.1 выдан 09.04.2018 года, испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория АО "НИИМТ"
РОСС RU.0001.517966; Регистрационного удостоверения на медицинское изделие
№ РЗН 2019/8258 от 29 марта 2019 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).
схема декларирования: 2д

Дата принятия декларации 03.12.2020
Декларация о соответствии действительна до 02.12.2023

М.П.



АНДРОСОВА ЕЛЕНА АРКАДЬЕВНА

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии RA.RU.11A669, Общество с ограниченной ответственностью "ЛенСерт", 195027, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Магнитогорская, дом 30 литер А, офис 912

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-DE.A669.B.04956/20

Дата регистрации 03.12.2020

М.П.

"ЛенСерт"

(подпись)

Заболотная Татьяна Викторовна

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

