

ПАСПОРТ

Стол пристенный для работы стоя
СЛП НВК 1200 ПЛАСТ+





Габаритные размеры 1218×700×1650

Столы пристенные лабораторные предназначены для комфортного проведения физических и химических исследований и работ стоя с применением лабораторных приборов, оборудования и инструментария в лабораториях различного типа (производственных, научных, учебных и т.п.). Столешница выполнена из химстойкого пластика.

Особенности:



- Широкий верхний ящик позволяет удобно хранить холодильники и термометры. Ящик снабжен специальным противоскользящим ковриком.
- Специальные доводчики позволяют закрывать тумбу бесшумно
- Встроенная метеостанция
- Встроенный USB-разъем
- Полочка для телефона
- Выдвижной столик
- Встроенные файлы: удобно подписывать ящики и тумбы
- Выдвижные ящики направляющих обеспечивают плавное закрывание

Правила эксплуатации :

Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Схема сборки



Комплектация:

Столешница 1218x700 мм.	1 шт.
Дно 1182x648 мм.	1 шт.
Полка съемная 760x628 мм.	1 шт.
Дно ящика 722x440 мм.	1 шт.
Перегородка 703x632 мм.	1 шт.
Задняя стенка 703x1150 мм.	1 шт.
Боковина 703x648 мм.	2 шт.
Дверь 622x391 мм.	2 шт.
Полка 360x440 мм.	1 шт.
Дно ящика 328x440 мм.	3 шт.
Фасад ящика 206x391 мм.	3 шт.
Боковина ящика 150x440 мм.	6 шт.
Задняя стенка 121x328 мм.	3 шт.
Фасад ящика 90x391 мм.	1 шт.
Фасад ящика 90x784 мм.	1 шт.
Боковина ящика 70x440 мм.	2 шт.
Задняя стенка 41x722 мм.	1 шт.
Планка 13x440 мм.	2 шт.

Фурнитура	
Заглушка для эксцентрика (серый).....	34 шт.
Заглушка к шестиграннику 4, серая №18, D15.....	53 шт.
Конфирмат (шестигран.) 7,0x50.....	53 шт.
Ножка мебельная, 100x30 мм, регулируемая, хром.....	6 шт.
Петля накладная с газовым амортизатором	2 шт.
Петля полунакладная с газовым амортизатором.....	2 шт.
Полкодержатель дупло 5/5x16 мм.	4 шт.
Ручка мебельная, дуга.....	8 шт.
Скрытые направляющие для ящиков полного выдвижения.....	5 комп
Шток эксцентрика (саморез), Permo 11 мм.....	34 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16.....	70 шт.
Эксцентрик, Permo 16 мм EC02ZL/16.....	34 шт.
Метеостанция	1 шт.
Кран лабораторный.....	1 шт.
Мойка полипропиленовая.....	1 шт.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"

Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.