

ПАСПОРТ

Стол передвижной для приборов
НВ-600 СТП





Габаритные размеры 600x350x650

Стол передвижной предназначен для установки аппаратуры и инструментов.

Столешница выполнена из ламината. Другие варианты столешниц возможны по отдельному заказу.

- Столешница ламинат
- Противоударная кромка ПВХ 2 мм
- Цельносварной металлический каркас в порошковой окраске
- Выдвижной ящик на роликовых направляющих
- Две металлических ручки
- Колесная опора
- Полка

Правила эксплуатации :

Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"

Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.