

ПАСПОРТ

Стол островной физический
НВ-2400 ОК





Габаритные размеры 2400x1520x1650

В стандартную комплектацию островного лабораторного физического стола HB-2400 ОК входит:

- надстройка с одной полкой,
- люминесцентный светильник с одноклавишным выключателем,
- заземленные и обычные электророзетки,
- навесные тумбы с тремя ящиками на роликовых направляющих с каждой стороны,
- тумбы с дверцей,
- противоударная кромка ПВХ 2 мм,
- регулируемые по высоте металлические опоры.

Столешница островного лабораторного физического стола HB-2400 ОК выполнена из керамогранита.

Керамогранит (плитка) обладает рядом преимуществ:


- устойчив к продолжительному воздействию кислот, щелочей и органических растворителей,
- обладает повышенной механической стойкостью,
- способен выдерживать высокие температуры,
- ограничено стоек к плавиковой кислоте.

Правила эксплуатации :

Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Схема сборки



Комплектация:

Столешница 2420x1520 мм.	1 шт.
Накладка 719x158.....	2 шт.
Задняя стенка 703x2348 мм.	2 шт.
Боковина 703x628 мм.	4 шт.
Боковина 703x644 мм.	4 шт.
Боковина 703x90 мм.	4 шт.
Дверь передняя 624x416 мм.	4 шт.
Дно 420x644 мм.	6 шт.
Боковина ящика 500x140 мм.	12 шт.
Полка съемная 384x624 мм.	4 шт.
Фальш-панель ящика 330x140 мм.	6 шт.
Задняя стенка ящика 330x140 мм.	6 шт.
Фасад ящика 206x416 мм.	6 шт.
Передняя панель 90x2380 мм.	2 шт.
Дно ящика 362x500 мм.	6 шт.

Фурнитура:

Винт с полукр. Головкой М4 L=36	12 шт.
Гвоздь стальной 2х20 мм.	108 шт.
Заглушка для эксцентрика (серый).....	84 шт.
Заглушка к шестиграннику 4, серая №18, D15.....	98 шт.
Конфирмат (шестигран.) 7,0х50.....	98 шт.
Направляющие роликовые для ящиков 500мм.	6 комп.
Ножка мебельная, 100х30 мм, регулируемая, хром.....	24 шт.
Петля накладная	8 шт.
Полкодержатель дупло 5/5х16 мм.	16 шт.
Ручка мебельная, дуга.....	10 шт.
Шток эксцентрика (саморез), Пермо 11 мм.....	84 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4х16.....	172 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4х20.....	24 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4х30.....	12 шт.
Эксцентрик, Пермо 16 мм EC02ZL/16.....	84 шт.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"

Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.