



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 26 июля 2022 года № РЗН 2022/17837

На медицинское изделие
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер
по ТУ 32.50.50-007-01324118-2020

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "ТАГЛЕР"
(ООО "ТАГЛЕР"), Россия,
107076, Москва, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 29, этаж 1, пом. III, ком. 8, 9

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "ТАГЛЕР"
(ООО "ТАГЛЕР"), Россия,
107076, Москва, ул. Богородский вал, д. 3, стр. 29, этаж 1, пом. III, ком. 8, 9

Место производства медицинского изделия
ООО "ТАГЛЕР", Россия,
107076, Москва, ул. Короленко, д. 1, к.7, пом. II

Номер регистрационного досье № РД-48329/98852 от 14.03.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 26 июля 2022 года № 6864
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0065924

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 июля 2022 года

№ РЗН 2022/17837

Лист 1

На медицинское изделие

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер
по ТУ 32.50.50-007-01324118-2020, в вариантах исполнения:

1. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-30 (2x15 W),
в составе:
 - облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-30 (2x15 W) - 1 шт.;
 - саморез 3.5x50мм с дюбелем F6 - 2 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
2. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-150 (2x30 W),
в составе:
 - облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-150 (2x30 W) - 1 шт.;
 - саморез 3.5x50мм с дюбелем F6 - 2 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
3. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-150С (2x30 W),
в составе:
 - облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-150С (2x30 W) - 1 шт.;
 - саморез 3.5x50мм с дюбелем F6 - 2 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.;
4. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-150ТС (2x30 W),
в составе:
 - облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБН-150ТС (2x30 W) - 1 шт.;
 - стойка съемная для облучателя ОБН-150ТС - 1 шт. (опционально);
 - саморез 3.5x50мм с дюбелем F6 - 2 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
5. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБП-4-30 (4x30 W),
в составе:
 - облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Таглер ОБП 4-30 (4x30 W) - 1 шт.;
 - саморез 3.5x50мм с дюбелем F6 - 2 шт.;
 - стойка съемная для облучателя ОБП 4-30 с фигурным винтом - 1 шт. (опционально);
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0105235