



**Выписка**  
**из Государственного реестра медицинских изделий и организаций**  
**(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и**  
**изготовление медицинских изделий, по состоянию на 09:19 09.06.2026 г.**

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 200905;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 200905;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/05196772 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/05196772);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 08.06.2026;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: ;
7. Период действия версии: с 08.06.2026;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Дозатор пипеточный Stegler  
Модели:
  1. Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (0,1-1 мкл) SV-1-0,1-1, в составе:
    - дозатор - 1 шт.
    - наконечник - не более 200 шт.
    - вкладыш идентификационный - 1 комплект (не более 10 шт.)
    - держатель - 1 шт.
    - смазка силиконовая - 1 шт.
    - наконечник для дозатора Stegler 10мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
    - наконечник с фильтром для дозатора Stegler 10мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
    - руководство по эксплуатации - 1 шт.
  2. Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (0,5-10 мкл) SV-1-0,5-10, в

составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- вкладыш идентификационный - 1 комплект (не более 10 шт.)
- держатель - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник для дозатора Stegler 10мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 10мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (2-20 мкл) SV-1-2-20, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- вкладыш идентификационный - 1 комплект (не более 10 шт.)
- держатель - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 200мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 200мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (5-50 мкл) SV-1-5-50, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- вкладыш идентификационный - 1 комплект (не более 10 шт.)
- держатель - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 200мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 200мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (10-100 мкл) SV-1-10-100, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- вкладыш идентификационный - 1 комплект (не более 10 шт.)
- держатель - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 200мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 200мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

6. Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (20-200 мкл) SV-1-20-200, в

составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- вкладыш идентификационный - 1 комплект (не более 10 шт.)
- держатель - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник для дозатора Stegler 200мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 300мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

7. Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (100-1000 мкл) SV-1-100-1000, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- вкладыш идентификационный - 1 комплект (не более 10 шт.)
- держатель - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник для дозатора Stegler 1000мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 1000мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (500-5000 мкл) SV-1-500-5000, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- пробка-заглушка - 2 шт.
- вкладыш идентификационный - 1 комплект (не более 10 шт.)
- держатель - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник для дозатора Stegler 5000мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

9. Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (1000-10000 мкл) SV-1-1000-10000, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- пробка-заглушка - 2 шт.
- вкладыш идентификационный - 1 комплект (не более 10 шт.)
- держатель - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник для дозатора Stegler 10000мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

10. Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (0,1-1 мкл) SVA-1-0,1-1, в составе:

- дозатор - 1шт.

- наконечник - не более 200 шт.

- вкладыш идентификационный - 1 комплект (не более 10 шт.)

- держатель - 1 шт.

- смазка силиконовая - 1 шт.

- наконечник для дозатора Stegler 10мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 10мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

11. Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (0,5-10 мкл) SVA-1-0,5-10, в составе:

- дозатор - 1шт.

- наконечник - не более 200 шт.

- вкладыш идентификационный - 1 комплект (не более 10 шт.)

- держатель - 1 шт.

- смазка силиконовая - 1 шт.

- наконечник для дозатора Stegler 10мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 10мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

12. Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (2-20 мкл) SVA-1-2-20, в составе:

- дозатор - 1шт.

- наконечник - не более 200 шт.

- вкладыш идентификационный - 1 комплект (не более 10 шт.)

- держатель - 1 шт.

- смазка силиконовая - 1 шт.

- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 200мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- наконечник для дозатора Stegler 200мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

13. Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (5-50 мкл) SVA-1-5-50, в составе:

- дозатор - 1шт.

- наконечник - не более 200 шт.

- вкладыш идентификационный - 1 комплект (не более 10 шт.)

- держатель - 1 шт.

- смазка силиконовая - 1 шт.

- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 200мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- наконечник для дозатора Stegler 200мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

14. Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (10-100 мкл) SVA-1-10-100, в составе:

- дозатор - 1 шт.

- наконечник - не более 200 шт.

- вкладыш идентификационный - 1 комплект (не более 10 шт.)

- держатель - 1 шт.

- смазка силиконовая - 1 шт.

- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 200мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- наконечник для дозатора Stegler 200мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

15. Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (20-200 мкл) SVA-1-20-200, в составе:

- дозатор - 1 шт.

- наконечник - не более 200 шт.

- вкладыш идентификационный - 1 комплект (не более 10 шт.)

- держатель - 1 шт.

- смазка силиконовая - 1 шт.

- наконечник для дозатора Stegler 200мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 300мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- наконечник для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

16. Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (100-1000 мкл) SVA-1-100-1000, в составе:

- дозатор - 1 шт.

- наконечник - не более 200 шт.

- вкладыш идентификационный - 1 комплект (не более 10 шт.)

- держатель - 1 шт.

- смазка силиконовая - 1 шт.

- наконечник для дозатора Stegler 1000мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 1000мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

17. Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (500-5000 мкл) SVA-1-500-5000, в составе:

- дозатор - 1 шт.

- наконечник - не более 200 шт.

- пробка-заглушка - 2 шт.

- вкладыш идентификационный - 1 комплект (не более 10 шт.)

- держатель - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник для дозатора Stegler 5000 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

18. Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (1000-10000 мкл) SVA-1-1000-10000, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- пробка-заглушка - 2 шт.
- вкладыш идентификационный- 1 комплект (не более 10 шт.)
- держатель - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник для дозатора Stegler 10000 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

19. Дозатор 8-канальный с переменным объемом дозирования (0,5-10 мкл) MVA-8-0,5-10, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- вкладыш идентификационный- 1 комплект (не более 10 шт.)
- держатель - 1 шт.
- инструмент монтажный- 1 шт.
- кольцо уплотнительное - 1 комплект (не более 36 шт.)
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник для дозатора Stegler 10 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 10 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

20. Дозатор 8-канальный с переменным объемом дозирования (5-50 мкл) MVA-8-5-50, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- вкладыш идентификационный- 1 комплект (не более 10 шт.)
- держатель - 1 шт.
- инструмент монтажный- 1 шт.
- кольцо уплотнительное - 1 комплект (не более 36 шт.)
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

21. Дозатор 8-канальный с переменным объемом дозирования (10-100 мкл) MVA-8-10-100, в составе:

- дозатор - 1 шт.

- наконечник - не более 200 шт.

- вкладыш идентификационный- 1 комплект (не более 10 шт.)

- держатель - 1 шт.

- инструмент монтажный- 1 шт.

- кольцо уплотнительное - 1 комплект (не более 36 шт.)

- смазка силиконовая - 1 шт.

- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- наконечник для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- наконечник для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

22. Дозатор 8-канальный с переменным объемом дозирования (20-200 мкл) MVA-8-20-200, в составе:

- дозатор - 1 шт.

- наконечник - не более 200 шт.

- вкладыш идентификационный- 1 комплект (не более 10 шт.)

- держатель - 1 шт.

- инструмент монтажный- 1 шт.

- кольцо уплотнительное - 1 комплект (не более 36 шт.)

- смазка силиконовая - 1 шт.

- наконечник для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- наконечник для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

23. Дозатор 8-канальный с переменным объемом дозирования (30-300 мкл) MVA-8-30-300, в составе:

- дозатор - 1 шт.

- наконечник - не более 200 шт.

- вкладыш идентификационный- 1 комплект (не более 10 шт.)

- держатель - 1 шт.

- инструмент монтажный- 1 шт.

- кольцо уплотнительное - 1 комплект (не более 36 шт.)

- смазка силиконовая - 1 шт.

- наконечник для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

24. Дозатор 12-канальный с переменным объемом дозирования (0,5-10 мкл) MVA-12-0,5-10, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- вкладыш идентификационный- 1 комплект (не более 10 шт.)
- держатель - 1 шт.
- инструмент монтажный- 1 шт.
- кольцо уплотнительное - 1 комплект (не более 36 шт.)
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник для дозатора Stegler 10 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 10 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

25. Дозатор 12-канальный с переменным объемом дозирования (5-50 мкл) MVA-12-5-50, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- вкладыш идентификационный- 1 комплект (не более 10 шт.)
- держатель - 1 шт.
- инструмент монтажный- 1 шт.
- кольцо уплотнительное - 1 комплект (не более 36 шт.)
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

26. Дозатор 12-канальный с переменным объемом дозирования (10-100 мкл) MVA-12-10-100, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- вкладыш идентификационный- 1 комплект (не более 10 шт.)
- держатель - 1 шт.
- инструмент монтажный- 1 шт.
- кольцо уплотнительное - 1 комплект (не более 36 шт.)
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

27. Дозатор 12-канальный с переменным объемом дозирования (20-200 мкл) MVA-12-20-200, в составе:

- дозатор - 1 шт.

- наконечник - не более 200 шт.

- вкладыш идентификационный- 1 комплект (не более 10 шт.)

- держатель - 1 шт.

- инструмент монтажный- 1 шт.

- кольцо уплотнительное - 1 комплект (не более 36 шт.)

- смазка силиконовая - 1 шт.

- наконечник для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- наконечник для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

28. Дозатор 12-канальный с переменным объемом дозирования (30-300 мкл) MVA-12-30-300, в составе:

- дозатор - 1 шт.

- наконечник - не более 200 шт.

- вкладыш идентификационный- 1 комплект (не более 10 шт.)

- держатель - 1 шт.

- инструмент монтажный- 1 шт.

- кольцо уплотнительное - 1 комплект (не более 36 шт.)

- смазка силиконовая - 1 шт.

- наконечник для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

29. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (5 мкл) SF-1-5, в составе:

- дозатор - 1 шт.

- наконечник - не более 200 шт.

- держатель - 1 шт.

- ключ калибровочный - 1 шт.

- смазка силиконовая - 1 шт.

- наконечник для дозатора Stegler 10 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 10 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- руководство по эксплуатации - 1 шт.

30. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (10 мкл) SF-1-10, в составе:

- дозатор - 1 шт.

- наконечник - не более 200 шт.

- держатель - 1 шт.

- ключ калибровочный - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник для дозатора Stegler 10 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 10 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

31. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (20 мкл) SF-1-20, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- держатель - 1 шт.
- ключ калибровочный - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

32. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (25 мкл) SF-1-25, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- держатель - 1 шт.
- ключ калибровочный - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

33. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (50 мкл) SF-1-50, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- держатель - 1 шт.
- ключ калибровочный - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

34. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (100 мкл) SF-1-100, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- держатель - 1 шт.
- ключ калибровочный - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.

- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

35. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (200 мкл) SF-1-200, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- держатель - 1 шт.
- ключ калибровочный - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

36. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (250 мкл) SF-1-250, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- держатель - 1 шт.
- ключ калибровочный - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

37. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (500 мкл) SF-1-500, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- держатель - 1 шт.
- ключ калибровочный - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 1000 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 1000 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

38. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (1000 мкл) SF-1-1000, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- держатель - 1 шт.
- ключ калибровочный - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.

- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 1000 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 1000 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

39. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (5 мкл) SFA-1-5, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- держатель - 1 шт.
- ключ калибровочный - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 10 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 10 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

40. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (10 мкл) SFA-1-10, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- держатель - 1 шт.
- ключ калибровочный - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 10 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 10 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

41. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (20 мкл) SFA-1-20, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- держатель - 1 шт.
- ключ калибровочный - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

42. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (25 мкл) SFA-1-25, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- держатель - 1 шт.
- ключ калибровочный - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)

- наконечник для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

43. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (50 мкл) SFA-1-50, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- держатель - 1 шт.
- ключ калибровочный - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

44. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (100 мкл) SFA-1-100, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- держатель - 1 шт.
- ключ калибровочный - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

45. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (200 мкл) SFA-1-200, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- держатель - 1 шт.
- ключ калибровочный - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник для дозатора Stegler 200 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

46. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (250 мкл) SFA-1-250, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- держатель - 1 шт.
- ключ калибровочный - 1 шт.

- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник для дозатора Stegler 300 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

47. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (500 мкл) SFA-1-500, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- держатель - 1 шт.
- ключ калибровочный - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник для дозатора Stegler 1000 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 1000 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

48. Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (1000 мкл) SFA-1-1000, в составе:

- дозатор - 1 шт.
- наконечник - не более 200 шт.
- держатель - 1 шт.
- ключ калибровочный - 1 шт.
- смазка силиконовая - 1 шт.
- наконечник для дозатора Stegler 1000 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- наконечник с фильтром для дозатора Stegler 1000 мкл - не более 1000 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НВ-ЛАБ";

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 115407, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН, УЛ РЕЧНИКОВ, Д. 7, СТР. 1, ЭТАЖ 1 ПОМЕЩ. 27;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 115407, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН, УЛ РЕЧНИКОВ, Д. 7, СТР. 1, ЭТАЖ 1 ПОМЕЩ. 27;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: NINGBO TOPSCIEN INSTRUMENT CO., LTD (НИНБО ТОПСЦЫЭНЬ ИНСТРУМЕНТ КО., ЛТД);

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: No.8 Donggong One Road, Dongguang Industrial park, Yinzhou Distrit , Ningbo City;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: No.8 Donggong One Road, Dongguang Industrial park, Yinzhou Distrit , Ningbo City;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Китай;

17. ОКП/ОКПД2: 32.50.50.190;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 1;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Дозатор пипеточный Stegler предназначен для точного отбора, переноса и дозирования требуемого объема жидких реагентов, а также биологических образцов пациентов с целью последующего проведения лабораторных исследований.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 124480;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: NINGBO TOPSCIEN INSTRUMENT CO., LTD (НИНБО ТОПСЦЫЭНЬ ИНСТРУМЕНТ КО., ЛТД), No. 8 1st Donggong Road, Dongguang Industrial Zone, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, P. R. China;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
124480	Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (0,1-1 мкл) SV-1-0,1-1
124480	Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (0,5-10 мкл) SV-1-0,5-10
124480	Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (2-20 мкл) SV-1-2-20
124480	Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (5-50 мкл) SV-1-5-50

124480	Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (10-100 мкл) SV-1-10-100
124480	Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (20-200 мкл) SV-1-20-200
124480	Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (100-1000 мкл) SV-1-100-1000
124480	Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (500-5000 мкл) SV-1-500-5000
124480	Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (1000-10000 мкл) SV-1-1000-10000
124480	Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (0,1-1 мкл) SVA-1-0,1-1
124480	Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (0,5-10 мкл) SVA-1-0,5-10
124480	Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (2-20 мкл) SVA-1-2-20
124480	Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (5-50 мкл) SVA-1-5-50
124480	Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (10-100 мкл) SVA-1-10-100
124480	Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (20-200 мкл) SVA-1-20-200
124480	Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (100-1000 мкл) SVA-1-100-1000
124480	Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (500-5000 мкл) SVA-1-500-5000
124480	Дозатор 1-канальный с переменным объемом дозирования (1000-10000 мкл) SVA-1-1000-10000
124480	Дозатор 8-канальный с переменным объемом дозирования (0,5-10 мкл) MVA-8-0,5-10
124480	Дозатор 8-канальный с переменным объемом дозирования (5-50 мкл) MVA-8-5-50
124480	Дозатор 8-канальный с переменным объемом дозирования (10-100 мкл) MVA-8-10-100
124480	Дозатор 8-канальный с переменным объемом дозирования (20-200 мкл) MVA-8-20-200
124480	Дозатор 8-канальный с переменным объемом дозирования (30-300 мкл) MVA-8-30-300
124480	Дозатор 12-канальный с переменным объемом дозирования (0,5-10 мкл) MVA-12-0,5-10
124480	Дозатор 12-канальный с переменным объемом дозирования (5-50 мкл) MVA-12-5-50
124480	Дозатор 12-канальный с переменным объемом дозирования (10-100 мкл) MVA-12-10-100
124480	Дозатор 12-канальный с переменным объемом дозирования (20-200 мкл) MVA-12-20-200
124480	Дозатор 12-канальный с переменным объемом дозирования (30-300 мкл) MVA-12-30-300

124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (5 мкл) SF-1-5
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (10 мкл) SF-1-10
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (20 мкл) SF-1-20
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (25 мкл) SF-1-25
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (50 мкл) SF-1-50
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (100 мкл) SF-1-100
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (200 мкл) SF-1-200
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (250 мкл) SF-1-250
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (500 мкл) SF-1-500
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (1000 мкл) SF-1-1000
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (5 мкл) SFA-1-5
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (10 мкл) SFA-1-10
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (20 мкл) SFA-1-20
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (25 мкл) SFA-1-25
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (50 мкл) SFA-1-50
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (100 мкл) SFA-1-100
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (200 мкл) SFA-1-200
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (250 мкл) SFA-1-250
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (500 мкл) SFA-1-500
124480	Дозатор 1-канальный с фиксированным объемом дозирования (1000 мкл) SFA-1-1000

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

