



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 декабря 2023 года № РЗН 2023/21707

На медицинское изделие

**Центрифуга лабораторная медицинская для диагностики in vitro Dlab и Apexlab**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Апекслаб"

(ООО "Апекслаб"), Россия,

109518, Москва, ул. Грайвороновская, д. 13, стр. 1, этаж 2, ком. 6

Производитель

"ДЛАБ Сциентифиц Цо., Лтд.", Китай,

DLAB Scientific Co., Ltd., Yu'an Road 31, Airport Economic Core Zone, Shunyi District, Beijing 101318, China

Место производства медицинского изделия

DLAB Scientific Co., Ltd., Yu'an Road 31, Airport Economic Core Zone, Shunyi District, Beijing 101318, China

Номер регистрационного досье № РД-57041/43428 от 21.07.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 28.29.41.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 18 декабря 2023 года № 9310  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0068358

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 декабря 2023 года № РЗН 2023/21707

Лист 1

На медицинское изделие

**Центрифуга лабораторная медицинская для диагностики in vitro Dlab и Apexlab,**  
варианты исполнения:

1. Центрифуга лабораторная медицинская для диагностики in vitro D1008 в составе:

- основной блок - 1 шт.;
- пластиковый ротор (A08-2P; A04-PCR8) - 2 шт.;
- адаптер (SA02P2, SA05P2) - 2 уп. (16 шт.);
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- ключ шестигранный Г-образный - 1 шт.

2. Миницентрифуга лабораторная медицинская для диагностики in vitro  
высокоскоростная D 2012 plus в составе:

- основной блок - 1 шт.;
- пластиковый ротор (A12-2P) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- отвертка - 1 шт.

3. Микроцентрифуга лабораторная медицинская для диагностики in vitro  
высокоскоростная охлаждаемая D1524R в составе:

- основной блок - 1 шт.;
- алюминиевый ротор (AS24-2, AS12-5V, AS36-05, AS4-PCR8, AS18-5) - от 1 - до 5 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- ключ шестигранный Т-образный - 1 шт.

4. Микроцентрифуга лабораторная медицинская для диагностики in vitro  
высокоскоростная D 3024 в составе:

- основной блок - 1 шт.;
- алюминиевый ротор (AS24-2, AS12-5V, AS36-05, AS4-PCR8, AS18-5) - от 1 до 5 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- отвертка - 1 шт.;
- ключ шестигранный Т-образный - 1 шт.

З

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0132172