



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**  
от 29 сентября 2022 года № РЗН 2022/18393

На медицинское изделие

**Пипетки-дозаторы одноканальные и многоканальные фиксированным и регулируемым объемом доз Dlab и Apexlab**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Группа АПЕКС"  
(ООО "Группа АПЕКС"), Россия,  
109518, Москва, ул. Грайвороновская, д. 13, стр. 1, помещ. № 1**

Производитель

**"ДЛАБ Сциентифиц Ко., Лтд.", Китай,  
DLAB Scientific Co., Ltd., Yu An Road 31, Area B, Konggang Industrial Development  
Zone, Shunyi District, Beijing 101318, China**

Место производства медицинского изделия

**DLAB Scientific Co., Ltd., № 31, Yu'an Road, Linkong Economic Core Area,  
Shunyi District, Beijing 101318, China**

Номер регистрационного досье № РД-48206/96118 от 09.03.2022


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 29 сентября 2022 года № 9246  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0063546



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

№ РЗН 2022/18393

от 29 сентября 2022 года

Лист 1

На медицинское изделие

**Пипетки-дозаторы одноканальные и многоканальные фиксированным и регулируемым объемом доз Dlab и Apexlab, варианты исполнения:**

1. Пипетки-дозаторы переменного объема (0.1-2.5 мкл, 0.5-10 мкл, 2-20 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 50-200 мкл, 100-1000 мкл, 200-1000 мкл, 1000-5000 мкл, 2-10 мл), в составе:

- Дозатор - 1 шт.;
- Калибровочный ключ - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
- Держатель (крепление) для дозатора - 1 шт.;
- Наконечник - 1000 шт.;
- Сертификат контроля качества - 1 шт.

2. Пипетки-дозаторы переменного объема 8-канальные (0.5-10 мкл, 5-50 мкл, 50-300 мкл), в составе:

- Дозатор - 1 шт.;
- Калибровочный ключ - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
- Держатель (крепление) для дозатора - 1 шт.;
- Наконечник - 1000 шт.;
- Сертификат контроля качества - 1 шт.

3. Пипетки-дозаторы переменного объема 12-канальные (0.5-10 мкл, 5-50 мкл, 30-300 мкл), в составе:

- Дозатор - 1 шт.;
- Калибровочный ключ - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
- Держатель (крепление) для дозатора - 1 шт.;
- Наконечник - 1000 шт.;
- Сертификат контроля качества - 1 шт.

4. Пипетки-дозаторы фиксированного объема (5 мкл, 10 мкл, 20 мкл, 25 мкл, 50 мкл, 100 мкл, 200 мкл, 250 мкл, 500 мкл, 1000 мкл, 2000 мкл, 3000 мкл), в составе:

- Дозатор - 1 шт.;
- Калибровочный ключ - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
- Держатель (крепление) для дозатора - 1 шт.;
- Наконечник - 1000 шт.;
- Сертификат контроля качества - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0104161