



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25487

На медицинское изделие

**Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным
по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Ленинградская пипетка"
(ООО "ЛЕНПИПЕТ"), Россия,**

**192007, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское,
ул. Камчатская, д. 19, литера И, помещ. 5Н, офис 1В**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Ленинградская пипетка"
(ООО "ЛЕНПИПЕТ"), Россия,**

**192007, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское,
ул. Камчатская, д. 19, литера И, помещ. 5Н, офис 1В**

Место производства медицинского изделия

**ООО "ЛЕНПИПЕТ", Россия, 188505, Ленинградская область,
Ломоносовский р-н, Аннинское г.п., д. Пески, Торгово-промышленная ул., стр. 8**

Номер регистрационного досье № РД-66860/108061 от 29.01.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

приказом Росздравнадзора от 26 мая 2025 года № 3282
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0082573

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25487

Лист 1

На медицинское изделие

**Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным
по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023, в вариантах исполнения:**

- 1.1. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (0,2-10) мкл - 96 шт. в штативе с инструкцией по применению.
- 1.2. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (0,2-10) мкл - 100 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.
- 1.3. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (0,2-10) мкл - 1000 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.
- 2.1. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (0,5-10) мкл - 96 шт. в штативе с инструкцией по применению.
- 2.2. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (0,5-10) мкл - 100 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.
- 2.3. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (0,5-10) мкл - 500 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.
- 2.4. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (0,5-10) мкл - 1000 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.
- 3.1. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (5-200) мкл - 96 шт. в штативе с инструкцией по применению.
- 3.2. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (5-200) мкл - 100 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.
- 3.3. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (5-200) мкл - 500 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.
- 3.4. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (5-200) мкл - 1000 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.
- 3.5. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (5-200) мкл - 25 000 шт. в картонной упаковке с инструкцией по применению.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0160579

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25487

Лист 2

- 4.1. Наконечник одноразовый не стерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (5-300) мкл - 96 шт. в штативе с инструкцией по применению.
- 4.2. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (5-300) мкл - 100 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.
- 4.3. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (5-300) мкл - 500 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.
- 4.4. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (5-300) мкл - 1000 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.
- 4.5. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (5-300) мкл - 15 000 шт. в картонной упаковке с инструкцией по применению.
- 5.1. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (0,5-250) мкл - 96 шт. в штативе с инструкцией по применению.
- 5.2. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (0,5-250) мкл - 100 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.
- 5.3. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (0,5-250) мкл - 500 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.
- 5.4. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (0,5-250) мкл - 1000 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.
- 5.5. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (0,5-250) мкл - 20 000 шт. в картонной упаковке с инструкцией по применению.
- 6.1. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (100-1000) мкл - 96 шт. в штативе с инструкцией по применению.
- 6.2. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (100-1000) мкл - 100 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.
- 6.3. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (100-1000) мкл - 500 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0161201



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25487

Лист 3

6.4. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (100-1000) мкл - 1000 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.

6.5. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (100-1000) мкл - 5 000 шт. в картонной упаковке с инструкцией по применению.

7.1. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (0,5-5) мл - 54 шт в штативе с инструкцией по применению.

7.2. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (0,5-5) мл - 50 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.

7.3. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (0,5-5) мл - 100 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.

8.1. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (1-5) мл - 24 шт. в штативе с инструкцией по применению.

8.2. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (1-5) мл - 50 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.

8.3. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (1-5) мл - 100 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.

9.1. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (1-10) мл - 40 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.

9.2. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (1-10) мл - 100 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.

10.1. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (1-10) мл удлиненный - 40 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.

10.2. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 (1-10) мл удлиненный - 100 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.

11.1. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 для четырехканального дозатора (0,5-300) мкл - 50 шт. в

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0160583



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25487

Лист 4

полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.

11.2. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 для четырехканального дозатора (0,5-300) мкл -100 шт. в полиэтиленовой упаковке с инструкцией по применению.

11.3. Наконечник одноразовый нестерильный к дозаторам пипеточным по ТУ 32.50.50-001-80191681-2023 для четырехканального дозатора (0,5-300) мкл - 3200 шт. в картонной упаковке с инструкцией по применению.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0160584