



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 10:44 22.01.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 195049;
2. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/04168869 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/04168869);
3. Дата государственной регистрации медицинского изделия/внесения изменений в медицинское изделие: 21.01.2026;
4. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
5. Наименование медицинского изделия: Шкаф для сушки и асептического хранения гибких эндоскопов «Таглер» по ТУ 32.50.50-008-40656199-2025. 1. ЭКАБ-2А в составе:
 - шкаф – 1 шт.
 - поддон – 1 шт.
 - лоток – 1 шт.
 - ключ для дверей технического отсека и камеры - 4 шт.
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
2. ЭКАБ-3А в составе:
 - шкаф – 1 шт.
 - поддон – 1 шт.
 - лоток – 1 шт.
 - ключ для дверей технического отсека и камеры - 4 шт.
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
3. ЭКАБ-4А в составе:
 - шкаф – 1 шт.
 - поддон – 1 шт.
 - лоток – 1 шт.
 - ключ для дверей технического отсека и камеры – 4 шт.
 - руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. ЭКАБ – 5А в составе:

- шкаф – 1 шт.
- поддон – 1 шт.
- лоток – 1 шт.
- ключ для дверей технического отсека и камеры - 4 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

5. ЭКАБ-2М в составе:

- шкаф – 1 шт.
- поддон – 1 шт.
- магистраль с фильтром гидрофобным – 2 шт.
- ключ-карта – не более 10 шт.
- шнур сетевой – 1 шт.
- компрессор – 1 шт.
- ключ для двери технического отсека - 2 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

6. ЭКАБ-3М в составе:

- шкаф – 1 шт.
- поддон – 1 шт.
- магистраль с фильтром гидрофобным – 3 шт.
- ключ-карта – не более 10 шт.
- шнур сетевой – 1 шт.
- компрессор – 1 шт.
- ключ для двери технического отсека - 2 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

7. ЭКАБ-4М в составе:

- шкаф – 1 шт.
- поддон – 1 шт.
- магистраль с фильтром гидрофобным – 4 шт.
- ключ-карта – не более 10 шт.
- шнур сетевой – 1 шт.
- компрессор – 1 шт.
- ключ для двери технического отсека - 2 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

8. ЭКАБ-2Н в составе:

- шкаф – 1 шт.
- поддон – 1 шт.
- магистраль с фильтром гидрофобным – 2 шт.
- ключ-карта – не более 10 шт.
- шнур сетевой – 1 шт.
- компрессор – 1 шт.
- ключ для двери технического отсека - 2 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

9. ЭКАБ-3Н в составе:

- шкаф – 1 шт.
- поддон – 1 шт.
- магистраль с фильтром гидрофобным – 3 шт.
- ключ-карта – не более 10 шт.
- шнур сетевой – 1 шт.
- компрессор – 1 шт.
- ключ для двери технического отсека - 2 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

10. ЭКАБ-4Н в составе:

- шкаф – 1 шт.
- поддон – 1 шт.
- магистраль с фильтром гидрофобным – 4 шт.
- ключ-карта – не более 10 шт.
- шнур сетевой – 1 шт.
- компрессор – 1 шт.
- ключ для двери технического отсека - 2 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

6. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

7. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

8. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

9. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП ТАГЛЕР";

10. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 115404, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ, УЛ 6-Я РАДИАЛЬНАЯ, Д. 17, СТР. 1;

11. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 115404, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ, УЛ 6-Я РАДИАЛЬНАЯ, Д. 17, СТР. 1;

12. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

13. ОКП/ОКПД2: 32.50.50.190;

14. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

15. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Изделие предназначено для сушки и хранения гибких эндоскопов, предварительно прошедших очистку и дезинфекцию;

16. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 271740;

17. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ООО "НПП ТАГЛЕР", 107076, г. Москва, ул. Богородский Вал, д. 3, стр. 29, 1 эт, помещ. III, комн. 14-19;

18. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

19. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
271740	ЭКАБ-4Н в составе:
271740	ЭКАБ-3Н в составе:
271740	ЭКАБ-2Н в составе:
271740	ЭКАБ-4М в составе:
271740	ЭКАБ-3М в составе:
271740	ЭКАБ-2М в составе:
271740	ЭКАБ – 5А в составе:
271740	ЭКАБ-4А в составе:
271740	ЭКАБ-3А в составе:
271740	ЭКАБ-2А в составе:

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

