



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**  
от 23 мая 2025 года № ФСР 2011/09988

На медицинское изделие  
Аппарат стимуляции и электротерапии Элэскулап "Мед ТеКо"  
по ТУ 9444-013-56812193-2005

Настоящее регистрационное удостоверение выдано  
Общество с ограниченной ответственностью "Мед ТеКо"  
(ООО "Мед ТеКо"), Россия, 141009, Московская область, г.о. Мытищи,  
г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 16, к. 2

Производитель  
Общество с ограниченной ответственностью "Мед ТеКо"  
(ООО "Мед ТеКо"), Россия, 141009, Московская область, г.о. Мытищи,  
г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 16, к. 2

Место производства медицинского изделия  
ООО "Мед ТеКо", Россия, 141009, Московская область, г.о. Мытищи,  
г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, д. 16, к. 2

Номер регистрационного досье № РД-68864/18429 от 18.04.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 26.60.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 10 листах

приказом Росздравнадзора от 23 мая 2025 года № 3268  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков



0085411

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 мая 2025 года

№ ФСР 2011/09988

Лист 1

На медицинское изделие

**Аппарат стимуляции и электротерапии Элэскулап "Мед ТеКо"**  
по ТУ 9444-013-56812193-2005, варианты исполнения:

I. Аппарат стимуляции и электротерапии Элэскулап-06М «Мед ТеКо» по ТУ 9444-013-56812193-2005 в составе:

1. Электронный блок - 1 шт.
2. Electroды токопроводящие терапевтические по ТУ 9444-010-18614665-2012, мм:
  - 40x50 - 2 шт.;
  - 50x100 - 2 шт.;
  - 90x140 - 2 шт.;
  - 130x190 - 2 шт.;
  - Воротник по Щербаку 250x440 - 1 шт.
3. Electroд с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур одноразовый - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 9398-005-50034180-2015 в следующих исполнениях (поставляется при необходимости):
  - electroд с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 30x30 мм - 48 шт./уп.;
  - electroд с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 50x100 мм - 10 шт./уп.;
  - electroд с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 80x130 мм - 5 шт./уп.;
  - electroд с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 150x220 мм - 2 шт./уп.
4. Electroды для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовые, поверхностные - «ИНИСС-мед» по ТУ 9398-003-50034180-2007 в следующих исполнениях (поставляется при необходимости):
  - прямоугольный (размера 60x80 мм) - 20 шт./уп.;
  - прямоугольный (размера 80x120 мм) - 25 шт./уп.;
  - прямоугольный (размера 120x160 мм) - 25 шт./уп.
5. Electroды силиконовые электропроводящие, мм:
  - 25x30 - 2 шт.;
  - 55x80 - 2 шт.;
  - 100x120 - 2 шт.
6. Electroд для электродиагностики - 1 шт.
7. Кармашки, мм:
  - 50x55 - 4 шт.;
  - 85x105 - 4 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

**0163874**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 мая 2025 года

№ ФСР 2011/09988

Лист 2

- 130x145 - 4 шт.
  - 8. Маска для электросонтерапии - 1 шт.
  - 9. Кабель соединительный - 2 шт.
  - 10. Кабель соединительный раздвоенный - 2 шт. (поставляется при необходимости).
  - 11. Кабель соединительный с зажимом типа «крокодил» - 2 шт.
  - 12. Кабель соединительный раздвоенный с зажимом типа «крокодил» - 2 шт. (поставляется при необходимости).
  - 13. Эксплуатационная документация:
    - Паспорт - 1 шт.;
    - Руководство по эксплуатации - 1 шт.
  - II. Аппарат стимуляции и электротерапии Элэскулап-05М «Мед ТеКо» по ТУ 9444-013-56812193-2005 в составе:
    - 1. Электронный блок - 1 шт.
    - 2. Электроды токопроводящие терапевтические по ТУ 9444-010-18614665-2012, мм:
      - 40x50 - 2 шт.;
      - 50x100 - 2 шт.;
      - 90x140 - 2 шт.;
      - 130x190 - 2 шт.;
      - Воротник по Щербаку 250x440 - 1 шт.
    - 3. Электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур одноразовый - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 9398-005-50034180-2015 в следующих исполнениях (поставляется при необходимости):
      - электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 30x30 мм - 48 шт./уп.;
      - электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 50x100 мм - 10 шт./уп.;
      - электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 80x130 мм - 5 шт./уп.;
      - электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 150x220 мм - 2 шт./уп.
    - 4. Электроды для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовые, поверхностные - «ИНИСС-мед» по ТУ 9398-003-50034180-2007 в следующих исполнениях (поставляется при необходимости):
      - прямоугольный (размера 60x80 мм) - 20 шт./уп.;
      - прямоугольный (размера 80x120 мм) - 25 шт./уп.;
      - прямоугольный (размера 120x160 мм) - 25 шт./уп.
    - 5. Электроды силиконовые электропроводящие, мм
- Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0163875

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 мая 2025 года

№ ФСР 2011/09988

Лист 3

- 25x30 - 2 шт.;
- 55x80 - 2 шт.;
- 100x120 - 2 шт.
- 6. Электрод для электродиагностики - 1 шт. (поставляется при необходимости).
- 7. Кармашки, мм:
  - 50x55 - 4 шт.;
  - 85x105 - 4 шт.;
  - 130x145 - 4 шт.
- 8. Маска для электросонтерапии - 1 шт.
- 9. Кабель соединительный - 2 шт.
- 10. Кабель соединительный раздвоенный - 2 шт. (поставляется при необходимости).
- 11. Кабель соединительный с зажимом типа «крокодил» - 2 шт.
- 12. Кабель соединительный раздвоенный с зажимом типа «крокодил» - 2 шт. (поставляется при необходимости).
- 13. Эксплуатационная документация:
  - Паспорт - 1 шт.;
  - Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- III. Аппарат стимуляции и электротерапии Элэскулап-03М «Мед ТеКо» по ТУ 9444-013-56812193-2005 в составе:
  - 1. Электронный блок - 1 шт.
  - 2. Электроды токопроводящие терапевтические по ТУ 9444-010-18614665-2012, мм (поставляется при необходимости):
    - 40x50 - 2 шт.;
    - 50x100 - 2 шт.;
    - 90x140 - 2 шт.;
    - 130x190 - 2 шт.;
    - Воротник по Щербаку 250x440 - 1 шт.
  - 3. Электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур одноразовый - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 9398-005-50034180-2015 в следующих исполнениях (поставляется при необходимости):
    - электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 30x30 мм - 48 шт./уп.;
    - электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 50x100 мм - 10 шт./уп.;
    - электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 80x130 мм - 5 шт./уп.;
    - электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур,

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0163866

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 мая 2025 года

№ ФСР 2011/09988

Лист 4

одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 150x220 мм - 2 шт./уп.

4. Электроды для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовые, поверхностные - «ИНИСС-мед» по ТУ 9398-003-50034180-2007 в следующих исполнениях (поставляется при необходимости):

- прямоугольный (размера 60x80 мм) - 20 шт./уп.;
- прямоугольный (размера 80x120 мм) - 25 шт./уп.;
- прямоугольный (размера 120x160 мм) - 25 шт./уп.

5. Электроды силиконовые электропроводящие, мм:

- 25x30 - 2 шт.;
- 55x80 - 2 шт.;
- 100x120 - 2 шт.

6. Электрод для электродиагностики - 1 шт. (поставляется при необходимости).

7. Кармашки, мм:

- 50x55 - 4 шт.;
- 85x105 - 4 шт.;
- 130x145 - 4 шт.

8. Маска для электросонтерапии - 1 шт. (поставляется при необходимости).

9. Кабель соединительный - 2 шт.

10. Кабель соединительный раздвоенный - 2 шт. (поставляется при необходимости).

11. Кабель соединительный с зажимом типа «крокодил» - 2 шт.

12. Кабель соединительный раздвоенный с зажимом типа «крокодил» - 2 шт.

(поставляется при необходимости).

13. Эксплуатационная документация:

- Паспорт - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

IV. Аппарат стимуляции и электротерапии Элэскулап-02М «Мед ТеКо» по ТУ 9444-013-56812193-2005 в составе:

1. Электронный блок - 1 шт.

2. Электроды токопроводящие терапевтические по ТУ 9444-010-18614665-2012, мм (поставляется при необходимости):

- 40x50 - 2 шт.;
- 50x100 - 2 шт.;
- 90x140 - 2 шт.;
- 130x190 - 2 шт.;

- Воротник по Щербаку 250 x 440 - 1 шт.

3. Электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур одноразовый - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 9398-005-50034180-2015 в следующих

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

**0163867**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 мая 2025 года

№ ФСР 2011/09988

Лист 5

исполнениях (поставляется при необходимости):

- электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 30x30 мм - 48 шт./уп.;
- электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 50x100 мм - 10 шт./уп.;
- электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 80x130 мм - 5 шт./уп.;
- электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 150x220 мм - 2 шт./уп.

4. Электроды для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовые, поверхностные - «ИНИСС-мед» по ТУ 9398-003-50034180-2007 в следующих исполнениях (поставляется при необходимости):

- прямоугольный (размера 60x80 мм) - 20 шт./уп.;
- прямоугольный (размера 80x120 мм) - 25 шт./уп.;
- прямоугольный (размера 120x160 мм) - 25 шт./уп.

5. Электроды силиконовые электропроводящие, мм:

- 25x30 - 2 шт.;
- 55x80 - 2 шт.;
- 100x120 - 2 шт.

6. Электрод для электродиагностики - 1 шт. (поставляется при необходимости).

7. Кармашки, мм:

- 50x55 - 4 шт.;
- 85x105 - 4 шт.;
- 130x145 - 4 шт.

8. Маска для электросонтерапии - 1 шт. (поставляется при необходимости).

9. Кабель соединительный - 2 шт.

10. Кабель соединительный раздвоенный - 2 шт. (поставляется при необходимости).

11. Кабель соединительный с зажимом типа «крокодил» - 2 шт.

12. Кабель соединительный раздвоенный с зажимом типа «крокодил» - 2 шт.

(поставляется при необходимости).

13. Эксплуатационная документация:

- Паспорт - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

V. Аппарат стимуляции и электротерапии Элэскулап «Мед ТеКо» (ддт) по ТУ 9444-013-56812193-2005 в составе:

1. Электронный блок - 1 шт.

2. Электроды токопроводящие терапевтические по ТУ 9444-010-18614665-2012, мм

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

**0163868**



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 мая 2025 года

№ ФСР 2011/09988

Лист 6

(поставляется при необходимости):

- 40x50 - 2 шт.;
- 50x100 - 2 шт.;
- 90x140 - 2 шт.;
- 130x190 - 2 шт.;
- Воротник по Щербаку 250x440 - 1 шт.

3. Электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур одноразовый - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 9398-005-50034180-2015 в следующих исполнениях (поставляется при необходимости):

- электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 30x30 мм - 48 шт./уп.;
- электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 50x100 мм - 10 шт./уп.;
- электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 80x130 мм - 5 шт./уп.;
- электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 150x220 мм - 2 шт./уп.

4. Электроды для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовые, поверхностные - «ИНИСС-мед» по ТУ 9398-003-50034180-2007 в следующих исполнениях (поставляется при необходимости):

- прямоугольный (размера 60x80 мм) - 20 шт./уп.;
- прямоугольный (размера 80x120 мм) - 25 шт./уп.;
- прямоугольный (размера 120x160 мм) - 25 шт./уп.

5. Электроды силиконовые электропроводящие, мм:

- 25x30 - 2 шт.;
- 55x80 - 2 шт.;
- 100x120 - 2 шт.

6. Электрод для электродиагностики - 1 шт. (поставляется при необходимости).

7. Кармашки, мм:

- 50x55 - 4 шт.;
- 85x105 - 4 шт.;
- 130x145 - 4 шт.

8. Маска для электросонтерапии - 1 шт. (поставляется при необходимости).

9. Кабель соединительный - 2 шт.

10. Кабель соединительный раздвоенный - 2 шт. (поставляется при необходимости).

11. Кабель соединительный с зажимом типа «крокодил» - 2 шт.

12. Кабель соединительный раздвоенный с зажимом типа «крокодил» - 2 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0163869

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 мая 2025 года

№ ФСР 2011/09988

Лист 7

(поставляется при необходимости).

13. Эксплуатационная документация:

- Паспорт - 1 шт.;
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

VI. Аппарат стимуляции и электротерапии Элэскулап «Мед ТеКо» (электросон) по ТУ 9444-013-56812193-2005 в составе:

1. Электронный блок - 1 шт.

2. Электроды токопроводящие терапевтические по ТУ 9444-010-18614665-2012, мм (поставляется при необходимости):

- 40x50 - 2 шт.;
- 50x100 - 2 шт.;
- 90x140 - 2 шт.;
- 130x190 - 2 шт.;
- Воротник по Щербаку 250x440 - 1 шт.

3. Электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур одноразовый - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 9398-005-50034180-2015 в следующих исполнениях (поставляется при необходимости):

- электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 30x30 мм - 48 шт./уп.;
- электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 50x100 мм - 10 шт./уп.;
- электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 80x130 мм - 5 шт./уп.;
- электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 150x220 мм - 2 шт./уп.

4. Электроды для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовые, поверхностные - «ИНИСС-мед» по ТУ 9398-003-50034180-2007 в следующих исполнениях (поставляется при необходимости):

- прямоугольный (размера 60x80 мм) - 20 шт./уп.;
- прямоугольный (размера 80x120 мм) - 25 шт./уп.;
- прямоугольный (размера 120x160 мм) - 25 шт./уп.

5. Электроды силиконовые электропроводящие (поставляется при необходимости), мм:

- 25x30 - 2 шт.;
- 55x80 - 2 шт.;
- 100x120 - 2 шт.

6. Электрод для электродиагностики - 1 шт. (поставляется при необходимости).

7. Кармашки, мм (поставляется при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**



0163870

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 мая 2025 года

№ ФСР 2011/09988

Лист 8

- 50x55 - 4 шт.;
- 85x105 - 4 шт.;
- 130x145 - 4 шт.

8. Маска для электросонотерапии - 1 шт.

9. Кабель соединительный - 2 шт.

10. Кабель соединительный раздвоенный - 2 шт. (поставляется при необходимости).

11. Кабель соединительный с зажимом типа «крокодил» - 2 шт.

12. Кабель соединительный раздвоенный с зажимом типа «крокодил» - 2 шт.  
(поставляется при необходимости).

13. Эксплуатационная документация:

- Паспорт - 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

VII. Аппарат стимуляции и электротерапии Элэскулап «Мед ТеКо» (сmt) по ТУ 9444-013-56812193-2005 в составе:

1. Электронный блок - 1 шт.

2. Электроды токопроводящие терапевтические по ТУ 9444-010-18614665-2012, мм  
(поставляется при необходимости):

- 40x50 - 2 шт.;

- 50x100 - 2 шт.;

- 90x140 - 2 шт.;

- 130x190 - 2 шт.;

- Вороник по Щербаку 250x440 - 1 шт

3. Электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур одноразовый - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 9398-005-50034180-2015 в следующих исполнениях (поставляется при необходимости):

- электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 30x30 мм - 48 шт./уп.;

- электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 50x100 мм - 10 шт./уп.;

- электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 80x130 мм - 5 шт./уп.;

- электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 150x220 мм - 2 шт./уп.

4. Электроды для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовые, поверхностные - «ИНИСС-мед» по ТУ 9398-003-50034180-2007 в следующих исполнениях (поставляется при необходимости):

- прямоугольный (размера 60x80 мм) - 20 шт./уп.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

**0163871**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 мая 2025 года

№ ФСР 2011/09988

Лист 9

- прямоугольный (размера 80x120 мм) - 25 шт./уп.;
- прямоугольный (размера 120x160 мм) - 25 шт./уп.
- 5. Электроды силиконовые электропроводящие, мм:
  - 25x30 - 2 шт.;
  - 55x80 - 2 шт.;
  - 100x120 - 2 шт.
- 6. Электрод для электродиагностики - 1 шт. (поставляется при необходимости).
- 7. Кармашки, мм:
  - 50x55 - 4 шт.;
  - 85x105 - 4 шт.;
  - 130x145 - 4 шт.
- 8. Маска для электросонтерапии - 1 шт. (поставляется при необходимости).
- 9. Кабель соединительный - 2 шт.
- 10. Кабель соединительный раздвоенный - 2 шт. (поставляется при необходимости).
- 11. Кабель соединительный с зажимом типа «крокодил» - 2 шт.
- 12. Кабель соединительный раздвоенный с зажимом типа «крокодил» - 2 шт. (поставляется при необходимости).
- 13. Эксплуатационная документация:
  - Паспорт - 1 шт.;
  - Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- VIII. Аппарат стимуляции и электротерапии Элэскулап «Мед ТеКо» (электростимуляция) по ТУ 9444-013-56812193-2005 в составе:
  - 1. Электронный блок - 1 шт.
  - 2. Электроды токопроводящие терапевтические по ТУ 9444-010-18614665-2012, мм (поставляется при необходимости):
    - 40x50 - 2 шт.;
    - 50x100 - 2 шт.;
    - 90x140 - 2 шт.;
    - 130x190 - 2 шт.;
  - Воротник по Щербаку 250x440 - 1 шт.
- 3. Электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур одноразовый - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 9398-005-50034180-2015 в следующих исполнениях (поставляется при необходимости):
  - электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 30x30 мм - 48 шт./уп.;
  - электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 50x100 мм - 10 шт./уп.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0163872

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 мая 2025 года

№ ФСР 2011/09988

Лист 10

- электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 80x130 мм - 5 шт./уп.;
- электрод с адгезивным слоем для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовый - «ИНИСС-МЕД» размер 150x220 мм - 2 шт./уп.
- 4. Электроды для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовые, поверхностные - «ИНИСС-мед» по ТУ 9398-003-50034180-2007 в следующих исполнениях (поставляется при необходимости):
  - прямоугольный (размера 60x80 мм) - 20 шт./уп.;
  - прямоугольный (размера 80x120 мм) - 25 шт./уп.;
  - прямоугольный (размера 120x160 мм) - 25 шт./уп.
- 5. Электроды силиконовые электропроводящие, мм:
  - 25x30 - 2 шт.;
  - 55x80 - 2 шт.;
  - 100x120 - 2 шт.
- 6. Электрод для электродиагностики - 1 шт.
- 7. Кармашки, мм:
  - 50x55 - 4 шт.;
  - 85x105 - 4 шт.;
  - 130x145 - 4 шт.
- 8. Маска для электросонтерапии - 1 шт. (поставляется при необходимости).
- 9. Кабель соединительный - 2 шт.
- 10. Кабель соединительный раздвоенный - 2 шт. (поставляется при необходимости).
- 11. Кабель соединительный с зажимом типа «крокодил» - 2 шт.
- 12. Кабель соединительный раздвоенный с зажимом типа «крокодил» - 2 шт. (поставляется при необходимости).
- 13. Эксплуатационная документация:
  - Паспорт - 1 шт.;
  - Руководство по эксплуатации - 1 шт.

z

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0163873