



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 октября 2021 года № РЗН 2021/14878

На медицинское изделие

**Тонометр автоматический офтальмологический бесконтактный ННТ
с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "ДИКСИОН"
(ООО "ДИКСИОН"), Россия,
127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, пом. I, ком. 2Б**

Производитель

**"Хувитц Ко., Лтд.", Корея,
Huvitz Co., Ltd., 38, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do,
14055, Republic of Korea**

Место производства медицинского изделия

**Huvitz Co., Ltd., 38, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do,
14055, Republic of Korea**

Номер регистрационного досье № РД-37135/83306 от 28.10.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 04 октября 2021 года № 9433
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова
А.В. Самойлова

0058544

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 04 октября 2021 года

№ РЗН 2021/14878

Лист 1

На медицинское изделие

Тонометр автоматический офтальмологический бесконтактный ННТ с принадлежностями, варианты исполнения:

I. Тонометр автоматический офтальмологический бесконтактный ННТ, вариант исполнения: ННТ-1, в составе:

1. Базовый блок - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Одноразовая бумажная салфетка на упор для подбородка - 100 листов /1 уп.
4. Бумага для принтера - 2 рулона.
5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Чехол противопыльный - 1 шт.
2. Плавкий предохранитель (ТЗ.15АL/250В) - 2 шт.
3. Тестовый глаз - 1 шт.
4. Ключ шестигранный 2,5 мм - 1 шт.

II. Тонометр автоматический офтальмологический бесконтактный ННТ, вариант исполнения ННТ-1Р, в составе:

1. Базовый блок - 1 шт.
2. Кабель питания - 1 шт.
3. Одноразовая бумажная салфетка на упор для подбородка - 100 листов /1 уп.
4. Бумага для принтера - 2 рулона.
5. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Чехол противопыльный - 1 шт.
2. Плавкий предохранитель (ТЗ.15АL/250В) - 2 шт.
3. Тестовый глаз - 1 шт.
4. Ключ шестигранный 2,5 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0089751