



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 22 января 2025 года № РЗН 2025/24498

На медицинское изделие
Светильник медицинский смотровой "Armed"

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"Шанхай Хуэйфэн Медикал Инструмент Ко., Лтд.", КНР,
Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd., Building No.2, No.885, Qiuxing
Road, Nicheng Town, Pudong New Area, 201306 Shanghai, China

Производитель
"Шанхай Хуэйфэн Медикал Инструмент Ко., Лтд.", КНР,
Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd., Building No.2, No.885, Qiuxing
Road, Nicheng Town, Pudong New Area, 201306 Shanghai, China

Место производства медицинского изделия
Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd., Building NO. 2, NO. 885, Qiuxing
Road, Nicheng Town, Pudong New Area, 201306 Shanghai, People's Republic of
China

Номер регистрационного досье № РД-65878/98914 от 11.12.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 22 января 2025 года № 175
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0083341

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

№ РЗН 2025/24498

Лист 1

На медицинское изделие

Светильник медицинский смотровой "Armed", в вариантах исполнения:

I. AR 01A LED, в составе:

1. Штатив верхний с блоком управления и блоком освещения - 1 шт.
2. Штатив центральный - 1 шт.
3. Штатив нижний - 1 шт.
4. Основание с колесами - 1 шт.
5. Шнур питания - 1 шт.
6. Ключ шестигранник - 1 шт.
7. Предохранитель плавкий F1AL250V запасной - 2 шт.
8. Руководство по эксплуатации - 1 экз.

II. AR-FS LED, в составе:

1. Штатив верхний с блоком управления и блоком освещения - 1 шт.
2. Штатив нижний - 1 шт.
3. Основание с колесами - 1 шт.
4. Шнур питания - 1 шт.
5. Ключ шестигранник - 1 шт.
6. Предохранитель плавкий F1AL250V запасной - 2 шт.
7. Руководство по эксплуатации - 1 экз.

III. AR 200 LED, в составе:

1. Блок освещения - 1 шт.
2. Плечо балансировочное - 1 шт.
3. Штатив верхний - 1 шт.
4. Штатив нижний - 1 шт.
5. Основание с колесами - 1 шт.
6. Муфта основания декоративная - 1 шт.
7. Шнур питания - 1 шт.
8. Ключ шестигранник - 1 шт.
9. Предохранитель плавкий F1.5AL250V запасной - 2 шт.
10. Руководство по эксплуатации - 1 экз.

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0154261