



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 16:41 28.09.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 191677;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 191677;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2025/26282 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/04138881);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 15.10.2025;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: ;
7. Период действия версии: с 15.10.2025;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Центрифуга клиническая лабораторная медицинская для диагностики in vitro Apexlab®
, в вариантах исполнения:
 1. Центрифуга клиническая лабораторная медицинская для диагностики in vitro Apexlab® DM0412, в составе:
 - основной блок - 1 шт.;
 - ротор (A12-10P) - 1 шт. (при необходимости);
 - ротор (A6-50P) - 1 шт. (при необходимости);
 - адаптер (A10P15) - 1 уп. (12 шт.) (при необходимости);
 - адаптер (A10P15 plug) - 1 уп. (12 шт.) (при необходимости);
 - ключ для крышки (крестовая отвертка) - 1 шт.;
 - гаечный ключ для ротора (гнездо KD-M5) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации - 1 шт.
 2. Центрифуга клиническая лабораторная медицинская для диагностики in vitro Apexlab®

DM0506, в составе:

- основной блок - 1 шт.;
- ротор (A6-15P) - 1 шт.;
- адаптер (A5P17) - 1 уп. (24 шт.) (при необходимости);
- адаптер (A2P17) - 1 уп. (24 шт.) (при необходимости);
- шестигранный ключ для ротора (гнездо KD-M5) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

3. Центрифуга клиническая лабораторная медицинская для диагностики in vitro Apexlab®
DM0424, в составе:

- основной блок - 1 шт.;
- ротор (S6-15) - 1 шт. (при необходимости);
- ротор (S4-50) - 1 шт. (при необходимости);
- ротор (A24-15P) - 1 шт. (при необходимости);
- ротор (A8-15P) - 1 шт. (при необходимости);
- ротор (A12-10P) - 1 шт. (при необходимости);
- адаптер (A15P30) - 1 уп. (4 шт.) (при необходимости);
- адаптер (A15P22) - 1 уп. (24 шт.) (при необходимости);
- адаптер (A5P17) - 1 уп. (24 шт.) (при необходимости);
- адаптер (A2P17) - 1 уп. (24 шт.) (при необходимости);
- ключ для крышки (крестовая отвертка) - 1 шт.;
- гаечный ключ для ротора (гнездо 10 мм) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Центрифуга клиническая лабораторная медицинская для диагностики in vitro Apexlab®
DM0636, в составе:

- основной блок - 1 шт.;
- ротор (SE4-100) - 1 шт. (при необходимости);
- корзина с адаптерами вместимостью 100 мл, 85 мл, 50 мл, 15 мл, 3-7 мл - 4 шт./уп. (при необходимости);
- корзина с адаптерами вместимостью 3-7 мл - 4 шт./уп. (при необходимости);
- корзина с адаптерами вместимостью 10, 12, 15 мл - 4 шт./уп. (при необходимости);
- корзина с адаптерами вместимостью 50 мл - 4 шт./уп. (при необходимости);
- ротор (A30-15) - 1 шт. (при необходимости);
- ротор (AS6-50V) - 1 шт. (при необходимости);
- ротор (AS12-PCR8) - 1 шт. (при необходимости);
- ротор (AS30-2) - 1 шт. (при необходимости);
- ротор (AS60-2) - 1 шт. (при необходимости);
- ротор (AS18-5V) - 1 шт. (при необходимости);
- ротор (A8-50) - 1 шт. (при необходимости);
- ротор (S2-MP) - 1 шт. (при необходимости);
- адаптер для ротора A30-15 (SE100P17) - 1 уп. (30 шт.) (при необходимости);
- адаптер для ротора A8-50 (SE100P31) - 1 уп. (8 шт.) (при необходимости);
- адаптер для ротора A8-50 (SE100P17) - 1 уп. (16 шт.) (при необходимости);

- адаптер для ротора A8-50 (A17P31P) - 1 уп. (8 шт.) (при необходимости);
- адаптер для корзины (A15V) - 1 уп. (16 шт.) (при необходимости);
- адаптер для корзины (A50V) - 1 уп. (8 шт.) (при необходимости);
- адаптер для корзины (A100P80) - 1 уп. (4 шт.) (при необходимости);
- адаптер для корзины (A100P50) - 1 уп. (4 шт.) (при необходимости);
- адаптер для корзины (A100P15) - 1 уп. (4 шт.) (при необходимости);
- адаптер для корзины (A100P10) - 1 уп. (4 шт.) (при необходимости);
- ключ для крышки (крестовая отвертка) - 1 шт.;
- гаечный ключ для ротора (гнездо M5) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

5. Центрифуга клиническая лабораторная медицинская для диагностики in vitro Apexlab® DM0436E, в составе:

- основной блок - 1 шт.;
- ротор (SE12-25) - 1 шт. (при необходимости);
- адаптер (SE100P17) - 1 уп. (24 шт.) (при необходимости);
- гаечный ключ для ротора (гнездо M5) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью "Апекслаб";

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 109518, Россия, Москва, ул. Грайвороновская, д. 13, стр. 1, этаж 2, ком. б;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 109518, Россия, Москва, ул. Грайвороновская, д. 13, стр. 1, этаж 2, ком. б;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: "ДЛАБ Сциентифиц Цо. Лтд.";

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: , Китай, DLAB Scientific Co., Ltd., No. 31, Yu An 31, Beijing Airport Economic Core Zone, Shunyi District, Beijing, China;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: , Китай, Дальнее зарубежье, DLAB Scientific Co., Ltd., No. 31, Yu An 31, Beijing Airport Economic Core Zone, Shunyi District, Beijing, China;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Китай;

17. ОКП/ОКПД2: 28.29.41.110;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 1;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: ;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 260430;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: DLAB Scientific Co., Ltd., No.31, Yu'an Road, Beijing Airport Economic Core Zone, Shunyi District, Beijing, China;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
260430	1. Центрифуга клиническая лабораторная медицинская для диагностики in vitro Apexlab® DM0412, в составе:
260430	2. Центрифуга клиническая лабораторная медицинская для диагностики in vitro Apexlab® DM0506, в составе:
260430	3. Центрифуга клиническая лабораторная медицинская для диагностики in vitro Apexlab® DM0424, в составе:
260430	4. Центрифуга клиническая лабораторная медицинская для диагностики in vitro Apexlab® DM0636, в составе:
260430	5. Центрифуга клиническая лабораторная медицинская для диагностики in vitro Apexlab® DM0436E, в составе:

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11