



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 16:19 06.05.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 5770;
2. Статус: Действует;
3. Регистрационный номер медицинского изделия: ФСР 2008/02295;
4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: ;
5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: ;
6. Период действия версии: с 18.03.2008;
7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
8. Наименование медицинского изделия: Гистероскопы операционные с волоконными световодами ГиО-ВС-01 "ОПТИМЕД" по ТУ 9444-041-27482286-2007 в составе (см. приложение на 2 листах):
 1. Трубка оптическая 30 4мм
 2. Трубка оптическая 30 3мм
 3. Трубка оптическая контактная 30 4мм
 4. Трубка оптическая 0 с инструментальным каналом
 5. Ствол операционный №21Ш
 6. Ствол операционный №21Ш ротационный
 7. Ствол операционный 8 мм
 8. Ствол операционный 8 мм ротационный
 9. Ствол операционный 6,5 мм (№19Ш)
 10. Ствол операционный 6,5 мм (№19Ш) ротационный
 11. Ствол №16Ш
 12. Ствол №16Ш ротационный
 13. Ствол смотровой 5 мм
 14. Ствол смотровой 5 мм ротационный

15. Ствол 4,5 мм с непрерывным потоком жидкости
16. Ствол 4,5 мм ротационный с непрерывным потоком жидкости
17. Ствол смотровой 3,6 мм
18. Ствол смотровой 3,6 мм ротационный
19. Ствол наружный к трубке оптической с инструментальным каналом
20. Ствол наружный ротационный к трубке оптической с инструментальным каналом
21. Адаптер для инструмента 2,3 мм
22. Адаптер для инструмента 2,3 мм ротационный
23. Адаптер для инструмента 1,8 мм
24. Адаптер для инструмента 1,8 мм ротационный
25. Адаптер для инструмента 2,3 мм к стволу операционному 8 мм
26. Адаптер для инструмента 2,3 мм к стволу операционному 8 мм ротационный
27. Щипцы биопсийные полужесткие 2,3 мм
28. Щипцы для извлечения инородных тел полужесткие 2,3 мм
29. Ножницы полужесткие 2,3 мм
30. Щипцы биопсийные полужесткие 1,8 мм
31. Щипцы для извлечения инородных тел полужесткие 1,8 мм
32. Ножницы полужесткие 1,8 мм
33. Щипцы биопсийные гибкие 2,3 мм
34. Щипцы для извлечения инородных тел гибкие 2,3 мм
35. Ножницы гибкие 2,3 мм
36. Щипцы биопсийные гибкие изолированные 2,3 мм
37. Щипцы биопсийные гибкие 1,8 мм
38. Щипцы для извлечения инородных тел гибкие 1,8 мм
39. Ножницы гибкие 1,8 мм
40. Щетка 3 мм длиной 380 мм
41. Щетка 6 мм длиной 380 мм
42. Щетка 8 мм длиной 380 мм
43. Кабель для передачи света диаметром 3,5 мм
44. Втулка ("Storz", Германия и "Olympus", Япония)
45. Втулка ("Wolf", Германия)
46. Насадка
47. Втулка переходная к световоду ("Storz", Германия и "Olympus", Япония)
48. Втулка переходная к световоду ("Wolf", Германия)
49. Втулка переходная к осветителю ("Storz", Германия)
50. Втулка переходная к осветителю ("Olympus", Япония)
51. Втулка переходная к осветителю ("Wolf", Германия)
52. Шприц с силиконовым уплотнением для промывания полостей объемом 150 см³ со сменными насадками Ш 713
53. Трубка силиконовая дренажная 10x3x400 мм

54. Переходник к шприцу для гибкого соединения

55. Колпачок

56. Колпачок с отверстием.

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ОАО "Оптимед";

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Россия, 195221, Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д.96;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

16. ОКП/ОКПД2: 944430;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: ;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 144810;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ОАО "Оптимед", Россия, 195221, Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д. 96;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
----------	---------------------

144810	Гистероскопы операционные с волоконными световодами ГиО-ВС-01 "ОПТИМЕД" по ТУ 9444-041-27482286-2007
--------	---

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11