



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 11:40 08.05.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 13459;
2. Статус: Действует;
3. Регистрационный номер медицинского изделия: ФСР 2011/11108 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02630317);
4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: ;
5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 23.06.2011;
6. Период действия версии: с 23.06.2011;
7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
8. Наименование медицинского изделия: Комплекс универсальный эндоскопический КУЭ-01- "Оптимед" по ТУ 9442-017-27482286-2006 в составе (см. приложение на 2-х листах):
 1. Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-90 "ОПТИМЕД";
 2. Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-200 "ОПТИМЕД";
 3. Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300 "ОПТИМЕД";
 4. Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-01 "ОПТИМЕД";
 5. Осветитель галогеновый ОсГ-01 "ОПТИМЕД";
 6. Осветитель галогеновый ОсГ-01-1 "ОПТИМЕД";
 7. Осветитель галогеновый ОсГ-01-2 "ОПТИМЕД";
 8. Осветитель галогеновый ОсГ-01-3 "ОПТИМЕД";
 9. Осветитель галогеновый двухламповый ОсГ-02 "ОПТИМЕД";
 10. Осветитель галогеновый ОсГ-03 "ОПТИМЕД";
 11. Осветитель галогеновый- светодиодный ОсГС-01 "ОПТИМЕД";
 12. Осветитель эндоскопический металлогалоидный ОсМ-01 "ОПТИМЕД";
 13. Осветитель эндоскопический металлогалоидный с пассивной системой охлаждения ОсМ 01-1 "ОПТИМЕД";

14. Осветитель эндоскопический металлогалоидный- светодиодный ОсМС-01 "ОПТИМЕД";
15. Осветитель эндоскопический металлогалоидный- светодиодный с пассивной системой охлаждения ОсМС-01-1 "ОПТИМЕД";
16. Осветитель эндоскопический ксеноновый ОсК-01 "ОПТИМЕД";
17. Осветитель эндоскопический ксеноновый ОсК-02 "ОПТИМЕД";
18. Осветитель эндоскопический светодиодный ОсС-01 "ОПТИМЕД";
19. Аспиратор - ирригатор лапароскопический АИл-01 "ОПТИМЕД";
20. Инсуффлятор электронный ИЭ-01 "ОПТИМЕД";
21. Видеокамера эндоскопическая Вэ-01 "ОПТИМЕД";
22. Видеокамера эндоскопическая Вэ-02 "ОПТИМЕД";
23. Видеокомплекс эндоскопический ВКЭ-01 "ОПТИМЕД";
24. Насос жидкостной гинекологический НжГ-01 "ОПТИМЕД";
25. Насос жидкостной урологический НжУ-01 "ОПТИМЕД";
26. Стойка медицинская аппаратная передвижная эндоскопическая СМПАЭ-1-04 "ОПТИМЕД";
27. Стойка медицинская аппаратная передвижная эндоскопическая СМПАЭ-1-05 "ОПТИМЕД";
28. Стойка медицинская аппаратная передвижная эндоскопическая СМПАЭ-1-06 "ОПТИМЕД";
29. Устройство просмотровое УП-01 "ОПТИМЕД";
30. Устройство просмотровое УП-02 "ОПТИМЕД";
31. Устройство просмотровое УП-03 "ОПТИМЕД";
32. Аудио-видеорегистратор (устройство отображения и регистрации информации) со встроенным источником света АВР-02 "ОПТИМЕД";
33. Блок газоподачи для аргоно-плазменной коагуляции БГАрк-01 "ОПТИМЕД".

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД";

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д. 96;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д. 96;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

16. ОКП/ОКПД2: 944210;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2б;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: ;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 260500;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД", 195221, г. Санкт Петербург, проспект Металлистов, д. 9б;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
260500	Комплекс универсальный эндоскопический КУЭ-01-"Оптимед" по ТУ 9442-017-27482286-2006

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

