



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 декабря 2024 года № РЗН 2024/24122

На медицинское изделие

**Пипетки-дозаторы механические одноканальные и многоканальные
фиксированного и регулируемого объема доз DLAB**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"ДЛАБ Сциентифиц Цо. Лтд.", Китай,
DLAB Scientific Co., Ltd., No. 31, Yu'an Road, Airport Economic Core Zone, Shunyi
District, Beijing, 101318 China

Производитель

"ДЛАБ Сциентифиц Цо. Лтд.", Китай,
DLAB Scientific Co., Ltd., No. 31, Yu'an Road, Airport Economic Core Zone, Shunyi
District, Beijing, 101318 China

Место производства медицинского изделия

DLAB Scientific Co., Ltd., Yu'an Road 31, Beijing Airport Development Zone, Shunyi
District, Beijing 101318, China

Номер регистрационного досье № РД-63986/48529 от 15.08.2024


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 05 декабря 2024 года № 6901
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0080803

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 декабря 2024 года № РЗН 2024/24122

Лист 1

На медицинское изделие

Пипетки-дозаторы механические одноканальные и многоканальные фиксированного и регулируемого объема доз DLAB, варианты исполнения:

1. Пипетки-дозаторы переменного объема 1-канальные TopPette (0.1-2.5 мкл, 0.5-10 мкл, 2-20 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 50-200 мкл, 100-1000 мкл, 200-1000 мкл, 1000-5000 мкл, 0.5-5 мл, 1-10 мл, 2-10 мл) в составе:

- Дозатор - 1 шт.;
- Калибровочный ключ - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
- Держатель (крепление) для дозатора - 1 шт.;
- Наконечник - 1 шт.;
- Сертификат контроля качества - 1 шт.

2. Пипетки-дозаторы переменного объема 8-канальные TopPette (0.5-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 50-300 мкл, 100-1000 мкл) в составе:

- Дозатор - 1 шт.;
- Калибровочный ключ - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
- Держатель (крепление) для дозатора - 1 шт.;
- Наконечник - 8 шт.;
- Сертификат контроля качества - 1 шт.

3. Пипетки-дозаторы переменного объема 12-канальные TopPette (0.5-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 50-300 мкл) в составе:

- Дозатор - 1 шт.;
- Калибровочный ключ - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
- Держатель (крепление) для дозатора - 1 шт.;
- Наконечник - 12 шт.;
- Сертификат контроля качества - 1 шт.

4. Пипетки-дозаторы фиксированного объема 1-канальные TopPette (5 мкл, 10 мкл, 20 мкл, 25 мкл, 50 мкл, 100 мкл, 200 мкл, 250 мкл, 500 мкл, 1000 мкл, 2000 мкл, 5000 мкл) в составе:

- Дозатор - 1 шт.;
- Калибровочный ключ - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
- Держатель (крепление) для дозатора - 1 шт.;
- Наконечник - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0152967

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 декабря 2024 года № РЗН 2024/24122

Лист 2

- Сертификат контроля качества - 1 шт.
- 5. Пипетки-дозаторы переменного объема 1-канальные MicroPette Plus (0.1-2.5 мкл, 0.5-10 мкл, 2-20 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 50-200 мкл, 100-1000 мкл, 200-1000 мкл, 1000-5000 мкл, 0.5-5 мл, 1-10 мл, 2-10 мл) в составе:
 - Дозатор - 1 шт.;
 - Калибровочный ключ - 1 шт.;
 - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
 - Держатель (крепление) для дозатора - 1 шт.;
 - Наконечник - 1 шт.;
 - Сертификат контроля качества - 1 шт.
- 6. Пипетки-дозаторы переменного объема 8-канальные MicroPette Plus (0.5-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 50-300 мкл, 100-1000 мкл) в составе:
 - Дозатор - 1 шт.;
 - Калибровочный ключ - 1 шт.;
 - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
 - Держатель (крепление) для дозатора - 1 шт.;
 - Наконечник - 8 шт.;
 - Сертификат контроля качества - 1 шт.
- 7. Пипетки-дозаторы переменного объема 12-канальные MicroPette Plus (0.5-10 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 50-300 мкл) в составе:
 - Дозатор - 1 шт.;
 - Калибровочный ключ - 1 шт.;
 - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
 - Держатель (крепление) для дозатора - 1 шт.;
 - Наконечник - 12 шт.;
 - Сертификат контроля качества - 1 шт.
- 8. Пипетки-дозаторы фиксированного объема 1-канальные MicroPette Plus (5 мкл, 10 мкл, 20 мкл, 25 мкл, 50 мкл, 100 мкл, 200 мкл, 250 мкл, 500 мкл, 1000 мкл, 2000, мкл, 5000 мкл) в составе:
 - Дозатор - 1 шт.;
 - Калибровочный ключ - 1 шт.;
 - Инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
 - Держатель (крепление) для дозатора - 1 шт.;
 - Наконечник - 1 шт.;
 - Сертификат контроля качества - 1 шт.
- 9. Пипетки-дозаторы переменного объема 1-канальные Hipette (0.1-2.5 мкл, 0.5-10 мкл,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0152968

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 декабря 2024 года № РЗН 2024/24122

Лист 3

2-20 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 30-300 мкл, 100-1000 мкл, 1000-5000 мкл,
0.5-5 мл, 1-10 мл, 2-10 мл) в составе:

- Дозатор - 1 шт.;
- Калибровочный ключ - 1 шт.;
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.;
- Держатель (крепление) для дозатора - 1 шт.;
- Наконечник - 1 шт.;
- Сертификат контроля качества - 1 шт.;
- Силиконовые накладки - 5 шт. (при необходимости);
- Сменный фильтр - 5 шт. (для пипеток-дозаторов 2-20 мкл, 5-50 мкл, 10-100 мкл, 20-200 мкл, 30-300 мкл, 100-1000 мкл, 1000-5000 мкл, 0.5-5 мл, 1-10 мл, 2-10 мл - при необходимости).

Принадлежности для всех вариантов исполнения:

- Пробирка 1,5 мл со смазкой - 1 шт.



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0152969