



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 декабря 2023 года № ФСЗ 2012/11647

На медицинское изделие

**Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.", Сингапур,  
Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A, Beach Road, 11-313  
The Plaza 199591, Singapore

Производитель

"Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.", Сингапур,  
Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 7500A, Beach Road, 11-313  
The Plaza 199591, Singapore

Место производства медицинского изделия

Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road  
Economic & Technical Development Area 226010 Nantong, Jiangsu, P. R. China

Номер регистрационного досье № РД-57663/69421 от 31.08.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 26.60.12.129

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 25 декабря 2023 года № 9592  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.  
Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0073930

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 декабря 2023 года № ФСЗ 2012/11647

Лист 1

На медицинское изделие

**Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD,**  
варианты исполнения:

I. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD,  
вариант исполнения LD2, в составе:

1. Электронный блок LD2 - 1 шт.
2. Манжета Cuff-LDA - не более 2 шт.
3. Нагнетатель в сборе LD-S035 - не более 2 шт.
4. Элементы питания AA x 1,5B - 4 шт.
5. Сумка - 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Гарантийный талон - 1 шт.
8. Потребительская тара (упаковка) - 1 шт.

II. Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой LD,  
вариант исполнения LD3а, в составе:

1. Электронный блок LD3а - 1 шт.
2. Манжета Cuff-LDA - не более 2 шт.
3. Источник электропитания LD-N057 - не более 2 шт.
4. Элементы питания AA x 1,5B - 4 шт.
5. Сумка - 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Гарантийный талон - 1 шт.
8. Потребительская тара (упаковка) - 1 шт.

z

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0132294