



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 16:42 25.05.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 190460;
2. Статус: Действует;
3. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2025/26106 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/04138372);
4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 27.08.2025;
5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: ;
6. Период действия версии: с 27.08.2025;
7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
8. Наименование медицинского изделия: Портативная экспресс-система для количественного измерения газов крови, электролитов, гематокрита, метаболитов "НЕОМЕДИКС 22" для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53.141-002-32793930-2023
, в составе:
 1. Портативный анализатор для измерения газов крови, электролитов, гематокрита, метаболитов «НЕОМЕДИКС 22» - 1 шт.
 2. Термопринтер - 1 шт.
 3. Электронный симулятор - 1 шт.
 4. Магнитный зажим - 1 шт.
 5. Термочувствительная бумага - 1 шт.
 6. Кабель питания принтера - 1 шт.
 7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 8. Батарейки 3.7V 18500 - 2 шт.
 9. Капиллярные трубки - от 10 до 1000 шт./упак. (при необходимости).
 10. Измерительные картриджи ВГЗ (БГ 3) - от 1 до 1000 шт./упак. (при необходимости).
 11. Измерительные картриджи ВЕЗ (БИ 3) - от 1 до 1000 шт./упак. (при необходимости).

12. Измерительные картриджи ВG7 (БГ 7) - от 1 до 1000 шт./упак. (при необходимости).

13. Измерительные картриджи ВG10 - I (БГ 10 - Тип1) - от 1 до 1000 шт./упак. (при необходимости).

14. Измерительные картриджи ВG10 - II (БГ 10 - Тип2) - от 1 до 1000 шт./упак. (при необходимости).

15. Контрольный материал ВQС:

- Уровень 1 - от 5 до 30 ампул по 2,0 мл в упаковке. (при необходимости);

- Уровень 2 - от 5 до 30 ампул по 2,0 мл в упаковке. (при необходимости);

- Уровень 3 - от 5 до 30 ампул по 2,0 мл в упаковке. (при необходимости).

16. Контрольный материал ВQС-гст:

- Уровень 1 - от 5 до 30 ампул по 2,0 мл в упаковке. (при необходимости);

- Уровень 2 - от 5 до 30 ампул по 2,0 мл в упаковке. (при необходимости);

- Уровень 3 - от 5 до 30 ампул по 2,0 мл в упаковке. (при необходимости).

17. Адаптер для капиллярной трубки - от 10 до 1000 шт./упак. (при необходимости).

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Общество с ограниченной ответственностью "НЕОМЕДИКС";

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 656064, Россия, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г. Барнаул, Павловский тракт, зд. 81/2, помещ. Н-2;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 656064, Россия, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г. Барнаул, Павловский тракт, зд. 81/2, помещ. Н-2;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

16. ОКП/ОКПД2: 26.51.53.141;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: ;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 135260;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ООО "НЕОМЕДИКС", 656064, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 81/2, помещ. Н-1, помещ. Н-2;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
135260	«Портативная экспресс-система для количественного измерения газов крови, электролитов, гематокрита, метаболитов «НЕОМЕДИКС 22» для диагностики in vitro по ТУ 26.51.53.141 -002-32793930-2023» в составе:

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

