



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 10:16 23.06.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 199656;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 127802;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2015/2451 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02927097);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 02.03.2015;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 04.05.2026;
7. Период действия версии: с 04.05.2026;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Комплекс суточного мониторинга ЭКГ и АД «Медиком-комби» по ТУ 9442-001-86580521-2014
в составе:
 1. С регистратором ИН-33М:
 1. Регистратор ИН-33М - 1 шт.
 2. Карта памяти - 1 шт.
 3. CD диск с программным обеспечением «WinIcar» - 1 шт.
 4. CD диск с программным обеспечением «DiaCard» - 1 шт. (при необходимости).
 5. Персональный компьютер (ПК) - 1 шт. (при необходимости).
 6. Принтер - 1 шт. (при необходимости).
 7. Сетевой фильтр - 1 шт. (при необходимости).
 8. Источник бесперебойного питания - 1 шт. (при необходимости).
 9. Руководство по эксплуатации. Часть 1 - 1 шт.
 10. Руководство пользователя. Часть 1 - 1 шт. (при необходимости).

11. Руководство пользователя. Часть 3 - 1 шт.
12. Паспорт - 1 шт.
13. Расходные материалы.
 - 13.1. Кабель ЭКГ трехэлектродный (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.2. Кабель ЭКГ-Д трехэлектродный (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.3. Кабель ЭКГ пятиэлектродный (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.4. Кабель ЭКГ-Д пятиэлектродный (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.5. Кабель ЭКГ семиэлектродный (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
 - 13.6. Кабель ЭКГ-Д семиэлектродный (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.7. Кабель ЭКГ десятиэлектродный (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.8. Кабель ЭКГ-Д десятиэлектродный (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.9. Кабель интерфейсный (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
 - 13.10. Кабель связи регистратора с ПК для USB порта «USB 2,0» (производитель «ПК Greennconnect», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.11. Переходник кабеля связи регистратора с ПК для USB порта (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.12. Блок сопряжения (Преобразователь «КИД-01») (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.13. Electroды ЭКГ одноразовые F9049 (взрослые) (производитель «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010) - 50 шт. (при необходимости).
 - 13.14. Electroды ЭКГ одноразовые PG10S (детские) (производитель «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010) - 50 шт. (при необходимости).
 - 13.15. Чехол с поясным и плечевым ремнем для регистратора ИН-33М (производитель «ИП Галочкина», Россия) - 1 шт.
 - 13.16. Аккумулятор VARTA 5706 (HR6) (производитель «VARTA Consumer batteries GmbH & Co. KGaA», ФРГ; «Union Suppo Battery (Liaoning) Co. Ltd.», Китай; «Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.», Китай; «Yiyang Corun Battery Co., Ltd.», Китай) - 2 шт.
 - 13.17. Батарея ENERGIZER MAX LR6 (производитель «Energizer Brands LLC», США, филиалы завода-изготовителя Сингапур, Китай, Швейцария, Япония, Индонезия, Германия, Гонконг, Соединенное Королевство) - 2 шт. (при необходимости).
 - 13.18. Адаптер ААА (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 2 шт. (при необходимости).
 - 13.19. Аккумулятор VARTA 5703 (HR03) (производитель «VARTA Consumer batteries GmbH & Co. KGaA», ФРГ; «Union Suppo Battery (Liaoning) Co., Ltd.», Китай; «Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.», Китай; «Yiyang Corun Battery Co., Ltd.», Китай) - 2 шт.

(при необходимости).

13.20. Батарея ENERGIZER MAX LR03 (производитель «Energizer Brands LLC», США, филиалы завода-изготовителя Сингапур, Китай, Швейцария, Япония, Индонезия, Германия, Гонконг, Соединенное Королевство) - 2 шт. (при необходимости).

13.21. Зарядное устройство для зарядки NiMH аккумуляторов ROBITON «Uni 1500/Fast» (производитель «Shun Shing Corporation Development Limited», Гонконг; «Minwa China (HuiZhou) Eleckronic Products Factori», Китай) - 1 шт. (при необходимости).

13.22. Адаптер беспроводной связи Bluetooth «USB-BT400» (производитель «ASUSTek Computer Inc», Тайвань (Китай)) - 1 шт. (при необходимости).

13.23. Устройство для записи/чтения карт памяти (картридер) «BU-CR-110» (производитель «Shenzhen Newconn Technology Co., Ltd.», Китай; «Nippon Klick Systems LLP», Соединенное Королевство) - 1 шт. (при необходимости).

13.24. Устройство записи/воспроизведения звука (компьютерная гарнитура) «S-7-1» (производитель «A-FOUR TECH CO., LTD», Тайвань (Китай)) - 1 шт. (при необходимости).

II. С регистратором ИН-33Т:

1. Регистратор ИН-33Т - 1 шт.

2. Карта памяти - 1 шт.

3. Карта MicroSim - 1 шт.

4. CD диск с программным обеспечением «WinIcar» - 1 шт.

5. CD диск с программным обеспечением «DiaCard» - 1 шт. (при необходимости).

6. Персональный компьютер (ПК) - 1 шт. (при необходимости).

7. Принтер - 1 шт. (при необходимости).

8. Сетевой фильтр - 1 шт. (при необходимости).

9. Источник бесперебойного питания - 1 шт. (при необходимости).

10. Руководство по эксплуатации. Часть 4 - 1 шт.

11. Руководство пользователя. Часть 1 - 1 шт. (при необходимости).

12. Руководство пользователя. Часть 3. - 1 шт.

13. Паспорт - 1 шт.

14. Расходные материалы.

14.1. Кабель пациента ИН-33-3 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.

14.2. Кабель пациента И11-33-3-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

14.3. Электроды ЭКГ одноразовые F9049 (взрослые) (производитель «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010) - 50 шт. (при необходимости).

14.4. Электроды ЭКГ одноразовые PG10S (детские) (производитель «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010) - 50 шт. (при необходимости).

14.5. Чехол с поясным и плечевым ремнем для регистратора ИН-33М (производитель «ИП Галочкина», Россия) - 1 шт.

14.6. Аккумулятор Li-ion ROBITON L14500 (производитель «Minwa China (HuiZhou) Eleckronic Products Factori», Китай; «Shenzhen Kingberry Electronic Technology Co., Ltd», Китай) - 2 шт.

14.7. Зарядное устройство для для Li-ion аккумуляторов ROBITON «Li500-2» (производитель «Minwa China (HuiZhou) Eleckronic Products Factori», Китай; «Shenzhen Kingberry Electronic Technology Co., Ltd», Китай) - 1 шт.

14.8. Устройство для записи/чтения карт памяти (картридер) «BU-CR-110» (производитель «Shenzhen Newconn Technology Co., Ltd.», Китай; «Nippon Klick Systems LLP», Соединенное Королевство) - 1 шт. (при необходимости).

14.9. Устройство записи/воспроизведения звука (компьютерная гарнитура) «S-7-1» (производитель «A-FOUR TECH CO., LTD», Тайвань (Китай)) - 1 шт. (при необходимости)

III. С регистратором МД-01:

1. Регистратор МД-01 - 1 шт.

2. Карта памяти - 1 шт.

3. CD диск с программным обеспечением «WinIcar» - 1 шт.

4. CD диск с программным обеспечением «DiaCard» - 1 шт. (при необходимости).

5. CD диск с программным обеспечением «ORMAD» - 1 шт. (при необходимости).

6. Персональный компьютер (ПК) - 1 шт. (при необходимости).

7. Принтер - 1 шт. (при необходимости).

8. Сетевой фильтр - 1 шт. (при необходимости).

9. Источник бесперебойного питания - 1 шт. (при необходимости).

10. Руководство по эксплуатации. Часть 5 - 1 шт.

11. Руководство пользователя. Часть 1 - 1 шт. (при необходимости).

12. Руководство пользователя. Часть 2 - 1 шт. (при необходимости).

13. Руководство пользователя. Часть 3 - 1 шт.

14. Паспорт - 1 шт.

15. Расходные материалы.

15.1. Кабель интерфейсный КР-03 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.2. Кабель связи регистратора с ПК для USB порта «USB 2.0» (производитель «ПК Greenconnect», Россия) - 1 шт.

15.3. Переходник кабеля связи регистратора с ПК для USB порта (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.4. Блок сопряжения (Преобразователь «КИД-01») (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.5. Манжета пневматическая детская малая (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.6. Манжета пневматическая детская средняя 16-24 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.7. Манжета пневматическая детская большая (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.8. Манжета пневматическая взрослая малая 24-32 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.9. Манжета пневматическая взрослая средняя 28-40 см (производитель

ООО «МЕДИКОМ» Россия) - 1 шт.

15.10 Манжета пневматическая взрослая большая 32-42 см (производитель

ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.11. Манжета пневматическая бедренная (производитель ООО «МЕДИКОМ»,

Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.12. Прищепка для манжеты (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.

(при необходимости).

15.13. Манжета пневматическая детская малая со скобой (производитель

ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.14. Манжета пневматическая детская средняя 16-24 см со скобой (производитель

ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.15. Манжета пневматическая детская большая со скобой (производитель

ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.16. Манжета пневматическая взрослая малая 24-32 см со скобой (производитель

ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.17. Манжета пневматическая взрослая средняя 28-40 см со скобой (производитель

ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.18. Манжета пневматическая взрослая большая 32-42 см со скобой (производитель

ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.19. Манжета пневматическая бедренная со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ»,

Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.20 Салфетка впитывающая (производитель ООО «ТД АгатМед», Россия,

РУ № ФСР 2012/14194 от 24.07.2018) - 50 шт. (при необходимости).

15.21. Шланг воздушный (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.

15.22 Чехол с поясным и плечевым ремнем для регистраторов КР-02, КР-03, КР-04, КР-05,

МД-01, МД-01М (производитель «ИП Галочкина», Россия) - 1 шт.

15.23. Аккумулятор VARTA 5706 (HR6) (производитель «VARTA Consumer batteries GmbH &

Co. KGaA», ФРГ; «Union Suppo Battery (Liaoning) Co., Ltd.», Китай; «Shenzhen Highpower

Technology Co., Ltd.», Китай; «Yiyang Corun Battery Co., Ltd.», Китай) - 4 шт.

15.24. Батарея ENERGIZER MAX LR6 (производитель «Energizer Brands LLC», США,

филиалы завода-изготовителя Сингапур, Китай, Швейцария, Япония, Индонезия, Германия,

Гонконг, Соединенное Королевство) - 4 шт. (при необходимости).

15.25. Адаптер AAA (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 4 шт.

(при необходимости).

15.26. Аккумулятор VARTA 5703 (HR03) (производитель «VARTA Consumer batteries GmbH &

Co. KGaA», ФРГ; «Union Suppo Battery (Liaoning) Co., Ltd.», Китай; «Shenzhen Highpower

Technology Co., Ltd.» Китай, «Yiyang Corun Battery Co., Ltd.», Китай) - 4 шт.

(при необходимости).

15.27. Батарея ENERGIZER MAX LR03 (производитель «Energizer Brands LLC», США,

филиалы завода-изготовителя Сингапур, Китай, Швейцария, Япония, Индонезия, Германия,

Гонконг, Соединенное Королевство) - 4 шт. (при необходимости).

15.28. Зарядное устройство для зарядки NiMH аккумуляторов ROBITON «Uni 1500/Fast»

(производитель «Shun Shing Corporation Development Limited.», Гонконг; «Minwa China (HuiZhou) Eleckronic Products Factori», Китай) - 1 шт. (при необходимости).

15.29. Адаптер беспроводной связи Bluetooth «USB-BT400» (производитель «ASUSTek Computer Inc», Тайвань (Китай)) - 1 шт. (при необходимости).

15.30. Устройство для записи/чтения карт памяти (картридер) «BU-CR-110» (производитель «Shenzhen Newconn Technology Co., Ltd.», Китай; «Nippon Klick Systems LLP», Соединенное Королевство) - 1 шт. (при необходимости).

15.31. Устройство записи/воспроизведения звука (компьютерная гарнитура) «S-7-1» (производитель «A-FOUR TECH CO., LTD», Тайвань (Китай)) - 1 шт. (при необходимости).

IV. С регистратором МД-01М:

1. Регистратор МД-01М - 1 шт.

2. Карта памяти - 1 шт.

3. CD диск с программным обеспечением «WinIcar» - 1 шт.

4. CD диск с программным обеспечением «DiaCard» - 1 шт. (при необходимости).

5. CD диск с программным обеспечением «ORMAD» - 1 шт. (при необходимости).

6. Персональный компьютер (ПК) - 1 шт. (при необходимости).

7. Принтер - 1 шт. (при необходимости).

8. Сетевой фильтр - 1 шт. (при необходимости).

9. Источник бесперебойного питания - 1 шт. (при необходимости).

10. Руководство по эксплуатации. Часть 5 - 1 шт.

11. Руководство пользователя. Часть 1 - 1 шт. (при необходимости).

12. Руководство пользователя. Часть 2 - 1 шт. (при необходимости).

13. Руководство пользователя. Часть 3 - 1 шт.

14. Паспорт - 1 шт.

15. Расходные материалы.

15.1. Кабель интерфейсный КР-03 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.2. Кабель связи регистратора с ПК для USB порта «USB 2,0» (производитель «ПК Greenconnect», Россия) - 1 шт.

15.3. Переходник кабеля связи регистратора с ПК для USB порта (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.4. Блок сопряжения (Преобразователь «КИД-01») (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.5. Манжета пневматическая детская малая (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.6. Манжета пневматическая детская средняя 16-24 см - 1 шт. (при необходимости).

15.7. Манжета пневматическая детская большая (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.8. Манжета пневматическая взрослая малая 24-32 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

15.9. Манжета пневматическая взрослая средняя 28-40 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.

- 15.10. Манжета пневматическая взрослая большая 32-42 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 15.11. Манжета пневматическая бедренная (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 15.12. Прищепка для манжеты (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 15.13. Манжета пневматическая детская малая со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 15.14. Манжета пневматическая детская средняя 16-24 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 15.15. Манжета пневматическая детская большая со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 15.16. Манжета пневматическая взрослая малая 24-32 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 15.17. Манжета пневматическая взрослая средняя 28-40 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 15.18. Манжета пневматическая взрослая большая 32-42 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 15.19. Манжета пневматическая бедренная со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 15.20. Салфетка впитывающая (производитель ООО «ТД АгатМед» Россия, РУ № ФСР 2012/14194 от 24.07.2018) - 50 шт. (при необходимости).
- 15.21. Шланг воздушный (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
- 15.22. Датчик тонов Короткова (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 15.23. Датчик тонов Короткова со шлангом воздушным (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
- 15.24. Чехол с поясным и плечевым ремнем для регистраторов КР-02, КР-03, КР-04, КР-05, МД-01, МД-01М (производитель «ИП Галочкина», Россия) - 1 шт.
- 15.25. Аккумулятор VARTA 5706 (HR6) (производитель «VARTA Consumer batteries GmbH & Co. KGaA», ФРГ; «Union Suppo Battery (Liaoning) Co., Ltd.», Китай; «Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.», Китай; «Yiyang Corun Battery Co., Ltd.», Китай) - 4 шт.
- 15.26. Батарея ENERGIZER MAX LR6 (производитель «Energizer Brands LLC», США, филиалы завода-изготовителя Сингапур, Китай, Швейцария, Япония, Индонезия, Германия, Гонконг, Соединенное Королевство) - 4 шт. (при необходимости).
- 15.27. Адаптер ААЛ (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 4 шт. (при необходимости).
- 15.28. Аккумулятор VARTA 5703 (HR03) (производитель «VARTA Consumer batteries GmbH & Co. KGaA», ФРГ; «Union Suppo Battery (Liaoning) Co., Ltd.», Китай; «Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.», Китай; «Yiyang Corun Battery Co., Ltd.», Китай) - 4 шт. (при необходимости).
- 15.29. Батарея ENERGIZER MAX LR03 (производитель «Energizer Brands LLC», США,

филиалы завода-изготовителя Сингапур, Китай, Швейцария, Япония, Индонезия, Германия, Гонконг, Соединенное Королевство) - 4 шт. (при необходимости).

15.30. Зарядное устройство для зарядки NiMH аккумуляторов ROBITON «Uni 1500/Fast» (производитель «Shun Shing Corporation Development Limited.», Гонконг; «Minwa China (HuiZhou) Eleckronic Products Factori», Китай) - 1 шт. (при необходимости).

15.31. Адаптер беспроводной связи Bluetooth «USB-BT400» (производитель «ASUSTek Computer Inc», Тайвань (Китай)) - 1 шт. (при необходимости).

15.32. Устройство для записи/чтения карт памяти (картридер) «BU-CR-110» (производитель «Shenzhen Newconn Technology Co., Ltd.», Китай; «Nippon Klick Systems LLP», Соединенное Королевство) - 1 шт. (при необходимости).

15.33. Устройство записи/воспроизведения звука (компьютерная гарнитура) «S-7-1» (производитель «A-FOUR TECH CO., LTD», Тайвань (Китай)) - 1 шт. (при необходимости).

V. С регистратором КР-02:

1. Регистратор КР-02 - 1 шт.

2. Карта памяти - 1 шт.

3. CD диск с программным обеспечением «WinIcar» - 1 шт.

4. CD диск с программным обеспечением «DiaCard» - 1 шт. (при необходимости).

5. Персональный компьютер (ПК) - 1 шт. (при необходимости).

6. Принтер - 1 шт. (при необходимости).

7. Сетевой фильтр - 1 шт. (при необходимости).

8. Источник бесперебойного питания - 1 шт. (при необходимости).

9. Руководство по эксплуатации. Часть 2 - 1 шт.

10. Руководство пользователя. Часть 4 - 1 шт. (при необходимости).

11. Руководство пользователя. Часть 3 - 1 шт.

12. Паспорт - 1 шт.

13. Расходные материалы.

13.1. Кабель пациента КР-03-1 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.2. Кабель пациента КР-03-1-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.3. Кабель пациента КР-03-2 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.4. Кабель пациента КР-03-2-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.5. Кабель пациента КР-03-3 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.

13.6. Кабель пациента КР-03-3-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.7. Кабель пациента КР-03-12 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.8. Кабель пациента КР-03-12-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.9. Кабель интерфейсный КР-03 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.

- 13.10. Кабель связи регистратора с ПК для USB порта «USB 2,0» (производитель «ПК Greenconnect», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.11. Переходник кабеля связи регистратора с ПК для USB порта (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.12. Блок сопряжения (Преобразователь «КИД-01») (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.13. Электроды ЭКГ одноразовые F9049 (взрослые) (производитель «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010) - 50 шт.
- 13.14. Электроды ЭКГ одноразовые PG10S (детские) (производитель «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010) - 50 шт. (при необходимости).
- 13.15. Чехол с поясным и плечевым ремнем для регистраторов КР-02, КР-03, КР-04, КР-05, МД-01, МД-01М (производитель «ИП Галочкина», Россия) - 1 шт.
- 13.16. Аккумулятор VARTA 5706 (HR6) (производитель «VARTA Consumer batteries GmbH & Co. KGaA», ФРГ; «Union Suppo Battery (Liaoning) Co., Ltd.», Китай; «Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.», Китай; «Yiyang Corun Battery Co., Ltd.», Китай) - 4 шт.
- 13.17. Батарея ENERGIZER MAX LR6 (производитель «Energizer Brands LLC», США, филиалы завода-изготовителя Сингапур, Китай, Швейцария, Япония, Индонезия, Германия, Гонконг, Соединенное Королевство) - 4 шт. (при необходимости).
- 13.18. Адаптер AAA (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 4 шт. (при необходимости).
- 13.19. Аккумулятор VARTA 5703 (HR03) (производитель «VARTA Consumer batteries GmbH & Co. KGaA», ФРГ; «Union Suppo Battery (Liaoning) Co., Ltd.», Китай; «Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.», Китай; «Yiyang Corun Battery Co.. Ltd.», Китай) - 4 шт. (при необходимости).
- 13.20. Батарея ENERGIZER MAX LR03 (производитель «Energizer Brands LLC» США, филиалы завода-изготовителя Сингапур, Китай, Швейцария, Япония, Индонезия, Германия, Гонконг, Соединенное Королевство) - 4 шт. (при необходимости).
- 13.21. Зарядное устройство для зарядки NiMH аккумуляторов ROBITON «Uni 1500/Fast» (производитель «Shun Shing Corporation Development Limited.», Гонконг; «Minwa China (HuiZhou) Eleckronic Products Factori», Китай) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.22. Адаптер беспроводной связи Bluetooth «USB-BT400» (производитель «ASUSTek Computer Inc», Тайвань (Китай)) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.23. Устройство для записи/чтения карт памяти (картридер) «BU-CR-110» (производитель «Shenzhen Newconn Technology Co., Ltd.», Китай; «Nippon Klick Systems LLP», Соединенное Королевство) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.24. Устройство записи/воспроизведения звука (компьютерная гарнитура) «S-7-1» (производитель «A-FOUR TECH CO., LTD», Тайвань (Китай)) - 1 шт. (при необходимости)

VI. С регистратором КР-03:

1. Регистратор КР-03 - 1 шт.
2. Карта памяти - 1 шт.
3. CD диск с программным обеспечением «WinIcar» - 1 шт.
4. CD диск с программным обеспечением «DiaCard» - 1 шт. (при необходимости).

5. Персональный компьютер (ПК) - 1 шт. (при необходимости).
6. Принтер - 1 шт. (при необходимости).
7. Сетевой фильтр - 1 шт. (при необходимости).
8. Источник бесперебойного питания - 1 шт. (при необходимости).
9. Руководство по эксплуатации. Часть 2 - 1 шт.
10. Руководство пользователя. Часть 1 - 1 шт. (при необходимости).
11. Руководство пользователя. Часть 3 - 1 шт.
12. Паспорт - 1 шт.
13. Расходные материалы.
- 13.1. Кабель пациента КР-03-1 - 1 шт. (при необходимости).
- 13.2. Кабель пациента КР-03-1-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости)
- 13.3. Кабель пациента КР-03-2 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.4 Кабель пациента КР-03-2-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости)
- 13.5. Кабель пациента КР-03-3 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
- 13.6. Кабель пациента КР-03-3-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.7. Кабель пациента КР-03-12 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.8. Кабель пациента КР-03-12-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.9. Кабель интерфейсный КР-03 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
- 13.10. Кабель связи регистратора с ПК для USB порта «USB 2,0» (производитель «ПК Greenconnect», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.11. Переходник кабеля связи регистратора с ПК для USB порта (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.12. Блок сопряжения (Преобразователь «КИД-01») (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.13. Манжета пневматическая детская малая (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) 1 шт. (при необходимости).
- 13.14. Манжета пневматическая детская средняя 16-24 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.15. Манжета пневматическая детская большая (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.16. Манжета пневматическая взрослая малая 24-32 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.17. Манжета пневматическая взрослая средняя 28-40 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
- 13.18. Манжета пневматическая взрослая большая 32-42 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

- 13.19. Манжета пневматическая бедренная (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.20. Прищепка для манжеты (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.21. Манжета пневматическая детская малая со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.22. Манжета пневматическая детская средняя 16-24 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.23. Манжета пневматическая детская большая со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.24. Манжета пневматическая взрослая малая 24-32 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.25. Манжета пневматическая взрослая средняя 28-40 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.26. Манжета пневматическая взрослая большая 32-42 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.27. Манжета пневматическая бедренная со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.28. Салфетка впитывающая (производитель ООО «ТД АгатМед», Россия, РУ № ФСР 2012/14194 от 24.07.2018) - 50 шт. (при необходимости).
- 13.29. Шланг воздушный (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
- 13.30. Электроды ЭКГ одноразовые F9049 (взрослые) (производитель «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010) - 50 шт.
- 13.31. Электроды ЭКГ одноразовые PG10S (детские) (производитель «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010) - 50 шт. (при необходимости).
- 13.32. Чехол с поясным и плечевым ремнем для регистраторов КР-02, КР-03, КР-04, КР-05, МД-01, МД-01М (производитель «ИП Галочкина», Россия) - 1 шт.
- 13.33. Аккумулятор VARTA 5706 (HR6) (производитель «VARTA Consumer batteries GmbH & Co. KGaA», ФРГ; «Union Suppo Battery (Liaoning) Co., Ltd.», Китай; «Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.», Китай; «Yiyang Corun Battery Co., Ltd.», Китай) - 4 шт.
- 13.34. Батарея ENERGIZER MAX LR6 (производитель «Energizer Brands LLC», США, филиалы завода-изготовителя Сингапур, Китай, Швейцария, Япония, Индонезия, Германия, Гонконг, Соединенное Королевство) - 4 шт. (при необходимости).
- 13.35. Адаптер ААА (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 4 шт. (при необходимости).
- 13.36. Аккумулятор VARTA 5703 (HR03) (производитель «VARTA Consumer batteries GmbH & Co. KGaA», ФРГ; «Union Suppo Battery (Liaoning) Co., Ltd.», Китай; «Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.», Китай; «Yiyang Corun Battery Co., Ltd.», Китай) - 4 шт. (при необходимости).
- 13.37. Батарея ENERGIZER MAX LR03 (производитель «Energizer Brands LLC», США, филиалы завода-изготовителя Сингапур, Китай, Швейцария, Япония, Индонезия, Германия, Гонконг, Соединенное Королевство) - 4 шт. (при необходимости).

13.38. Зарядное устройство для зарядки NiMH аккумуляторов ROBITON «Uni 1500/Fast» (производитель «Shun Shing Corporation Development Limited.», Гонконг; «Minwa China (HuiZhou) Eleckronic Products Factori», Китай) - 1 шт. (при необходимости).

13.39. Адаптер беспроводной связи Bluetooth «USB-BT400» (производитель «ASUSTek Computer Inc», Тайвань (Китай)) - 1 шт. (при необходимости).

13.40. Устройство для записи/чтения карт памяти (картридер) «BU-CR-110» (производитель «Shenzhen Newconn Technology Co., Ltd.», Китай; «Nippon Klick Systems LLP», Соединенное Королевство) - 1 шт. (при необходимости).

13.41. Устройство записи/воспроизведения звука (компьютерная гарнитура) «S-7-1» (производитель «A-FOUR TECH CO., LTD», Тайвань (Китай)) - 1 шт. (при необходимости).

VII. С регистратором КР-04:

1. Регистратор КР-04 - 1 шт.

2. Карта памяти - 1 шт.

3. CD диск с программным обеспечением «WinIcar» - 1 шт.

4. CD диск с программным обеспечением «DiaCard» - 1 шт. (при необходимости).

5. Персональный компьютер (ПК) 1 шт. (при необходимости).

6. Принтер - 1 шт. (при необходимости).

7. Сетевой фильтр 1 шт. (при необходимости).

8. Источник бесперебойного питания - 1 шт. (при необходимости).

9. Руководство по эксплуатации. Часть 2 - 1 шт.

10. Руководство пользователя. Часть 1 - 1 шт. (при необходимости).

11. Руководство пользователя. Часть 3 - 1 шт.

12. Паспорт - 1 шт.

13. Расходные материалы.

13.1. Кабель пациента КР-03-1 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.2. Кабель пациента КР-03-1-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.3. Кабель пациента КР-03-2 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.4. Кабель пациента КР-03-2-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.5. Кабель пациента КР-03-3 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.

13.6. Кабель пациента КР-03-3-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.7. Кабель пациента КР-03-12 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.8. Кабель пациента КР-03-12-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.9. Кабель интерфейсный КР-03 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.

13.10. Кабель связи регистратора с ПК для USB порта «USB 2,0» (производитель «ПК Greenconnect», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

- 13.11. Переходник кабеля связи регистратора с ПК для USB порта (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.12. Блок сопряжения (Преобразователь «КИД-01») (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.13. Манжета пневматическая детская малая (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.14. Манжета пневматическая детская средняя 16-24 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.15. Манжета пневматическая детская большая (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.16. Манжета пневматическая взрослая малая 24-32 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.17. Манжета пневматическая взрослая средняя 28-40 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
- 13.18. Манжета пневматическая взрослая большая 32-42 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.19. Манжета пневматическая бедренная (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.20. Прищепка для манжеты (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.21. Манжета пневматическая детская малая со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.22. Манжета пневматическая детская средняя 16-24 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.23. Манжета пневматическая детская большая со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.24. Манжета пневматическая взрослая малая 24-32 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.25. Манжета пневматическая взрослая средняя 28-40 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.26. Манжета пневматическая взрослая большая 32-42 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.27. Манжета пневматическая бедренная со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.28. Салфетка впитывающая (производитель ООО «ТД АгатМед», Россия, РУ № ФСР 2012/14194 от 24.07.2018) - 50 шт. (при необходимости).
- 13.29. Шланг воздушный (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
- 13.30. Датчик тонов Короткова (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.31. Датчик тонов Короткова со шлангом воздушным (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
- 13.32. Электроды ЭКГ одноразовые F9049 (взрослые) (производитель «ФИАБ СпА», Италия,

РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010) - 50 шт.

13.33. Электроды ЭКГ одноразовые PG10S (детские) (производитель «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010) - 50 шт. (при необходимости).

13.34. Чехол с поясным и плечевым ремнем для регистраторов КР-02, КР-03, КР-04, КР-05, МД-01, МД-01М (производитель «ИП Галочкина», Россия) - 1 шт.

13.35. Аккумулятор VARTA 5706 (HR6) (производитель «VARTA Consumer batteries GmbH & Co. KGaA», ФРГ; «Union Suppo Battery (Liaoning) Co., Ltd.», Китай; «Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.», Китай; «Yiyang Corun Battery Co., Ltd.», Китай) - 4 шт.

13.36. Батарея ENERGIZER MAX LR6 (производитель «Energizer Brands LLC» США, филиалы завода-изготовителя Сингапур, Китай, Швейцария, Япония, Индонезия, Германия, Гонконг, Соединенное Королевство) - 4 шт. (при необходимости).

13.37. Адаптер ААА (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 4 шт. (при необходимости).

13.38. Аккумулятор VARTA 5703 (HR03) (производитель «VARTA Consumer batteries GmbH & Co. KGaA», ФРГ; «Union Suppo Battery (Liaoning) Co., Ltd.» Китай, «Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.», Китай; «Yiyang Corun Battery Co., Ltd.», Китай) - 4 шт. (при необходимости).

13.39. Батарея ENERGIZER MAX LR03 (производитель «Energizer Brands LLC», США, филиалы завода-изготовителя Сингапур, Китай, Швейцария, Япония, Индонезия, Германия, Гонконг, Соединенное Королевство) - 4 шт. (при необходимости).

13.40. Зарядное устройство для зарядки NiMH аккумуляторов ROBITON «Uni 1500/Fast» (производитель «Shun Shing Corporation Development Limited.», Гонконг; «Minwa China (HuiZhou) Eleckronic Products Factori», Китай) - 1 шт. (при необходимости).

13.41. Адаптер беспроводной связи Bluetooth «USB-BT400» (производитель «ASUSTek Computer Inc», Тайвань (Китай)) - 1 шт. (при необходимости).

13.42. Устройство для записи/чтения карт памяти (картридер) «BU-CR-110» (производитель «Shenzhen Newconn Technology Co., Ltd.», Китай; «Nippon Klick Systems LLP» Соединенное Королевство) - 1 шт. (при необходимости).

13.43. Устройство записи/воспроизведения звука (компьютерная гарнитура) «S-7-1» (производитель «A-FOUR TECH CO., LTD», Тайвань (Китай)) - 1 шт. (при необходимости).

VIII. С регистратором КР-05:

1. Регистратор КР-05 - 1 шт.

2. Карта памяти - 1 шт.

3. CD диск с программным обеспечением «WinIcar» - 1 шт.

4. CD диск с программным обеспечением «DiaCard» - 1 шт. (при необходимости).

5. Персональный компьютер (ПК) - 1 шт. (при необходимости).

6. Принтер - 1 шт. (при необходимости).

7. Сетевой фильтр - 1 шт. (при необходимости).

8. Источник бесперебойного питания - 1 шт. (при необходимости).

9. Руководство по эксплуатации. Часть 2 - 1 шт.

10. Руководство пользователя. Часть 1 - 1 шт. (при необходимости).

11. Руководство пользователя. Часть 3 - 1 шт.
12. Паспорт - 1 шт.
13. Расходные материалы.
 - 13.1. Кабель пациента КР-03-1 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.2. Кабель пациента КР-03-1-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.3. Кабель пациента КР-03-2 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.4. Кабель пациента КР-03-2-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.5. Кабель пациента КР-03-3 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
 - 13.6. Кабель пациента КР-03-3-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.7. Кабель пациента КР-03-12 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.8. Кабель пациента КР-03-12-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.9. Кабель интерфейсный КР-03 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
 - 13.10. Кабель связи регистратора с ПК для USB порта «USB 2,0» (производитель «ПК Greennconnect», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.11. Переходник кабеля связи регистратора с ПК для USB порта (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.12. Блок сопряжения (Преобразователь «КИД-01») (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.13. Манжета пневматическая детская малая (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.14. Манжета пневматическая детская средняя 16-24 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.15. Манжета пневматическая детская большая (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.16. Манжета пневматическая взрослая малая 24-32 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.17. Манжета пневматическая взрослая средняя 28-40 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
 - 13.18. Манжета пневматическая взрослая большая 32-42 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.19. Манжета пневматическая бедренная (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.20. Прищепка для манжеты (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
 - 13.21. Манжета пневматическая детская малая со скобой (производитель

- ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.22. Манжета пневматическая детская средняя 16-24 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.23. Манжета пневматическая детская большая со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.24. Манжета пневматическая взрослая малая 24-32 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.25. Манжета пневматическая взрослая средняя 28-40 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.26. Манжета пневматическая взрослая большая 32-42 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.27. Манжета пневматическая бедренная со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.28. Салфетка впитывающая (производитель ООО «ТД АгатМед», Россия, РУ № ФСР 2012/14194 от 24.07.2018) - 50 шт. (при необходимости).
- 13.29. Шланг воздушный (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
- 13.30. Датчик тонов Короткова (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.31. Датчик тонов Короткова со шлангом воздушным (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
- 13.32. Датчик SpO₂ (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
- 13.33. Электроды ЭКГ одноразовые F9049 (взрослые) (производитель «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010) - 50 шт.
- 13.34. Электроды ЭКГ одноразовые PG10S (детские) (производитель «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010) - 50 шт. (при необходимости).
- 13.35. Чехол с поясным и плечевым ремнем для регистраторов КР-02, КР-03, КР-04, КР-05, МД-01, МД-01М (производитель «ИП Галочкина», Россия) - 1 шт.
- 13.36. Аккумулятор VARTA 5706 (HR6) (производитель «VARTA Consumer batteries GmbH & Co. KGaA», ФРГ; «Union Suppo Battery (Liaoning) Co., Ltd.», Китай; «Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.», Китай; «Yiyang Corun Battery Co., Ltd.», Китай) - 4 шт.
- 13.37. Батарея ENERGIZER MAX LR6 (производитель «Energizer Brands LLC» США, филиалы завода-изготовителя Сингапур, Китай, Швейцария, Япония, Индонезия, Германия, Гонконг, Соединенное Королевство) - 4 шт. (при необходимости).
- 13.38. Адаптер ААА (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 4 шт. (при необходимости).
- 13.39. Аккумулятор VARTA 5703 (HR03) (производитель «VARTA Consumer batteries GmbH & Co. KGaA», ФРГ; «Union Suppo Battery (Liaoning) Co., Ltd.» Китай, «Shenzhen Highpower Technology Co., Ltd.», Китай; «Yiyang Corun Battery Co., Ltd.», Китай) - 4 шт. (при необходимости).
- 13.40. Батарея ENERGIZER MAX LR03 (производитель «Energizer Brands LLC», США, филиалы завода-изготовителя Сингапур, Китай, Швейцария, Япония, Индонезия, Германия, Гонконг, Соединенное Королевство) - 4 шт. (при необходимости).

13.41. Зарядное устройство для зарядки NiMH аккумуляторов ROBITON «Uni 1500/Fast» (производитель «Shun Shing Corporation Development Limited.», Гонконг; «Minwa China (HuiZhou) Eleckronic Products Factori», Китай) - 1 шт. (при необходимости).

13.42. Адаптер беспроводной связи Bluetooth «USB-BT400» (производитель «ASUSTek Computer Inc», Тайвань (Китай)) - 1 шт. (при необходимости).

13.43. Устройство для записи/чтения карт памяти (картридер) «BU-CR-110» (производитель «Shenzhen Newconn Technology Co., Ltd.», Китай; «Nippon Klick Systems LLP», Соединенное Королевство) - 1 шт. (при необходимости).

13.44. Устройство записи/воспроизведения звука (компьютерная гарнитура) «S-7-1» (производитель «A-FOUR TECH CO., LTD», Тайвань (Китай)) - 1 шт. (при необходимости).

IX. С регистратором КР-06:

1. Регистратор КР-06 - 1 шт.

2. Карта памяти - 1 шт.

3. CD диск с программным обеспечением «WinIcar» - 1 шт.

4. CD диск с программным обеспечением «DiaCard» - 1 шт. (при необходимости).

5. Персональный компьютер (ПК) - 1 шт. (при необходимости).

6. Принтер - 1 шт. (при необходимости).

7. Сетевой фильтр - 1 шт. (при необходимости).

8. Источник бесперебойного питания - 1 шт. (при необходимости).

9. Руководство по эксплуатации. Часть 6 - 1 шт.

10. Руководство пользователя. Часть 1 - 1 шт. (при необходимости).

11. Руководство пользователя. Часть 3 - 1 шт.

12. Паспорт - 1 шт.

13. Расходные материалы.

13.1. Кабель пациента КР-03-1 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.2. Кабель пациента КР-03-1-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.3. Кабель пациента КР-03-2 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.4. Кабель пациента КР-03-2-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.5. Кабель пациента КР-03-3 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.

13.6. Кабель пациента КР-03-3-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.7. Кабель пациента КР-03-12 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.8. Кабель пациента КР-03-12-Д (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).

13.9. Кабель интерфейсный КР-03 (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.

13.10. Кабель связи регистратора с ПК для USB порта «USB 2,0» (производитель

- «ПК Greenconnect», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.11. Переходник кабеля связи регистратора с ПК для USB порта (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.12. Блок сопряжения (Преобразователь «КИД-01») (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.13. Манжета пневматическая детская малая (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.14. Манжета пневматическая детская средняя 16-24 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.15. Манжета пневматическая детская большая (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.16. Манжета пневматическая взрослая малая 24-32 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.17. Манжета пневматическая взрослая средняя 28-40 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
- 13.18. Манжета пневматическая взрослая большая 32-42 см (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.19. Манжета пневматическая бедренная (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.20. Прищепка для манжеты (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.21. Манжета пневматическая детская малая со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.22. Манжета пневматическая детская средняя 16-24 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.23. Манжета пневматическая детская большая со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.24. Манжета пневматическая взрослая малая 24-32 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.25. Манжета пневматическая взрослая средняя 28-40 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.26. Манжета пневматическая взрослая большая 32-42 см со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.27. Манжета пневматическая бедренная со скобой (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.28. Салфетка впитывающая (производитель ООО «ТД АгатМед», Россия, РУ № ФСР 2012/14194 от 24.07.2018) - 50 шт. (при необходимости).
- 13.29. Шланг воздушный (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
- 13.30. Датчик тонов Короткова (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.31. Датчик тонов Короткова со шлангом воздушным (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.

- 13.32. Датчик SpO₂ (производитель ООО «МЕДИКОМ», Россия) - 1 шт.
- 13.33. Назальная канюля для кислородной терапии с соединительной трубкой (датчик храпа/дыхания) производитель «ФИАБ С.П.А), Италия, РУ № ФСЗ 2008/03375 от 24.12.2008) - 10 шт.
- 13.34. Электроды ЭКГ одноразовые F9049 (взрослые) (производитель «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010) - 50 шт.
- 13.35. Электроды ЭКГ одноразовые PG10S (детские) (производитель «ФИАБ СпА», Италия, РУ № ФСЗ 2010/07536 от 29.07.2010) - 50 шт. (при необходимости).
- 13.36. Чехол с поясным и плечевым ремнем для регистраторов КР-06 (производитель «ИП Галочкина», Россия) - 1 шт.
- 13.37. Аккумулятор литиевый ROBITON L18650 (производитель «Minwa China (HuiZhou) Eleckronic Products Factori», Китай; «Shenzhen Kingberry Electronic Technology Co., Ltd», Китай - 2 шт.
- 13.38. Зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов «Li500-2» (производитель «Minwa China (HuiZhou) Eleckronic Products Factori», Китай; «Shenzhen Kingberry Electronic Technology Co., Ltd», Китай - 1 шт.
- 13.39. Адаптер беспроводной связи Bluetooth «USB-BT400» (производитель «ASUSTek Computer Inc», Тайвань (Китай)) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.40. Устройство для записи/чтения карт памяти (картридер) «BU-CR-110» (производитель «Shenzhen Newconn Technology Co., Ltd.», Китай; «Nippon Klick Systems LLP», Соединенное Королевство) - 1 шт. (при необходимости).
- 13.41. Устройство записи/воспроизведения звука (компьютерная гарнитура) «S-7-1» (производитель «A-FOUR TECH CO., LTD», Тайвань (Китай)) - 1 шт. (при необходимости).

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКОМ";

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 117186, Г.МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, Д.31, К.6, КВ. 13;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 117186, Г.МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, Д.31, К.6, КВ. 13;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя

медицинского изделия: Россия;

17. ОКП/ОКПД2: 26.60.12.129;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2б;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Комплекс предназначен для длительного (не менее 24 часов) мониторингования, регистрации и обработки электрокардиограммы (ЭКГ), артериального давления (АД), реоспирограммы (РЕО), параметра SpO2 (пульсоксиметрии) и воздушного потока дыхания пациентов в условиях обычной жизнедеятельности, оценки состояния обследуемых в условиях профессиональной и специальной деятельности, оценки эффективности лечения и физической реабилитации больных.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 145190; 291480; 291680; 291510;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ООО "МЕДИКОМ", 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 28А;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
291510	Комплекс суточного мониторингования ЭКГ и АД «Медиком-комби» по ТУ 9442-001-86580521-2014: I. С регистратором ИН-33М
291680	Комплекс суточного мониторингования ЭКГ и АД «Медиком-комби» по ТУ 9442-001-86580521-2014: II. С регистратором ИН-33Т
145190	Комплекс суточного мониторингования ЭКГ и АД «Медиком-комби» по ТУ 9442-001-86580521-2014: III. С регистратором МД-01
145190	Комплекс суточного мониторингования ЭКГ и АД «Медиком-комби» по ТУ 9442-001-86580521-2014: IV. С регистратором МД-01М
291510	Комплекс суточного мониторингования ЭКГ и АД «Медиком-комби» по ТУ 9442-001-86580521-2014: V. С регистратором КР-02
291480	Комплекс суточного мониторингования ЭКГ и АД «Медиком-комби» по ТУ 9442-001-86580521-2014: VI. С регистратором КР-03
291480	Комплекс суточного мониторингования ЭКГ и АД «Медиком-комби» по ТУ 9442-001-86580521-2014: VII. С регистратором КР-04
291480	Комплекс суточного мониторингования ЭКГ и АД «Медиком-комби» по ТУ 9442-001-86580521-2014: VIII. С регистратором КР-05

291510	Комплекс суточного мониторинга ЭКГ и АД «Медиком-комби» по ТУ 9442-001-86580521-2014: IX. С регистратором КР-06
--------	---

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11