



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 30 апреля 2020 года № РЗН 2020/10148

На медицинское изделие

**Камера холодильная медицинская специальная "Бирюса"
по ТУ 28.25.13-022-07550181-2019**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Открытое акционерное общество "Красноярский завод холодильников
"Бирюса" (ОАО "КЗХ "Бирюса"), Россия,
660123, г. Красноярск, пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", д. 29**

Производитель

**Открытое акционерное общество "Красноярский завод холодильников
"Бирюса" (ОАО "КЗХ "Бирюса"), Россия,
660123, г. Красноярск, пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", д. 29**

Место производства медицинского изделия

**ОАО "КЗХ "Бирюса", Россия, 660123, Красноярский край, г. Красноярск,
пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", д. 29, стр. 112**

Номер регистрационного досье № РД-32146/20146 от 27.03.2020

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 28.25.13.116

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 30 апреля 2020 года № 3507
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0048197

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 30 апреля 2020 года № РЗН 2020/10148

Лист 1

На медицинское изделие

Камера холодильная медицинская специальная "Бирюса"
по ТУ 28.25.13-022-07550181-2019, в вариантах исполнений:

1. Камера холодильная медицинская специальная "Бирюса 206К-G", "Бирюса 206К-R",
"Бирюса 206К-GB", "Бирюса 206К-RB", в составе:

- 1.1. Камера 206К - 1 шт.
- 1.2. Полка-решетка ПР245 - не более 5 шт. (при необходимости).
- 1.3. Полка стеклянная ПС245 - не более 20 шт. (при необходимости).
- 1.4. Упор под полку - не более 5 шт. (при необходимости).
- 1.5. Ящик Я245 - не более 4 шт. (при необходимости).
- 1.6. Аккумуляторная батарея - 1 шт.
- 1.7. Ключ от замка - 2 шт.
- 1.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 1.9. Упаковка У245 - 1 шт.

2. Камера холодильная медицинская специальная "Бирюса 246К-G", "Бирюса 246К-R",
"Бирюса 246К-GB", "Бирюса 246К-RB", в составе:

- 2.1. Камера 246К - 1 шт.
- 2.2. Полка-решетка ПР245 - не более 5 шт. (при необходимости).
- 2.3. Полка стеклянная ПС245 - не более 5 шт. (при необходимости).
- 2.4. Упор под полку - не более 20 шт. (при необходимости).
- 2.5. Ящик Я245 - не более 4 шт. (при необходимости).
- 2.6. Аккумуляторная батарея - 1 шт.
- 2.7. Ключ от замка - 2 шт.
- 2.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- 2.9. Упаковка У245 - 1 шт.

W

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0065789