



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 марта 2025 года № ФСР 2012/13343

На медицинское изделие

Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д» по ТУ 9441-002-24149103-2002

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Монитор" (ООО "НПП "Монитор"), Россия, 344068, Ростовская обл., г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Краснокурсантакая, д. 104А

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Монитор" (ООО "НПП "Монитор"), Россия, 344068, Ростовская обл., г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Краснокурсантакая, д. 104А

Место производства медицинского изделия

ООО "НПП "Монитор", Россия, 344068, Ростовская обл., г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, ул. Краснокурсантакая, д. 104А

Номер регистрационного досье № РД-65333/81105 от 14.11.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 26.60.12.129

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 5 листах

приказом Росздравнадзора от 18 марта 2025 года № 1501
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0083462

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 марта 2025 года № ФСР 2012/13343

Лист 1

На медицинское изделие

Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д» по ТУ 9441-002-24149103-2002, варианты исполнения МИТАР-01-«Р-Д»/10 и МИТАР-01-«Р-Д»/12:

Комплектность:

- базовый комплект монитора МИТАР-01-«Р-Д» (с дисплеем 10,4", ЭКГ, ПГ, Т°, ЧСС, ЧП), МТЦ.82.00.100, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (для варианта исполнения МИТАР-01-«Р-Д»/10) - 1 шт.;
- базовый комплект монитора МИТАР-01-«Р-Д» (с дисплеем 12,1", ЭКГ, ПГ, Т°, ЧСС, ЧП), МТЦ.83.00.100, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (для варианта исполнения МИТАР-01-«Р-Д»/12) - 1 шт.;
- модуль АД, МТЦ.81.07.501, производство ООО "НПП "Монитор", Россия - 1 шт.;
- модуль SpO₂, МТЦ.81.06.501, производство ООО "НПП "Монитор", Россия - 1 шт.;
- модуль CO₂ + O₂, МТЦ.82.08.501, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (при необходимости наблюдения капнограммы и оксиграммы на экране монитора пациента) - 1 шт.;
- модуль видео, МТЦ.81.09.501, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (при необходимости отображения экранной формы монитора пациента на внешнем стандартном VGA мониторе) - 1 шт.;
- модуль термопринтера, МТЦ.81.04.501, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (при необходимости печати фрагментов физиологических кривых, цифровых параметров, трендов и записанных в память событий) - 1 шт.;
- модуль центральной станции с картой памяти, МТЦ.81.10.501, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (при необходимости обеспечения работы в режиме межкоечного просмотра и централизованного мониторинга) - 1 шт.;
- модуль MULTI, МТЦ.82.21.501, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (при необходимости измерения сердечного выброса, частоты дыхания (термисторным способом) и двух каналов инвазивного давления) - 1 шт.;
- модуль 1хИД, МТЦ.82.16.501, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (при необходимости измерения одного канала инвазивного давления) - 1 шт.;
- модуль 2хИД, МТЦ.82.22.501, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (при необходимости измерения двух каналов инвазивного давления) - 1 шт.;
- модуль MGAS, МТЦ.82.11.501, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (при необходимости подключения датчика мультигазов, принадлежностей BIS для измерения глубины наркоза или других внешних устройств) - 1 шт.;
- разветвители ИД, МТЦ.82.22.601, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (при

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0158848

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 марта 2025 года № ФСР 2012/13343

Лист 2

- необходимости подключения двух каналов инвазивного давления к модулю 2xИД) - 1 шт.;
- кабель электродный ЭКГ 3, МТЦ.82.15.601, производство ООО "НПП "Монитор", Россия - 1 шт.;
 - кабель электродный ЭКГ 5, МТЦ.82.16.601, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (при необходимости снимать одновременно семь отведений ЭКГ: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V) - 1 шт.;
 - кабель электродный ЭКГ 6, МТЦ.82.31.601, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (при необходимости снимать одновременно восемь отведений ЭКГ: I, II, III, aVL, aVR, aVF, и два любых грудных отведений V) - 1 шт.;
 - кабель электродный ЭКГ 10, МТЦ.82.21.601, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (при необходимости снимать 12 отведений ЭКГ) - 1 шт.;
 - ЭКГ электроды серии Skintact, типов CT, F, FS, PD, T, TS, W и принадлежности для крепления типа RT, FIX, PY № ФСЗ 2011/09805 от 25 мая 2011, производство "Леонард Ланг ГмбХ", Австрия, (рекомендуется использовать тип F, FS) - 90 шт.;
 - Манжеты компрессионные пневматические с текстильной застежкой для взрослых и детей, PY № ФСР 2007/00592 от 25 мая 2018 г., производство ООО "Петр Телегин", Россия (при необходимости измерения артериального давления (неинвазивным способом) используются манжеты типа: V0121C, V0122C, V0123C, V0124C, V0125C, V0126C для взрослых и детей) - 2 шт.;
 - манжета АД (одноразовая неонатальная), Y000DSN2-1#, Y000DSN2-2#, Y000DSN2-3#, Y000DSN2-4#, Y000DSN2-5#, производство "Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd", Китай (при необходимости измерения артериального давления (неинвазивным способом) неонатальных пациентов) - 5 шт.;
 - шланги для подключения манжеты АД, МТЦ.82.18.601, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (при необходимости измерения артериального давления (неинвазивным способом)) - 1 шт.;
 - датчик пульсоксиметрический Nellcor (взрослый), S0010D-L, S0010B-L, S0010D-S, S0010B-S, производство "Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd", Китай (при необходимости измерения ЧП, перфузии, SpO₂ и отображения фотоплетизмограммы взрослых пациентов) - 1 шт.;
 - датчик пульсоксиметрический Nellcor (детский), S0010E-L, S0010C-L, S0010E-S, S0010C-S, производство "Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd", Китай (при необходимости измерения ЧП, перфузии, SpO₂ и отображения фотоплетизмограммы детей) - 1 шт.;
 - датчик пульсоксиметрический Nellcor (неонатальный), S0010F-L, S0010F-S,

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0158849

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 марта 2025 года № ФСР 2012/13343

Лист 3

- производство "Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd", Китай (при необходимости измерения ЧП, перфузии, SpO₂ и отображения фотоплетизмограммы неонатальных пациентов) - 1 шт.;
- одноразовый датчик пульсоксиметрический (неонатальный/взрослый), S0010M-L, производство "Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd", Китай (при необходимости измерения ЧП, перфузии, SpO₂ и отображения фотоплетизмограммы у неонатальных/взрослых пациентов) - 1 шт.;
- кабель-удлинитель SpO₂, S0010NE-L, производство "Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd", Китай (при необходимости подключения составных частей для измерения ЧП, перфузии, SpO₂ и отображения фотоплетизмограммы) - 1 шт.;
- датчик температуры серии YSI 400 (взрослый), W0001 A, W0001 B, производство "Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd", Китай (при необходимости измерения температуры тела взрослых пациентов) - 1 шт.;
- датчик температуры серии YSI 400 (детский), W0001 C, W0001 D, производство "Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd", Китай (при необходимости измерения температуры тела детей) - 1 шт.;
- датчик температуры серии YSI 400 (неонатальный), W0001 E, производство "Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd", Китай (при необходимости измерения температуры тела неонатальных пациентов) - 1 шт.;
- удлинительный кабель для одноразового датчика температуры, W0001 G, производство "Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd", Китай (при необходимости подключения составных частей для измерения температуры тела) - 1 шт.;
- одноразовая линия для капнографии, CA20-007, производство "Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd", Китай (при необходимости отбора проб для измерения капнограммы в боковом потоке) - 1 шт.;
- одноразовая линия для капнографии орально-назальная (взрослая), CA20-001, производство "Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd", Китай (при необходимости отбора проб для измерения капнограммы в боковом потоке взрослых пациентов) - 1 шт.;
- одноразовая линия для капнографии орально-назальная (детская/неонатальная), CA20-002, производство "Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd", Китай (при необходимости отбора проб для измерения капнограммы в боковом потоке у детей/неонаталов) - 1 шт.;
- кабель для подключения датчика ИД к монитору, МТЦ.81.20.601, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (при необходимости подключения составных частей для измерения одного канала инвазивного давления) - 1 шт.;

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0158850

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 марта 2025 года № ФСР 2012/13343

Лист 4

- Устройства для контроля кровяного давления КОМБИДИН (Combidyn), КОМБИТРАНС (Combitrans), СЕНСОНОР (SenSoNor): вариант исполнения 13. Пластина для крепления преобразователей КОМБИТРАНС (Combitrans attachment plate), РУ № РЗН 2013/245 от 20 июля 2017 г., производство "Б. Браун Мельзунген АГ", Германия (при необходимости крепления составных частей для измерения сердечного выброса, температуры крови, параметров гемодинамики) - 1 шт.;
- Устройства для контроля кровяного давления КОМБИДИН (Combidyn), КОМБИТРАНС (Combitrans), СЕНСОНОР (SenSoNor): вариант исполнения 9. Держатель Комби-холдер для преобразователей КОМБИТРАНС (Combi-holder for Combitrans), РУ № РЗН 2013/245 от 20.07.2017 г., производство "Б. Браун Мельзунген АГ", Германия (при необходимости крепления составных частей для измерения сердечного выброса, температуры крови, параметров гемодинамики) - 1 шт.;
- Устройства для контроля кровяного давления КОМБИДИН (Combidyn), КОМБИТРАНС (Combitrans), СЕНСОНОР (SenSoNor): вариант исполнения 7. Наборы для контроля давления с преобразователем КОМБИТРАНС (Combitrans monitoring set), РУ № РЗН 2013/245 от 20.07.2017 г., производство "Б. Браун Мельзунген АГ", Германия (при необходимости измерения сердечного выброса, температуры крови, параметров гемодинамики) - 5 шт.;
- катетер термодилуционный «Кородин» (с аксессуарами), 45041422, производство "Б. Браун Мельзунген АГ", Германия (при необходимости измерения сердечного выброса, температуры крови, параметров гемодинамики) - 1 шт.;
- мультигазовый датчик в прямом потоке (с аксессуарами), AneSure-M, "Beijing Kingst Commercial & Trade Co., Ltd", Китай (при необходимости измерения содержания двуокси углерода (CO₂), кислорода (O₂), закиси азота (N₂O), анестетиков: галотан (Hal), энфлюран (Enf), изофлюран (Iso), севофлюран (Sev), десфлюран (Des) в прямом потоке) - 1 шт.;
- мультигазовый датчик в боковом потоке (с аксессуарами), AneSure-S, "Beijing Kingst Commercial & Trade Co., Ltd", Китай (при необходимости измерения содержания двуокси углерода (CO₂), кислорода (O₂), закиси азота (N₂O), анестетиков: галотан (Hal), энфлюран (Enf), изофлюран (Iso), севофлюран (Sev), десфлюран (Des) в боковом потоке) - 1 шт.;
- датчик капнографа в прямом потоке (с аксессуарами), CM 10-002, производство "Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd", Китай (при необходимости измерения содержания двуокси углерода (CO₂) в прямом потоке) - 1 шт.;
- датчик капнографа в боковом потоке (с аксессуарами), CM20-002, производство "Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd", Китай (при необходимости измерения

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0158851

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 марта 2025 года № ФСР 2012/13343

Лист 5

- содержания двуокси углерода (CO₂) в боковом потоке) - 1 шт.;
- центральная мониторинговая станция ЦМС-01 в комплекте, ТУ 401000-001-24149103-2011, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (при необходимости обеспечения централизованного мониторингования) - 1 шт.;
 - ленты регистрационные бумажные с тепловой записью для электрокардиографии «ЛР-Регистрон» 57мм в рулоне 23м, ТУ 9441-001-51115963-2000, производство АО "Регистрон", Россия (при необходимости печати фрагментов физиологических кривых, цифровых параметров, трендов и записанных в память событий) - 1 шт.;
 - термисторный датчик дыхания, МТЦ.82.27.601, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (при необходимости измерения частоты дыхания (термисторным способом) и отображения на экране монитора термисторной кривой дыхания) - 1 шт.;
 - кабель сетевой 220В SCZ-1, SCZ-1, производство "PLANET Technology Corporation", Китай - 1 шт.;
 - вставка плавкая ВП1-1, 1 А, 250 В, АГО.481.303 ТУ, производство ОАО "Радиодеталь", Россия - 2 шт.;
 - кронштейн для крепления монитора к стене, А 227 СБ, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (при необходимости крепления монитора пациента к стене) - 1 шт.;
 - кабель СОМ-порт для подключения монитора к компьютеру, МТЦ.82.25.601, производство ООО "НПП "Монитор", Россия (при необходимости подключения монитора пациента к персональному компьютеру) - 1 шт.;
 - набор принадлежностей для мониторингования глубины наркоза BIS: цифровой преобразователь сигнала, кабель от цифрового преобразователя к основному блоку, кабель сенсоров, многоразовые и одноразовые сенсоры для взрослых/детей, BISx, производство "Covidien", США (при необходимости определения глубины наркоза методом биспектрального анализа (BIS)) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации, МТЦ.82.00.000 РЭ, производство ООО "НПП "Монитор", Россия - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0158852