



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 15:06 20.07.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 14975;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 39848;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: ФСР 2011/12239 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02630258);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: ;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 03.11.2011;
7. Период действия версии: с 03.11.2011;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Цистоуретроскоп операционный с волоконным световодом ЦуО-ВС-11 ОПТИМЕД СПб по ТУ 9442-018-27482286-97 в следующих исполнениях (см.приложение на 3-х листах) :
Вариант 1:

1. Трубка оптическая 30° Ø 4 мм с углом поля зрения 90° - 2 шт.;
2. Трубка оптическая 75° Ø 4 мм с углом поля зрения 90° - 1 шт.;
3. Трубка оптическая 75° Ø 4 мм с углом поля зрения 70° - 1 шт.;
4. Трубка оптическая 0° Ø 4 мм с углом поля зрения 90° - 1 шт.;
5. Трубка оптическая 0° Ø 4 мм с углом поля зрения 70° - 1 шт.;
6. Ствол N18Ш - 1 шт.;
7. Ствол N19Ш - 1 шт.;
8. Ствол N21Ш - 1 шт.;
9. Ствол N23Ш - 1 шт.;

10. Ствол уретроскопический N21Ш - 1 шт.;
11. Ствол с наконечником - 1 шт.;
12. Обтуратор к стволу N18Ш - 1 шт.;
13. Обтуратор к стволу N19Ш - 1 шт.;
14. Обтуратор к стволу N21Ш - 1 шт.;
15. Обтуратор к стволу N23Ш - 1 шт.;
16. Обтуратор к стволу уретроскопическому N21Ш - 1 шт.;
17. Обтуратор к стволу с наконечником - 1 шт.;
18. Обтуратор визуальный N21Ш - 1 шт.;
19. Обтуратор визуальный N19Ш - 1 шт.;
20. Механизм подъемника - 1 шт.;
21. Переходник операционный одноканальный - 1 шт.;
22. Переходник операционный двухканальный - 1 шт.;
23. Переходник диагностический - 1 шт.;
24. Переходник к шприцу для гибкого соединения - 1 шт.;
25. Переходник к шприцу для жесткого соединения - 1 шт.;
26. Насадка - 6 шт.;
27. Шприц с силиконовым уплотнением для промывания полостей объемом 150 см³ со сменными насадками Ш-713 - 1 шт.;
28. Трубка силиконовая дренажная 10х3 - 1 шт.;
29. Щипцы биопсийные жесткие - 1 шт.;
30. Щипцы биопсийные гибкие N7Ш - 2 шт.;
31. Щипцы биопсийные гибкие N9Ш - 2 шт.;
32. Щипцы для извлечения инородных тел жесткие - 1 шт.;
33. Ножницы жесткие - 1 шт.;
34. Щипцы захватывающие - 1 шт.;
35. Щипцы для извлечения инородных тел гибкие N7Ш - 2 шт.;
36. Ватодержатель - 1 шт.;
37. Щетка гибкая - 1 шт.;
38. Щетка жесткая - 1 шт.;
39. Адаптер для женской уретроскопии - 1 шт.;
40. Втулка (к световодам "Storz", Германия и "Olympus", Япония) - 3 шт.;
41. Втулка (к световодам "Wolf", Германия) - 3 шт.;
42. Кабель для передачи света диаметром 3,5 мм - 1 шт.

Вариант 2:

1. Трубка оптическая 30° Ø 4 мм с углом поля зрения 70° - 2 шт.;
2. Трубка оптическая 75° Ø 4 мм с углом поля зрения 90° - 1 шт.;
3. Трубка оптическая 75° Ø 4 мм с углом поля зрения 70° - 1 шт.;
4. Трубка оптическая 0° Ø 4 мм с углом поля зрения 90° - 1 шт.;
5. Трубка оптическая 0° Ø 4 мм с углом поля зрения 70° - 1 шт.;

6. Ствол N18Ш - 1 шт.;
7. Ствол N19Ш - 1 шт.;
8. Ствол N21Ш - 1 шт.;
9. Ствол N23Ш - 1 шт.;
10. Ствол уретроскопический N21Ш - 1 шт.;
11. Обтуратор к стволу N18Ш - 1 шт.;
12. Обтуратор к стволу N19Ш - 1 шт.;
13. Обтуратор к стволу N21Ш - 1 шт.;
14. Обтуратор к стволу N23Ш - 1 шт.;
15. Обтуратор к стволу уретроскопическому N21Ш - 1 шт.;
16. Обтуратор визуальный N21Ш - 1 шт.;
17. Обтуратор визуальный N19Ш - 1 шт.;
18. Механизм подъемника - 1 шт.;
19. Переходник операционный одноканальный - 1 шт.;
20. Переходник операционный двухканальный - 1 шт.;
21. Переходник диагностический - 1 шт.;
22. Переходник к шприцу для гибкого соединения - 1 шт.;
23. Переходник к шприцу для жесткого соединения - 1 шт.;
24. Насадка - 6 шт.;
25. Шприц с силиконовым уплотнением для промывания полостей объемом 150 см³ со сменными насадками Ш-713 - 1 шт.;
26. Трубка силиконовая дренажная 10х3 - 1 шт.;
27. Щипцы биопсийные жесткие - 1 шт.;
28. Щипцы биопсийные гибкие N7Ш - 2 шт.;
29. Щипцы биопсийные гибкие N9Ш - 2 шт.;
30. Щипцы для извлечения инородных тел жесткие - 1 шт.;
31. Щипцы захватывающие - 1 шт.;
32. Щипцы для извлечения инородных тел гибкие N7Ш - 2 шт.;
33. Ватодержатель - 1 шт.;
34. Щетка гибкая - 1 шт.;
35. Щетка жесткая - 1 шт.;
36. Адаптер для женской уретроскопии - 1 шт.;
37. Втулка (к световодам "Storz", Германия и "Olympus", Япония) - 3 шт.;
38. Втулка (к световодам "Wolf", Германия) - 3 шт.;
39. Электрод шариковый коагуляционный 3Шр - 1 шт.;
40. Электрод шариковый коагуляционный 4Шр - 1 шт.;
41. Электрод шариковый коагуляционный 5Шр - 1 шт.;
42. Электрод шариковый коагуляционный 6Шр - 1 шт.;
43. Электрод шариковый коагуляционный 7Шр - 1 шт.;
44. Электрод шариковый коагуляционный 8Шр - 1 шт.;
45. Электрод шариковый коагуляционный 10Шр - 1 шт.;
46. Электрод игольчатый 3Шр - 1 шт.;

- 47. Электрод игольчатый 5Шр - 1 шт.;
- 48. Электрод игольчатый 7Шр - 1 шт.;
- 49. Электрод петля 7Шр - 1 шт.;
- 50. Электрод петля 10Шр - 1 шт.;
- 51. Корзинка для удаления камней - 1 шт.;
- 52. Кабель для передачи света диаметром 3,5 мм - 1 шт.;

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД";

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д. 96;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, д. 96;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

17. ОКП/ОКПД2: 944210;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: ;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 144230;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД", 195221, г. Санкт Петербург, проспект Металлистов, д. 96;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
144230	Цистоуретроскоп операционный с волоконным световодом ЦуО-ВС-11 ОПТИМЕД СПб по ТУ 9442-018-27482286-97: Вариант 1
144230	Цистоуретроскоп операционный с волоконным световодом ЦуО-ВС-11 ОПТИМЕД СПб по ТУ 9442-018-27482286-97: Вариант 2

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

