



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 15:28 20.07.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 200789;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 200789;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/05212655 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/05212655);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 04.06.2026;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: ;
7. Период действия версии: с 04.06.2026;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Осветитель эндоскопический Ос-«ОПТИМЕД» по ТУ 26.60.12-052-27482286-2024
Модели:
 - I. Осветитель эндоскопический Ос- «ОПТИМЕД», модель Ос-01, в составе:
 1. Осветитель эндоскопический Ос- 01 «ОПТИМЕД» - 1 шт.
 2. Шнур сетевой - 1 шт., модели:
 - 2.1. Модель S22C13-250-10-1,8, производства Power Cube, Россия.
 - 2.2. Модель PC-186-VDE, производства Gembird Electronics, КНР.
 - 2.3. Модель TE021DA-CU0.75-1.8M, производства VCOM, КНР.
 3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 - II. Осветитель эндоскопический Ос- «ОПТИМЕД», модель Ос-02, в составе:
 1. Осветитель эндоскопический Ос- 02 «ОПТИМЕД» - 1 шт.
 2. Шнур сетевой - 1 шт., модели:
 - 2.1. Модель S22C13-250-10-1,8, производства Power Cube, Россия.

2.2. Модель PC-186-VDE, производства Gembird Electronics, КНР.

2.3. Модель TE021DA-CU0.75-1.8М, производства VCOM, КНР.

3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

III. Осветитель эндоскопический Ос- «ОПТИМЕД», модель Ос-03, в составе:

1. Осветитель эндоскопический Ос- 03 «ОПТИМЕД» - 1 шт.

2. Шнур сетевой - 1 шт., модели:

2.1. Модель S22C13-250-10-1,8, производства Power Cube, Россия.

2.2. Модель PC-186-VDE, производства Gembird Electronics, КНР.

2.3. Модель TE021DA-CU0.75-1.8М, производства VCOM, КНР.

3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ "ОПТИМЕД";

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 195221, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МЕТАЛЛИСТОВ, Д. 96, ЛИТЕР Б, ПОМЕЩ. 5Н-12;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 195221, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МЕТАЛЛИСТОВ, Д. 96, ЛИТЕР Б, ПОМЕЩ. 5Н-12;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

17. ОКП/ОКПД2: 26.60.12.119;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Осветитель предназначен для создания необходимой освещенности на входных торцах осветительных кабелей, применяемых при эндоскопических операциях и исследованиях.;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 271850;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: АО "ОПТИМЕД", 195221, Россия, Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, д.96, литер А, литер Б, литер В;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
271850	Осветитель эндоскопический Ос- «ОПТИМЕД» модель Ос-01
271850	Осветитель эндоскопический Ос- «ОПТИМЕД» модель Ос-02
271850	Осветитель эндоскопический Ос- «ОПТИМЕД» модель Ос-03

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11