



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 13:42 30.07.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 202337;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 200558;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/05150184 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/05150184);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 28.05.2026;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 24.07.2026;
7. Период действия версии: с 24.07.2026;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Система эндоскопической визуализации РуСкейп, серии А-2600 по ТУ 26.60.12-001-65457934-2025
Система эндоскопической визуализации РуСкейп, серии А-2600:
 1. Видеопроцессор медицинский РуСкейп, серии А-2600, модели: А-2600, А-2600А, А-2600В, А-2600С – 1 шт., в составе:
 - 1.1. Видеопроцессор медицинский РуСкейп, серии А-2600, модель: А-2600 – 1 шт.
 - Силовой шнур – 1 шт.
 - Колпачок баланса белого – 1 шт.
 - Держатель колпачка баланса белого – 1 шт.
 - Клавиатура – 1 шт.
 - Плавкий предохранитель – не более 2 шт. (при необходимости)
 - Световодный кабель – 1 шт. (при необходимости)
 - Заглушка линзы световодного кабеля – 1 шт. (при необходимости)
 - Ножной переключатель – 1 шт. (при необходимости)

- Видеокабель BNC – 1 шт. (при необходимости)
- Видеокабель Y/C – 1 шт. (при необходимости)
- Видеокабель VGA – 1 шт. (при необходимости)
- Видеокабель витой – 1 шт. (при необходимости)
- Держатель видеокабеля витого – 1 шт. (при необходимости)
- Флеш-накопитель USB – 1 шт. (при необходимости)
- Бутыл для воды – не более 20 шт. (при необходимости)
- Бутыл для воды с адаптером – не более 20 шт. (при необходимости)
- Камера, модели: 10-100-201, 10-110-201, 10-111-201, 10-112-201 – не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- Камера, модели: 10-100-201, 10-110-201, 10-111-201, 10-112-201 – 1 шт.
- Защитный колпачок – 1 шт.
- Кабель заземления – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

1.2. Видеопроцессор медицинский РуСкейп, серии А-2600, модель: А-2600А – 1 шт.

- Силовой шнур – 1 шт.
- Колпачок баланса белого – 1 шт.
- Держатель колпачка баланса белого – 1 шт.
- Клавиатура – 1 шт.
- Плавкий предохранитель – не более 2 шт. (при необходимости)
- Световодный кабель – 1 шт. (при необходимости)
- Заглушка линзы световодного кабеля – 1 шт. (при необходимости)
- Ножной переключатель – 1 шт. (при необходимости)
- Видеокабель BNC – 1 шт. (при необходимости)
- Видеокабель Y/C – 1 шт. (при необходимости)
- Видеокабель VGA – 1 шт. (при необходимости)
- Видеокабель витой – 1 шт. (при необходимости)
- Держатель видеокабеля витого – 1 шт. (при необходимости)
- Флеш-накопитель USB – 1 шт. (при необходимости)
- Бутыл для воды – не более 20 шт. (при необходимости)
- Бутыл для воды с адаптером – не более 20 шт. (при необходимости)
- Камера, модели: 10-100-201, 10-110-201, 10-111-201, 10-112-201 – не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- Камера, модели: 10-100-201, 10-110-201, 10-111-201, 10-112-201 – 1 шт.
- Защитный колпачок – 1 шт.
- Кабель заземления – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

1.3. Видеопроцессор медицинский РуСкейп, серии А-2600, модель: А-2600В – 1 шт.

- Силовой шнур – 1 шт.
- Колпачок баланса белого – 1 шт.
- Держатель колпачка баланса белого – 1 шт.
- Клавиатура – 1 шт.

- Плавкий предохранитель – не более 2 шт. (при необходимости)
- Световодный кабель – 1 шт. (при необходимости)
- Заглушка линзы световодного кабеля – 1 шт. (при необходимости)
- Ножной переключатель – 1 шт. (при необходимости)
- Видеокабель BNC – 1 шт. (при необходимости)
- Видеокабель Y/C – 1 шт. (при необходимости)
- Видеокабель VGA – 1 шт. (при необходимости)
- Видеокабель витой – 1 шт. (при необходимости)
- Держатель видеокабеля витого – 1 шт. (при необходимости)
- Флеш-накопитель USB – 1 шт. (при необходимости)
- Бутыл для воды – не более 20 шт. (при необходимости)
- Бутыл для воды с адаптером – не более 20 шт. (при необходимости)
- Камера, модели: 10-100-201, 10-110-201, 10-111-201, 10-112-201 – не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- Камера, модели: 10-100-201, 10-110-201, 10-111-201, 10-112-201 – 1 шт.
- Защитный колпачок – 1 шт.
- Кабель заземления – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

1.4. Видеопроцессор медицинский РуСкейп, серии А-2600, модель: А-2600С – 1 шт.

- Силовой шнур – 1 шт.
- Колпачок баланса белого – 1 шт.
- Держатель колпачка баланса белого – 1 шт.
- Клавиатура – 1 шт.
- Плавкий предохранитель – не более 2 шт. (при необходимости)
- Световодный кабель – 1 шт. (при необходимости)
- Заглушка линзы световодного кабеля – 1 шт. (при необходимости)
- Ножной переключатель – 1 шт. (при необходимости)
- Видеокабель BNC – 1 шт. (при необходимости)
- Видеокабель Y/C – 1 шт. (при необходимости)
- Видеокабель VGA – 1 шт. (при необходимости)
- Видеокабель витой – 1 шт. (при необходимости)
- Держатель видеокабеля витого – 1 шт. (при необходимости)
- Флеш-накопитель USB – 1 шт. (при необходимости)
- Бутыл для воды – не более 20 шт. (при необходимости)
- Бутыл для воды с адаптером – не более 20 шт. (при необходимости)
- Камера, модели: 10-100-201, 10-110-201, 10-111-201, 10-112-201 – не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- Камера, модели: 10-100-201, 10-110-201, 10-111-201, 10-112-201 – 1 шт.
- Защитный колпачок – 1 шт.
- Кабель заземления – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

2. Видеоэндоскоп гибкий, серии А20, модели: видеоколоноскоп ЕС-А20, видеоколоноскоп ЕС-

A20L, видеогастроскоп EG-A20, видеобронхоскоп EB-A20, видеобронхоскоп EB-A20T – от 1 до 20 шт., в составе:

2.1. Видеоэндоскоп гибкий, серии A20, модель: видеоколоноскоп ЕС-A20 – 1 шт.

- Биопсийный клапан – не более 10 шт. (при необходимости)
- Щетка для очистки – не более 2 шт. (при необходимости)
- Щетка для очистки гнезда клапана – не более 2 шт. (при необходимости)
- Течеискатель – 1 шт.
- Коннектор для течеискателя – 1 шт.
- Заглушка ирригационного канала – не более 2 шт. (при необходимости)
- Защитный колпачок дистального конца – 1 шт.
- Воздушный/водяной клапан – не более 2 шт. (при необходимости)
- Клапан аспирации – не более 2 шт. (при необходимости)
- Комплект для ручной обработки эндоскопа – 1 шт., в составе: комплект заглушек для промывки – 1 шт., система для промывки каналов – 1 шт., трубка-адаптер для ирригационного канала (длинная) – 1 шт., трубка-адаптер для ирригационного канала (короткая) – 1 шт.
- Вспомогательная трубка для подачи воды – не более 2 шт. (при необходимости)
- Руководство пользователя – 1 шт.

2.2. Видеоэндоскоп гибкий, серии A20, модель: видеоколоноскоп ЕС-A20L – 1 шт.

- Биопсийный клапан – не более 10 шт. (при необходимости)
- Щетка для очистки – не более 2 шт. (при необходимости)
- Щетка для очистки гнезда клапана – не более 2 шт. (при необходимости)
- Течеискатель – 1 шт.
- Коннектор для течеискателя – 1 шт.
- Заглушка ирригационного канала – не более 2 шт. (при необходимости)
- Защитный колпачок дистального конца – 1 шт.
- Воздушный/водяной клапан – не более 2 шт. (при необходимости)
- Клапан аспирации – не более 2 шт. (при необходимости)
- Комплект для ручной обработки эндоскопа – 1 шт., в составе: комплект заглушек для промывки – 1 шт., система для промывки каналов – 1 шт., трубка-адаптер для ирригационного канала (длинная) – 1 шт., трубка-адаптер для ирригационного канала (короткая) – 1 шт.
- Вспомогательная трубка для подачи воды – не более 2 шт. (при необходимости)
- Руководство пользователя – 1 шт.

2.3. Видеоэндоскоп гибкий, серии A20, модель: видеогастроскоп EG-A20 – 1 шт.

- Биопсийный клапан – не более 10 шт. (при необходимости)
- Щетка для очистки – не более 2 шт. (при необходимости)
- Щетка для очистки гнезда клапана – не более 2 шт. (при необходимости)
- Течеискатель – 1 шт.
- Коннектор для течеискателя – 1 шт.
- Заглушка ирригационного канала – не более 2 шт. (при необходимости)
- Защитный колпачок дистального конца – 1 шт.
- Воздушный/водяной клапан – не более 2 шт. (при необходимости)
- Клапан аспирации – не более 2 шт. (при необходимости)

- Комплект для ручной обработки эндоскопа – 1 шт., в составе: комплект заглушек для промывки – 1 шт., система для промывки каналов – 1 шт., трубка-адаптер для ирригационного канала (длинная) – 1 шт., трубка-адаптер для ирригационного канала (короткая) – 1 шт.
- Вспомогательная трубка для подачи воды – не более 2 шт. (при необходимости);
- Руководство пользователя – 1 шт.

2.4. Видеоэндоскоп гибкий, серии А20, модель: видеобронхоскоп ЕВ-А20 – 1 шт.

- Биопсийный клапан – не более 10 шт. (при необходимости)
- Щетка для очистки – не более 10 шт. (при необходимости)
- Щетка для очистки гнезда клапана – не более 2 шт. (при необходимости)
- Течеискатель – 1 шт.
- Защитный колпачок дистального конца – 1 шт.
- Клапан аспирации – не более 2 шт. (при необходимости)
- Система для промывки каналов – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

2.5. Видеоэндоскоп гибкий, серии А20, модель: видеобронхоскоп ЕВ-А20Т – 1 шт.

- Биопсийный клапан – не более 10 шт. (при необходимости)
- Щетка для очистки – не более 10 шт. (при необходимости)
- Щетка для очистки гнезда клапана – не более 2 шт. (при необходимости)
- Течеискатель – 1 шт.
- Защитный колпачок дистального конца – 1 шт.
- Клапан аспирации – не более 2 шт. (при необходимости)
- Система для промывки каналов – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

3. Стойка для медицинской техники, модель Т-1000 – 1 шт., в составе (при необходимости):

- Стойка для медицинской техники, модель Т-1000 – 1 шт.
- Держатель эндоскопа – не более 4 шт. (при необходимости)
- Держатель коннектора – не более 2 шт. (при необходимости)
- Ручка винт – не более 26 шт. (при необходимости)
- Шестигранный ключ 4.0 – 1 шт. (при необходимости)
- Шестигранный ключ 5.0 – 1 шт. (при необходимости)
- Шестигранный ключ 6.0 – 1 шт. (при необходимости)
- Кронштейн монитора 24” – не более 2 шт. (при необходимости)
- Кронштейн монитора 27” – не более 2 шт. (при необходимости)
- Полка боковая – не более 3 шт. (при необходимости)
- Винт DIN 912 - М6х16 – не более 9 шт. (при необходимости)
- Гайка DIN 934 - М6 – не более 9 шт. (при необходимости)
- Шайба DIN 127 В - 6 – не более 9 шт. (при необходимости)
- Шайба DIN 125-А - 6 – не более 9 шт. (при необходимости)
- Стойка кронштейна монитора Т.002.00.00.008 – не более 2 шт. (при необходимости)
- Стойка держателя эндоскопа Т.002.00.00.004 – не более 2 шт. (при необходимости)
- Выдвижная полка для клавиатуры с фиксацией – 1 шт. (при необходимости)
- Держатель для камеры – не более 2 шт. (при необходимости)

- Полка – не более 4 шт.
- Держатель для банки – не более 2 шт. (при необходимости)
- 4. Источник бесперебойного питания с сетевым кабелем – 1 шт. (при необходимости)
- 5. Видеомонитор, модели: DSH-24W, DSH-270WA – не более 2 шт., в составе:
 - 5.1. Видеомонитор, модель: DSH-24W – 1 шт.
 - Сетевой шнур – 1 шт. (при необходимости)
 - Адаптер – 1 шт. (при необходимости)
 - Сертификат – 1 шт. (при необходимости)
 - Сетевой шнур – 1 шт.
 - Сигнальный кабель S-Video – 1 шт. (при необходимости)
 - Болт – 4 шт. (при необходимости)
 - Сигнальный кабель BNC – 1 шт. (при необходимости)
 - CD-диск – 1 шт. (при необходимости)
 - Сигнальный кабель DVI – 1 шт. (при необходимости)
 - Эквипотенциальный кабель – 1 шт. (при необходимости)
 - Гарантийный талон – 1 шт. (при необходимости)
 - Упаковочный лист – 1 шт. (при необходимости)
 - Кабель HDMI – 1 шт. (при необходимости)
 - Кабель BNC – 1 шт. (при необходимости)
 - Кабель заземления – 1 шт. (при необходимости)
 - 5.2. Видеомонитор, модель DSH-270WA – 1 шт.
 - Адаптер – 1 шт. (при необходимости)
 - Сертификат – 1 шт. (при необходимости)
 - Эквипотенциальный кабель – 1 шт. (при необходимости)
 - Гарантийный талон – 1 шт. (при необходимости)
 - Сетевой шнур – 1 шт.
 - Упаковочный лист – 1 шт. (при необходимости)
 - Болт – 12 шт. (при необходимости)
 - Сигнальный кабель DVI – 1 шт. (при необходимости)
 - CD-диск – 1 шт. (при необходимости)
 - Кабель BNC – 1 шт. (при необходимости)
 - Нейлоновые кабельные стяжки – 3 шт. (при необходимости)
- 6. Программное обеспечение «РуСкейп» – 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - Программное обеспечение «РуСкейп» на USB-флеш-накопителе – 1 шт.
- 7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЭНДО";

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ АЙВАЗОВСКОГО, СТР. 53, ПОМЕЩ. 5;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 620144, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ АЙВАЗОВСКОГО, СТР. 53, ПОМЕЩ. 5;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

17. ОКП/ОКПД2: 26.60.12.119;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Предназначено для визуализации, диагностики и проведения эндоскопических процедур с использованием гибких эндоскопов в различных областях медицины, обеспечивая миниинвазивный доступ и высокую точность визуализации во время диагностики и хирургических вмешательств;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 271790;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ООО "РУСЭНДО", 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Айвазовского, стр. 53, помещ. 5;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
271790	Видеопроцессор медицинский РуСкейп, серии А-2600, модель: А-2600
271790	Видеопроцессор медицинский РуСкейп, серии А-2600, модель: А-2600А
271790	Видеопроцессор медицинский РуСкейп, серии А-2600, модель: А-2600В
271790	Видеопроцессор медицинский РуСкейп, серии А-2600, модель: А-2600С

271790	Видеоэндоскоп гибкий, серии A20, модель: видеоколоноскоп ЕС-A20
271790	Видеоэндоскоп гибкий, серии A20, модель: видеоколоноскоп ЕС-A20L
271790	Видеоэндоскоп гибкий, серии A20, модель: видеогастроскоп EG-A20
271790	Видеоэндоскоп гибкий, серии A20, модель: видеобронхоскоп EB-A20
271790	Видеоэндоскоп гибкий, серии A20, модель: видеобронхоскоп EB-A20T
271790	Стойка для медицинской техники, модель T-1000
271790	Видеомонитор, модели: DSH-24W
271790	Видеомонитор, модель DSH-270WA

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

