



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 17:38 29.09.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 182337;
2. Сквозной идентификатор реестровой записи: 7736;
3. Статус: Действует;
4. Регистрационный номер медицинского изделия: ФСР 2007/00268 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02936193);
5. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 29.01.2009;
6. Дата внесения изменений в медицинское изделие: 16.10.2024;
7. Период действия версии: с 16.10.2024;
8. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
9. Наименование медицинского изделия: Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011
 1. Пинцет для фиксации глазного яблока ПХ 72x0,6 (П-5);
 2. Пинцет для твердой мозговой оболочки ПХ 200x1,3 (П-8);
 3. Пинцет для базальной иридектомии ПХи 68x0,5 (П-25);
 4. Пинцет Миминошвили ПХ 100x0,6 (П-26);
 5. Пинцет глазной фиксационный ПХ 100x4,2 (П-35);
 6. Пинцет хирургический ПХ 150x1,5 (П-60);
 7. Пинцет хирургический глазной большой (немагнитный) ПХ 100x0,6 (П-63);
 8. Пинцет для электрокоагуляции с зубчиком ПХ 200x1,3 (П-72);
 9. Пинцет зубчато-лапчатый ПХ 150x5,5 (П-83);
 10. Пинцет хирургический глазной прямой ПХ 150x0,6 (П-86);
 11. Пинцет хирургический глазной изогнутый ПХи 150x0,6 (П-87);
 12. Пинцет для радужной оболочки изогнутый ПХи 101x0,5 (П-95);

13. Пинцет хирургический общего назначения (нагартованный холодной штамповкой) ПХ 150х2,5 (П-99);
14. Пинцет хирургический глазной большой прямой ПХ 100х0,6 (П-105);
15. Пинцет глазной для радужной оболочки микрохирургический ПХ 100х0,4 (П-106);
16. Пинцет глазной микрохирургический для роговицы изогнутый ПХи 100х0,25 (П-107);
17. Пинцет глазной фиксационный микрохирургический ПХ100х2,8 (П-108);
18. Пинцет глазной микрохирургический прямой, 72 мм ПХ 72х0,3 (П-110);
19. Пинцет хирургический ПХ 122х1,5 (П-130);
20. Пинцет зубчато-лапчатый ПХ 200х18 (П-157);
21. Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5 (П-315);
22. Пинцет хирургический общего назначения ПХ 200х2,5 (П-230);
23. Пинцет хирургический общего назначения ПХ 250х2,5 (П-325);
24. Пинцет для капсулы хрусталика ПХи 72х0,5;
25. Пинцет хирургический глазной прямой ПХ 72х0,6;
26. Пинцет глазной (из набора Филатова-Марцинковского для пересадки роговицы) ПХ 85х0,6;
27. Пинцет хирургический для рубцовой ткани (из набора для операций на кисти при контрактуре Дюпюитрена) ПХ 100х4;
28. Пинцет глазной фиксационный (из набора инструментов для глазных амбулаторных операций) ПХ 100х4,2;
29. Пинцет для наложения и снятия металлических скобок (П-14);
30. Пинцет для хиазмальной области изогнутый ПАи 200х1,2 (П-9);
31. Пинцет нейрохирургический изогнутый ПАи 177х1,5 (П-10);
32. Пинцет для аподактильного наложения волосяного шва ПА 150х4,5 (П-17);
33. Пинцет для частичной миотомии ПА 95х3,6 (П-30);
34. Пинцет для коагуляции ПА 200х1,0 (П-40);
35. Пинцет для грудной хирургии ПА 300х2,0 (П-47);
36. Пинцет гинекологический ПА 240х2-«МИЗ-В» (П-53);
37. Пинцет анатомический 150х1,5 ПАВ-«МИЗ-В» (П-59);
38. Пинцет анатомический глазной прямой (немагнитный) ПА 100х0,6 (П-64);
39. Пинцет анатомический с атравматической нарезкой 200х2,5 ПАа-«МИЗ-В» (П-71);
40. Пинцет анатомический с атравматической нарезкой 150х2,5 ПАа-«МИЗ-В» (П-78);
41. Пинцет ушной штыковидный ПАи 140х1,5 (П-85);
42. Пинцет анатомический глазной прямой ПА 150х0,6 (П-88);
43. Пинцет анатомический общего назначения нагартованный холодной штамповкой 150х2,5 ПАи-«МИЗ-В» (П-97);
44. Пинцет анатомический ПА 120х1,5 (П-129);
45. Пинцет нейрохирургический изогнутый ПАи 200х1,0 (П-161);
46. Пинцет для разбортовки сосудов изогнутый ПАи 150х1,5 (П-164);
47. Пинцет для разбортовки сосудов изогнутый ПАи 98х1,0 (П-165);
48. Пинцет анатомический общего назначения 150х2,5 ПАон-«МИЗ-В» (П-215);
49. Пинцет анатомический общего назначения 200х2,5 ПАон-«МИЗ-В» (П-220);
50. Пинцет анатомический общего назначения 250х2,5 ПАон-«МИЗ-В» (П-225);

51. Пинцет анатомический глазной прямой ПА 100х0,6;
52. Пинцет анатомический для мягких тканей (из набора для операций на кисти при контрактуре Дюпюитрена) ПА 100х3,0;
53. Пинцет для пересадки кожи ПА 100х3,6;
54. Пинцет для частичной миотомии ПА 100х3,6;
55. Пинцет для экстракции катаракты с ложкообразными губками ПСи 103х1,4 (П-4);
56. Пинцет для удерживания опухоли головного мозга окончательный ПС 210х17 (П-6);
57. Пинцет для удерживания опухоли головного мозга окончательный ПС 210х22 (П-7);
58. Пинцет для удерживания опухоли головного мозга окончательный ПС 210х8,0 (П-18);
59. Пинцет-ложечка для раздачи таблеток и порошков ПС 140х17 (П-22);
60. Пинцет ушной горизонтально-изогнутый с ложкообразными губками ПС 120х3,0 (П-23);
61. Пинцет для зарядки радиоактивных гранул ПС 200х1,2 (П-32);
62. Пинцет Беллярминова для выдавливания трахомных зерен, окончательный ПС 100х11 (П-34);
63. Пинцет для захватывания фаллопиевых труб ПС 188х6-«МИЗ-В» (П-37);
64. Пинцет для захватывания фаллопиевых труб ПС 190х6-«МИЗ-В» (П-38);
65. Пинцет эпиляционный ПС 95х2,0 (П-39);
66. Пинцет для разновесов ПСи 83х1,0 (П-45);
67. Пинцет технический ПС 160х3,0 (П-46);
68. Пинцет ушной штыковидный с рабочей частью ложкообразной формы ПСи 140х2,5 (П-80);
69. Пинцет стоматологический 150х1,5 ПС - «МИЗ-В» (П-81);
70. Пинцет желобоватый ПЖ 150х2,0 (П-89);
71. Пинцет для захватывания электродов ПС 150х7,0 (П-100);
72. Пинцет эпиляционный (нагартованный холодной штамповкой) ПС 95х2,0 (П-101);
73. Пинцет глазной микрохирургический с ложкообразными губками ПС 100х1,0 (П-109);
74. Пинцет глазной эпиляционный тонкий ПС 95х1,5 (П-111);
75. Пинцет стоматологический изогнутый 150х0,8 ПСи - «МИЗ-В» (П-114);
76. Пинцет зуботехнический 160х1,0 ПСи - «МИЗ-В» (П-115);
77. Пинцет стоматологический 160х1,0 ПСи - «МИЗ-В» (П-116);
78. Пинцет для роговицы (по Пофику) ПС 71х0,5;
79. Пинцет глазной микрохирургический плоский ПС 72х0,5;
80. Пинцет капсульный для экстракции катаракты в капсуле (модель 344) ПСи 98х0,8;
81. Пинцет технический Пт 100х0,8;
82. Пинцет халязионный (по Десмарру) ПС 100х24;
83. Пинцет для операции на веках окончательный (модель 340) ПС 100х24;
84. Пинцет для операции на веках окончательный ПС 100х24;
85. Пинцет для экстракции катаракты с ложкообразными губками ПСи 100х1,0;
86. Пинцет для захватывания радиоактивных зерен ПС 250х2,5;
87. Пинцет для захватывания радиоактивных игл и препаратов ПС 300х5,0;
88. Пинцет сосудистый ПА 200х2,0 (П-49);
89. Пинцет сосудистый изогнутый ПАи 148х2,0 (П-50);
90. Пинцет сосудистый с двойной нарезкой ПА 150х2,0 (П-57);
91. Пинцет сосудистый с двойной нарезкой ПА 200х2,0 (П-58);

92. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 150х1 (П-241);
93. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 150х1,3 (П-242);
94. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 150х1,5 (П-229);
95. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 150х2 (П-230);
96. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой изогнутый Пи 150х2 (П-244);
97. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 150х2 (П-231);
98. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 190х1,5 (П-227);
99. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 200х1,5 (П-228);
100. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 200х2 (П-232);
101. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой изогнутый Пи 200х2 (П-245);
102. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 200х2,8 (П-234);
103. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 200х3,5 (П-233);
104. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 210х1,5 (П-226);
105. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 240х2,4 (П-235);
106. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 240х2,8 (П-236);
107. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 240х3,5 (П-237);
108. Пинцет анастомозный остроконечный П 200х0,7 (П-240);
109. Пинцет с замком для глубоких полостей, анатомический (П-15);
110. Пинцет с замком для грудной хирургии, изогнутый;
111. Зажим для временного пережатия сосудов с кремальерой сильноизогнутый (З-9);
112. Зажим кишечный жесткий (З-28);
113. Зажим медицинский желудочный со щелью (Ж-32);
114. Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" прямой (З-33);
115. Зажим кровоостанавливающий типа "Москит", изогнутый по плоскости (З-34);
116. Зажим кровоостанавливающий типа "Москит", изогнутый по ребру (З-35);
117. Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине (З-38);
118. Зажим для почечной ножки, изогнутый под углом детский длиной 208 мм
Зпнд-"МИЗ-В" (З-51);
119. Зажим для почечной ножки, изогнутый по радиусу детский длиной 204 мм
Зпнд-"МИЗ-В" (З-52);
120. Зажим кровоостанавливающий глазной типа "Москит" прямой (З-65);
121. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 (З-68);
122. Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый №1 (З-69);
123. Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия, вертикально-изогнутый №1 (З-72);
124. Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия вертикально-изогнутый №3 (З-73);
125. Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия, вертикально-изогнутый №2 (З-74);
126. Зажим для ушка сердца №2 (З-75);
127. Зажим для ушка сердца №3 (З-76);
128. Зажим для ушка сердца №4 (З-77);
129. Зажим для ушка сердца №1 (З-78);
130. Зажим для остановки кровотечения из капсулы простаты (З-89);
131. Зажим для временного пережатия магистральных сосудов (из набора инструментов для

легочной хирургии) (З-94);

132. Зажим кишечный жесткий детский (З-100);

133. Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №2 (З-112);

134. Зажим с кремальерой для операционного белья (З-113);

135. Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый, изогнутый №2 (З-119);

136. Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый по плоскости длиной 125мм (З-154);

137. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 2 длиной 198 мм ЗКп-"МИЗ-В" (З-182);

138. Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый № 2, длиной 196 мм
"ЗКи-МИЗ-В" (З-183);

139. Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №3 (З-198);

140. Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый изогнутый №3 (З-199);

141. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №3 (З-200);

142. Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №3 (З-201);

143. Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №1 (З-202);

144. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой длиной 125мм (З-206);

145. Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый по ребру длиной 125мм (З-207);

146. Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый, изогнутый №1 (З-208);

147. Щипцы полипные окончатые 225х13 (Щ-34);

148. Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые) (Щ-66);

149. Корнцанг прямой (Щ-67);

150. Корнцанг изогнутый (Щ-68);

151. Щипцы кишечные окончатые для детей (Щ-85);

152. Щипцы зубчатопальчатые для захватывания плотных тканей (Щ-80);

153. Зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к коже (К-133);

154. Зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к коже (изготовленный
холодной штамповкой) (К-132);

155. Зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к коже детский длиной 40 мм
(З-97);

156. Зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к коже детский длиной 50 мм
(З-98);

157. Зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к коже детский длиной 60 мм
(З-99);

158. Зажим для губ № 1 (З-101);

159. Зажим для губ № 2 (З-102);

160. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 120
мм - "МИЗ-В" (И-237);

161. Иглодержатель общехирургический 120 мм - "МИЗ-В" (И-241);

162. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 140
мм - "МИЗ-В" (И-212);

163. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 140
мм - "МИЗ-В" с узкими губками (И-213);

164. Иглодержатель общехирургический 140 мм - "МИЗ-В" (И-242);

165. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 160 мм - "МИЗ-В" (И-181);
166. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 160 мм - "МИЗ-В" с узкими губками (И-234);
167. Иглодержатель общехирургический 160 мм - "МИЗ-В" (И-243);
168. Иглодержатель сосудистый 160 мм - "МИЗ-В" (И-259);
169. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 180 мм - "МИЗ-В" (И-236);
170. Иглодержатель общехирургический 180 мм - "МИЗ-В" (И-244);
171. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 200 мм - "МИЗ-В" (И-182);
172. Иглодержатель общехирургический 200 мм - "МИЗ-В" (И-235);
173. Иглодержатель сосудистый 200 мм - "МИЗ-В" (И-260);
174. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 215 мм - "МИЗ-В" (И-211);
175. Иглодержатель общехирургический 215 мм - "МИЗ-В" (И-246);
176. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 250 мм - "МИЗ-В" (И-221);
177. Иглодержатель общехирургический 250 мм - "МИЗ-В" (И-247);
178. Иглодержатель сосудистый 250 мм - "МИЗ-В" (И-261);
179. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава типа "Матье" - "МИЗ-В" (И-55);
180. Иглодержатель общехирургический типа "Матье" - "МИЗ-В" (И-56);
181. Иглодержатель глазной с фиксатором для пальца (И-126);
182. Держатель медицинский для захватывания и удерживания трубчатых костей, мощный (Щ-41);
183. Держатель медицинский для захватывания и удерживания ребер, мощный (Д-61);
184. Держатель бритвенных лезвий (комплект) (Н-194);
185. Держатель бритвенных лезвий, прямой (Д-2);
186. Держатель бритвенных лезвий изогнутый по ребру (Д-3);
187. Держатель клемм для кровеносных сосудов, для взрослых (К-5);
188. Клемма для кровеносных сосудов с нарезкой прямая для взрослых длиной 36 мм (К-95);
189. Клемма для кровеносных сосудов с нарезкой прямая для взрослых длиной 48 мм (К-97);
190. Клемма для кровеносных сосудов с нарезкой прямая для взрослых длиной 60 мм (К-99);
191. Клемма для кровеносных сосудов с нарезкой изогнутая для взрослых длиной 36 мм (К-96);
192. Клемма для кровеносных сосудов с нарезкой изогнутая для взрослых длиной 48 мм (К-98);
193. Клемма для кровеносных сосудов с нарезкой изогнутая для взрослых длиной 60 мм (К-100);
194. Клемма для кровеносных сосудов прямая детская, длиной 25 мм (К-151);
195. Клемма для кровеносных сосудов изогнутая детская, длиной 25 мм (К-152);
196. Клемма для кровеносных сосудов прямая детская, длиной 30 мм (К-153);
197. Клемма для кровеносных сосудов изогнутая детская, длиной 30 мм (К-154);

198. Щипцы для удаления отломков стержневых инструментов из корневых каналов зубов цанговые длиной 153 мм Щоуз-"МИЗ-В" (Щ-17);
199. Щипцы для удаления отломков стержневых инструментов из корневых каналов зубов с узкими губками длиной 136 мм Щоуз-"МИЗ-В" (Щ-18);
200. Щипцы для носоглотки окончательные (Щ-44);
201. Щипцы для захватывания легкого, прямые;
202. Щипцы предохранительные для сверления черепа (Щ-49);
203. Щипцы предохранительные для сверления черепа с матовой поверхностью;
204. Щипцы для захватывания легкого, изогнутые (Щ-65);
205. Щипцы для извлечения почечных камней № 4 длиной в мм 170 Щпк-"МИЗ-В" (Щ-86);
206. Щипцы для извлечения почечных камней № 5 длиной в мм 175 Щпк-"МИЗ-В" (Щ-87);
207. Щипцы для извлечения почечных камней № 6 длиной в мм 179 Щпк-"МИЗ-В" (Щ-88);
208. Щипцы для извлечения почечных камней № 4, 5, 6 длиной в мм 170, 175, 179 соответственно (комплект) (Н-198);
209. Щипцы секвестральные изогнутые № 2 (Щ-102);
210. Щипцы секвестральные изогнутые № 1 (Щ-107);
211. Щипцы для захватывания кишечной стенки (Щ-140);
212. Щипцы для удаления папилломы мочевого пузыря, ложечные № 1 - 47x57,5 мм "Щпмп-"МИЗ-В" (Щ-144);
213. Щипцы для удаления папилломы мочевого пузыря, ложечные № 2 - 41x50 мм "Щпмп-"МИЗ-В" (Щ-145);
214. Щипцы для удаления папилломы мочевого пузыря, ложечные № 3 - 36x42 мм "Щпмп-"МИЗ-В" (Щ-146);
215. Щипцы для удаления папилломы мочевого пузыря, ложечные № 4 - 24x30 мм "Щпмп-"МИЗ-В" (Щ-151);
216. Щипцы для снятия металлических колпачков с сосудов для крови (Щ-1);
217. Щипцы клещевидные для орбитотомии (Щ-100);
218. Щипцы клещевидные для орбитотомии с нарезкой (Щ-21);
219. Щипцы изогнутые для орбитотомии (Щ-101);
220. Щипцы геморроидальные окончательные прямые (Щ-55);
221. Щипцы геморроидальные окончательные изогнутые;
222. Щипцы геморроидальные окончательные изогнутые повышенной стойкости электрохимполированные;
223. Щипцы для оттягивания матки (Щ-22);
224. Щипцы для фиксации тела и шейки матки длиной 230 мм-"МИЗ-В" (Щ-54);
225. Щипцы маточные двухзубые прямые № 1 (малые) (Щ-84);
226. Щипцы маточные двухзубые прямые № 2 (большие) (Щ-89);
227. Щипцы двухзубчатые острые (Щ-90);
228. Щипцы кожноголовные акушерские длиной 265 мм - "МИЗ-В" (Щ-91);
229. Щипцы для захватывания послеродовой шейки матки (Щ-116);
230. Щипцы для наложения скобок на пуповину (Щ-141);
231. Щипцы зубчатые к веноукладчику малому (Щ-233);

232. Щипцы зубчатые к веноукладчику большому (Щ-234);
233. Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок длиной 265 мм (Щ-134);
234. Щипцы для формирования зацепных элементов в металлических коронках, каппах, ленточных шинах с целью закрепления на них эластичной тяги "МИЗ-В" (Щ-19);
235. Щипцы для захватывания и удерживания трубчатых костей (Щ-105);
236. Щипцы для удаления резцов и клыков верхней челюсти №2 (Щ-170);
237. Щипцы для удаления клыков и премоляров верхней челюсти №7 (Щ-171);
238. Щипцы для удаления резцов, клыков, премоляров нижней челюсти №13 (Щ-172);
239. Щипцы для удаления моляров верхней челюсти правой стороны №17 (Щ-174);
240. Щипцы для удаления моляров верхней челюсти левой стороны №18 (Щ-175);
241. Щипцы для удаления моляров нижней челюсти №22 (Щ-173);
242. Щипцы с широкими губками для удаления корней зубов нижней челюсти №33 (Щ-177);
243. Щипцы со средними губками для удаления корней зубов верхней челюсти №51 (Щ-181);
244. Щипцы с узкими губками для удаления корней зубов верхней челюсти №51А (Щ-182);
245. Щипцы с широкими губками для удаления корней зубов верхней челюсти №52 (Щ-183);
246. Щипцы для удаления третьих моляров верхней челюсти №67 (Щ-184);
247. Щипцы для удаления третьих моляров нижней челюсти №79 (Щ-185);
248. Щипцы для удаления молочных моляров нижней челюсти №22 А (Щ-176);
249. Щипцы для удаления молочных резцов верхней челюсти №37 (Щ-178);
250. Щипцы для удаления молочных резцов нижней челюсти №38 (Щ-179);
251. Щипцы для удаления молочных моляров верхней челюсти №39 (Щ-180);
252. Щипцы крампонные для зубопротезных работ и шинирования челюстей № 1 ЩК-"МИЗ-В" (Щ-230);
253. Щипцы крампонные для зубопротезных работ и шинирования челюстей № 2 ЩК-"МИЗ-В" (Щ-231);
254. Щипцы для изготовления проволочных шин (по Фишеру) (Щ-2);
255. Щипцы для разведения краев разрезанных зубных коронок Щрк-"МИЗ-В" (Щ-15);
256. Костодержатель ФВИП-1;
257. Костодержатель ФВИП-2;
258. Костодержатель ФВИП-3;
259. Скобка большая для наложения на пуповину (С-2);
260. Скоба малая для наложения на пуповину (С-3).

10. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

13. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации

изготовителя медицинского изделия: Акционерное общество "Медикоинструментальный завод имени В.И. Ленина";

14. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 606120, Россия, Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма, ул. Ленина, д. 86;

15. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 606120, Россия, Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма, ул. Ленина, д. 86;

16. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

17. ОКП/ОКПД2: 943500/32.50.13.190;

18. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 1;

19. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: ;

20. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 101730; 103330; 104620; 104640; 121430; 139710; 147550; 166040; 170630; 171650; 181640; 182510; 187650; 204960; 209300; 212230; 212270; 221770; 260380; 340740; 340750; 345480; 354940; 283730;

21. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: АО "МИЗ-Ворсма", 606120, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Ворсма, ул. Ленина, д. 86;

22. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

23. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
345480	1. Пинцет для фиксации глазного яблока ПХ 72x0,6 (П-5)
340750	2. Пинцет для твердой мозговой оболочки ПХ 200x1,3 (П-8)
345480	3. Пинцет для базальной иридектомии ПХи 68x0,5 (П-25)
340750	4. Пинцет Миминошвили ПХ 100x0,6 (П-26)
345480	5. Пинцет глазной фиксации ПХ 100x4,2 (П-35)
340750	6. Пинцет хирургический ПХ 150x1,5 (П-60)
345480	7. Пинцет хирургический глазной большой (немагнитный) ПХ 100x0,6 (П-63)
340750	8. Пинцет для электрокоагуляции с зубчиком ПХ 200x1,3 (П-72)
340750	9. Пинцет зубчато-лапчатый ПХ 150x5,5 (П-83)
345480	10. Пинцет хирургический глазной прямой ПХ 150x0,6 (П-86)

345480	11. Пинцет хирургический глазной изогнутый ПХи 150х0,6 (П-87)
345480	12. Пинцет для радужной оболочки изогнутый ПХи 101х0,5 (П-95)
340750	13. Пинцет хирургический общего назначения (нагартованный холодной штамповкой) ПХ 150х2,5 (П-99)
345480	14. Пинцет хирургический глазной большой прямой ПХ 100х0,6 (П-105)
345480	15. Пинцет глазной для радужной оболочки микрохирургический ПХ 100х0,4 (П-106)
345480	16. Пинцет глазной микрохирургический для роговицы изогнутый ПХи 100х0,25 (П-107)
345480	17. Пинцет глазной фиксационный микрохирургический ПХ100х2,8 (П-108)
345480	18. Пинцет глазной микрохирургический прямой, 72 мм ПХ 72х0,3 (П-110)
340750	19. Пинцет хирургический ПХ 122х1,5 (П-130)
340750	20. Пинцет зубчато-лапчатый ПХ 200х18 (П-157)
340750	21. Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5 (П-315)
340750	22. Пинцет хирургический общего назначения ПХ 200х2,5 (П-230)
340750	23. Пинцет хирургический общего назначения ПХ 250х2,5 (П-325)
345480	24. Пинцет для капсулы хрусталика ПХи 72х0,5
345480	25. Пинцет хирургический глазной прямой ПХ 72х0,6
345480	26. Пинцет глазной (из набора Филатова-Марцинковского для пересадки роговицы) ПХ 85х0,6
340750	27. Пинцет хирургический для рубцовой ткани (из набора для операций на кисти при контрактуре Дюпюитрена) ПХ 100х4
345480	28. Пинцет глазной фиксационный (из набора инструментов для глазных амбулаторных операций) ПХ 100х4,2
182510	29. Пинцет для наложения и снятия металлических скобок (П-14)
340750	30. Пинцет для хиазмальной области изогнутый ПАи 200х1,2 (П-9)
340750	31. Пинцет нейрохирургический изогнутый ПАи 177х1,5 (П-10)
340750	32. Пинцет для аподактильного наложения волосяного шва ПА 150х4,5 (П-17)
345480	33. Пинцет для частичной миотомии ПА 95х3,6 (П-30)
340750	34. Пинцет для коагуляции ПА 200х1,0 (П-40)
340750	35. Пинцет для грудной хирургии ПА 300х2,0 (П-47)
340750	36. Пинцет гинекологический ПА 240х2-«МИЗ-В» (П-53)
340750	37. Пинцет анатомический 150х1,5 ПАВ-«МИЗ-В» (П-59)
345480	38. Пинцет анатомический глазной прямой (немагнитный) ПА 100х0,6 (П-64)
340750	39. Пинцет анатомический с атравматической нарезкой 200х2,5 ПАа-«МИЗ-В» (П-71)
340750	40. Пинцет анатомический с атравматической нарезкой 150х2,5 ПАа-«МИЗ-В» (П-78)
340750	41. Пинцет ушной штыковидный ПАи 140х1,5 (П-85)
345480	42. Пинцет анатомический глазной прямой ПА 150х0,6 (П-88)
340750	43. Пинцет анатомический общего назначения нагартованный холодной штамповкой 150х2,5 ПАи-«МИЗ-В» (П-97)
340750	44. Пинцет анатомический ПА 120х1,5 (П-129)
340750	45. Пинцет нейрохирургический изогнутый ПАи 200х1,0 (П-161)
340750	46. Пинцет для разбортовки сосудов изогнутый ПАи 150х1,5 (П-164)
340750	47. Пинцет для разбортовки сосудов изогнутый ПАи 98х1,0 (П-165)

340750	48. Пинцет анатомический общего назначения 150х2,5 ПАон-«МИЗ-В» (П-215)
340750	49. Пинцет анатомический общего назначения 200х2,5 ПАон-«МИЗ-В» (П-220)
340750	50. Пинцет анатомический общего назначения 250х2,5 ПАон-«МИЗ-В» (П-225)
345480	51. Пинцет анатомический глазной прямой ПА 100х0,6
340750	52. Пинцет анатомический для мягких тканей (из набора для операций на кисти при контрактуре Дюпюитрена) ПА 100х3,0
340750	53. Пинцет для пересадки кожи ПА 100х3,6
345480	54. Пинцет для частичной миотомии ПА 100х3,6
345480	55. Пинцет для экстракции катаракты с ложкообразными губками ПСи 103х1,4 (П-4)
340750	56. Пинцет для удерживания опухоли головного мозга окончательный ПС 210х17 (П-6)
340750	57. Пинцет для удерживания опухоли головного мозга окончательный ПС 210х22 (П-7)
340750	58. Пинцет для удерживания опухоли головного мозга окончательный ПС 210х8,0 (П-18)
139710	59. Пинцет-ложечка для раздачи таблеток и порошков ПС 140х17 (П-22)
340750	60. Пинцет ушной горизонтально-изогнутый с ложкообразными губками ПС 120х3,0 (П-23)
260380	61. Пинцет для зарядки радиоактивных гранул ПС 200х1,2 (П-32)
345480	62. Пинцет Беллярминова для выдавливания трахомных зерен, окончательный ПС 100х11 (П-34)
340750	63. Пинцет для захватывания фаллопиевых труб ПС 188х6-«МИЗ-В» (П-37)
340750	64. Пинцет для захватывания фаллопиевых труб ПС 190х6-«МИЗ-В» (П-38)
354940	65. Пинцет эпиляционный ПС 95х2,0 (П-39)
171650	66. Пинцет для разновесов ПСи 83х1,0 (П-45)
171650	67. Пинцет технический ПС 160х3,0 (П-46)
340750	68. Пинцет ушной штыковидный с рабочей частью ложкообразной формы ПСи 140х2,5 (П-80)
171650	69. Пинцет стоматологический 150х1,5 ПС - «МИЗ-В» (П-81)
340750	70. Пинцет желобоватый ПЖ 150х2,0 (П-89)
171650	71. Пинцет для захватывания электродов ПС 150х7,0 (П-100)
354940	72. Пинцет эпиляционный (нагартованный холодной штамповкой) ПС 95х2,0 (П-101)
345480	73. Пинцет глазной микрохирургический с ложкообразными губками ПС 100х1,0 (П-109)
345480	74. Пинцет глазной эпиляционный тонкий ПС 95х1,5 (П-111)
171650	75. Пинцет стоматологический изогнутый 150х0,8 ПСи - «МИЗ-В» (П-114)
171650	76. Пинцет зуботехнический 160х1,0 ПСи - «МИЗ-В» (П-115)
171650	77. Пинцет стоматологический 160х1,0 ПСи - «МИЗ-В» (П-116)
345480	78. Пинцет для роговицы (по Пофику) ПС 71х0,5
345480	79. Пинцет глазной микрохирургический плоский ПС 72х0,5
345480	80. Пинцет капсульный для экстракции катаракты в капсуле (модель 344) ПСи 98х0,8
171650	81. Пинцет технический Пт 100х0,8
221770	82. Пинцет халязионный (по Десмарру) ПС 100х24
345480	83. Пинцет для операции на веках окончательный (модель 340) ПС 100х24
345480	84. Пинцет для операции на веках окончательный ПС 100х24

345480	85. Пинцет для экстракции катаракты с ложкообразными губками ПСи 100х1,0
260380	86. Пинцет для захватывания радиоактивных зерен ПС 250х2,5
260380	87. Пинцет для захватывания радиоактивных игл и препаратов ПС 300х5,0
340750	88. Пинцет сосудистый ПА 200х2,0 (П-49)
340750	89. Пинцет сосудистый изогнутый ПАи 148х2,0 (П-50)
340750	90. Пинцет сосудистый с двойной нарезкой ПА 150х2,0 (П-57)
340750	91. Пинцет сосудистый с двойной нарезкой ПА 200х2,0 (П-58)
340750	92. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 150х1 (П-241)
340750	93. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 150х1,3 (П-242)
340750	94. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 150х1,5 (П-229)
340750	95. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 150х2 (П-230)
340750	96. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой изогнутый Пи 150х2 (П-244)
340750	97. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 150х2 (П-231)
340750	98. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 190х1,5 (П-227)
340750	99. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 200х1,5 (П-228)
340750	100. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 200х2 (П-232)
340750	101. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой изогнутый Пи 200х2 (П-245)
340750	102. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 200х2,8 (П-234)
340750	103. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 200х3,5 (П-233)
340750	104. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 210х1,5 (П-226)
340750	105. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 240х2,4 (П-235)
340750	106. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 240х2,8 (П-236)
340750	107. Пинцет сосудистый с атравматической нарезкой П 240х3,5 (П-237)
340750	108. Пинцет анастомозный остроконечный П 200х0,7 (П-240)
340750	109. Пинцет с замком для глубоких полостей, анатомический (П-15)
340750	110. Пинцет с замком для грудной хирургии, изогнутый
340750	111. Зажим для временного пережатия сосудов с кремальерой сильноизогнутый (З-9)
340750	112. Зажим кишечный жесткий (З-28)
340750	113. Зажим медицинский желудочный со щелью (Ж-32)
340750	114. Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" прямой (З-33)
340750	115. Зажим кровоостанавливающий типа "Москит", изогнутый по плоскости (З-34)
340750	116. Зажим кровоостанавливающий типа "Москит", изогнутый по ребру (З-35)
340750	117. Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине (З-38)
340750	118. Зажим для почечной ножки, изогнутый под углом детский длиной 208 мм Зпнд-"МИЗ-В" (З-51)
340750	119. Зажим для почечной ножки, изогнутый по радиусу детский длиной 204 мм Зпнд-"МИЗ-В" (З-52)
340750	120. Зажим кровоостанавливающий глазной типа "Москит" прямой (З-65)
340750	121. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 (З-68)
340750	122. Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый №1 (З-69)
340750	123. Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия, вертикально-изогнутый №1 (З-72)
340750	124. Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия вертикально-изогнутый №3 (З-73)

340750	125. Зажим сосудистый для частичного бокового пережатия, вертикально-изогнутый №2 (З-74)
340750	126. Зажим для ушка сердца №2 (З-75)
340750	127. Зажим для ушка сердца №3 (З-76)
340750	128. Зажим для ушка сердца №4 (З-77)
340750	129. Зажим для ушка сердца №1 (З-78)
340750	130. Зажим для остановки кровотечения из капсулы простаты (З-89)
340750	131. Зажим для временного пережатия магистральных сосудов (из набора инструментов для легочной хирургии) (З-94)
340750	132. Зажим кишечный жесткий детский (З-100)
340750	133. Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №2 (З-112)
204960	134. Зажим с кремальерой для операционного белья (З-113)
340750	135. Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый, изогнутый №2 (З-119)
340750	136. Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый по плоскости длиной 125мм (З-154)
340750	137. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 2 длиной 198 мм ЗКп-"МИЗ-В (З-182)
340750	138. Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый № 2, длиной 196 мм "ЗКи-МИЗ-В" (З-183)
340750	139. Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №3 (З-198)
340750	140. Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый изогнутый №3 (З-199)
340750	141. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №3 (З-200)
340750	142. Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №3 (З-201)
340750	143. Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №1 (З-202)
340750	144. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой длиной 125мм (З-206)
340750	145. Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый по ребру длиной 125мм (З-207)
340750	146. Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый, изогнутый №1 (З-208)
340750	147. Щипцы полипные окончатые 225х13 (Щ-34)
187650	148. Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые) (Щ-66)
340740	149. Корнцанг прямой (Щ-67)
340740	150. Корнцанг изогнутый (Щ-68)
340750	151. Щипцы кишечные окончатые для детей (Щ-85)
340750	152. Щипцы зубчатопальчатые для захватывания плотных тканей (Щ-80)
204960	153. Зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к коже (К-133)
204960	154. Зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к коже (изготовленный холодной штамповкой) (К-132)
204960	155. Зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к коже детский длиной 40 мм (З-97)
204960	156. Зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к коже детский длиной 50 мм (З-98)
204960	157. Зажим пластинчатый для прикрепления операционного белья к коже детский длиной 60 мм (З-99)
340750	158. Зажим для губ № 1 (З-101)
340750	159. Зажим для губ № 2 (З-102)

209300	160. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 120 мм - "МИЗ-В" (И-237)
209300	161. Иглодержатель общехирургический 120 мм - "МИЗ-В" (И-241)
209300	162. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 140 мм - "МИЗ-В" (И-212)
209300	163. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 140 мм - "МИЗ-В" с узкими губками (И-213)
209300	164. Иглодержатель общехирургический 140 мм - "МИЗ-В" (И-242)
209300	165. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 160 мм - "МИЗ-В" (И-181)
209300	166. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 160 мм - "МИЗ-В" с узкими губками (И-234)
209300	167. Иглодержатель общехирургический 160 мм - "МИЗ-В" (И-243)
209300	168. Иглодержатель сосудистый 160 мм - "МИЗ-В" (И-259)
209300	169. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 180 мм - "МИЗ-В" (И-236)
209300	170. Иглодержатель общехирургический 180 мм - "МИЗ-В" (И-244)
209300	171. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 200 мм - "МИЗ-В" (И-182)
209300	172. Иглодержатель общехирургический 200 мм - "МИЗ-В" (И-235)
209300	173. Иглодержатель сосудистый 200 мм - "МИЗ-В" (И-260)
209300	174. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 215 мм - "МИЗ-В" (И-211)
209300	175. Иглодержатель общехирургический 215 мм - "МИЗ-В" (И-246)
209300	176. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава Идтс 250 мм - "МИЗ-В" (И-221)
209300	177. Иглодержатель общехирургический 250 мм - "МИЗ-В" (И-247)
209300	178. Иглодержатель сосудистый 250 мм - "МИЗ-В" (И-261)
209300	179. Иглодержатель общехирургический армированный пластинами твердого сплава типа "Матъе" - "МИЗ-В" (И-55)
209300	180. Иглодержатель общехирургический типа "Матъе" - "МИЗ-В" (И-56)
209300	181. Иглодержатель глазной с фиксатором для пальца (И-126)
104620	182. Держатель медицинский для захватывания и удерживания трубчатых костей, мощный (Щ-41)
104620	183. Держатель медицинский для захватывания и удерживания ребер, мощный (Д-61)
283730	184. Держатель бритвенных лезвий (комплект) (Н-194)
283730	185. Держатель бритвенных лезвий, прямой (Д-2)
283730	186. Держатель бритвенных лезвий изогнутый по ребру (Д-3)
147550	187. Держатель клемм для кровеносных сосудов, для взрослых (К-5)
340750	188. Клемма для кровеносных сосудов с нарезкой прямая для взрослых длиной 36 мм (К-95)
340750	189. Клемма для кровеносных сосудов с нарезкой прямая для взрослых длиной 48 мм (К-97)

340750	190. Клемма для кровеносных сосудов с нарезкой прямая для взрослых длиной 60 мм (К-99)
340750	191. Клемма для кровеносных сосудов с нарезкой изогнутая для взрослых длиной 36 мм (К-96)
340750	192. Клемма для кровеносных сосудов с нарезкой изогнутая для взрослых длиной 48 мм (К-98)
340750	193. Клемма для кровеносных сосудов с нарезкой изогнутая для взрослых длиной 60 мм (К-100)
340750	194. Клемма для кровеносных сосудов прямая детская, длиной 25 мм (К-151)
340750	195. Клемма для кровеносных сосудов изогнутая детская, длиной 25 мм (К-152)
340750	196. Клемма для кровеносных сосудов прямая детская, длиной 30 мм (К-153)
340750	197. Клемма для кровеносных сосудов изогнутая детская, длиной 30 мм (К-154)
170630	198. Щипцы для удаления отломков стержневых инструментов из корневых каналов зубов цанговые длиной 153 мм Щоуз-"МИЗ-В" (Щ-17)
170630	199. Щипцы для удаления отломков стержневых инструментов из корневых каналов зубов с узкими губками длиной 136 мм Щоуз-"МИЗ-В" (Щ-18)
340750	200. Щипцы для носоглотки окончатые (Щ-44)
340750	201. Щипцы для захватывания легкого, прямые
104620	202. Щипцы предохранительные для сверления черепа (Щ-49)
104620	203. Щипцы предохранительные для сверления черепа с матовой поверхностью
340750	204. Щипцы для захватывания легкого, изогнутые (Щ-65)
181640	205. Щипцы для извлечения почечных камней № 4 длиной в мм 170 Щпк-"МИЗ-В" (Щ-86)
181640	206. Щипцы для извлечения почечных камней № 5 длиной в мм 175 Щпк-"МИЗ-В" (Щ-87)
181640	207. Щипцы для извлечения почечных камней № 6 длиной в мм 179 Щпк-"МИЗ-В" (Щ-88)
181640	208. Щипцы для извлечения почечных камней № 4, длиной в мм, 170 соответственно (комплект) (Н-198)
181640	208. Щипцы для извлечения почечных камней № 5, длиной в мм, 175 соответственно (комплект) (Н-198)
181640	208. Щипцы для извлечения почечных камней № 6 длиной в мм, 179 соответственно (комплект) (Н-198)
103330	209. Щипцы секвестральные изогнутые № 2 (Щ-102)
103330	210. Щипцы секвестральные изогнутые № 1 (Щ-107)
340750	211. Щипцы для захватывания кишечной стенки (Щ-140)
340750	212. Щипцы для удаления папилломы мочевого пузыря, ложечные № 1 - 47x57,5 мм "Щпмп-"МИЗ-В" (Щ-144)
340750	213. Щипцы для удаления папилломы мочевого пузыря, ложечные № 2 - 41x50 мм "Щпмп-"МИЗ-В" (Щ-145)
340750	214. Щипцы для удаления папилломы мочевого пузыря, ложечные № 3 - 36x42 мм "Щпмп-"МИЗ-В" (Щ-146)
340750	215. Щипцы для удаления папилломы мочевого пузыря, ложечные № 4 - 24x30 мм "Щпмп-"МИЗ-В" (Щ-151)
147550	216. Щипцы для снятия металлических колпачков с сосудов для крови (Щ-1)

345480	217. Щипцы клещевидные для орбитотомии (Щ-100)
345480	218. Щипцы клещевидные для орбитотомии с нарезкой (Щ-21)
345480	219. Щипцы изогнутые для орбитотомии (Щ-101)
340750	220. Щипцы геморроидальные окончатые прямые (Щ-55)
340750	221. Щипцы геморроидальные окончатые изогнутые
340750	222. Щипцы геморроидальные окончатые изогнутые повышенной стойкости электрохимполированные
340750	223. Щипцы для оттягивания матки (Щ-22)
340750	224. Щипцы для фиксации тела и шейки матки длиной 230 мм-"МИЗ-В" (Щ-54)
340750	225. Щипцы маточные двухзубые прямые № 1 (малые) (Щ-84)
340750	226. Щипцы маточные двухзубые прямые № 2 (большие) (Щ-89)
340750	227. Щипцы двухзубчатые острые (Щ-90)
166040	228. Щипцы кожноголовные акушерские длиной 265 мм - "МИЗ-В" (Щ-91)
340750	229. Щипцы для захватывания послеродовой шейки матки (Щ-116)
212270	230. Щипцы для наложения скобок на пуповину (Щ-141)
340750	231. Щипцы зубчатые к веноукладчику малому (Щ-233)
340750	232. Щипцы зубчатые к веноукладчику большому (Щ-234)
101730	233. Щипцы для отгибания краев гипсовых повязок длиной 265 мм (Щ-134)
104640	234. Щипцы для формирования зацепных элементов в металлических коронках, каппах, ленточных шинах с целью закрепления на них эластичной тяги "МИЗ-В" (Щ-19)
104620	235. Щипцы для захватывания и удерживания трубчатых костей (Щ-105)
170630	236. Щипцы для удаления резцов и клыков верхней челюсти №2 (Щ-170)
170630	237. Щипцы для удаления клыков и премоляров верхней челюсти №7 (Щ-171)
170630	238. Щипцы для удаления резцов, клыков, премоляров нижней челюсти №13 (Щ-172)
170630	239. Щипцы для удаления моляров верхней челюсти правой стороны №17 (Щ-174)
170630	240. Щипцы для удаления моляров верхней челюсти левой стороны №18 (Щ-175)
170630	241. Щипцы для удаления моляров нижней челюсти №22 (Щ-173)
170630	242. Щипцы с широкими губками для удаления корней зубов нижней челюсти №33 (Щ-177)
170630	243. Щипцы со средними губками для удаления корней зубов верхней челюсти №51 (Щ-181)
170630	244. Щипцы с узкими губками для удаления корней зубов верхней челюсти №51А (Щ-182)
170630	245. Щипцы с широкими губками для удаления корней зубов верхней челюсти №52 (Щ-183)
170630	246. Щипцы для удаления третьих моляров верхней челюсти №67 (Щ-184)
170630	247. Щипцы для удаления третьих моляров нижней челюсти №79 (Щ-185)
170630	248. Щипцы для удаления молочных моляров нижней челюсти №22 А (Щ-176)
170630	249. Щипцы для удаления молочных резцов верхней челюсти №37 (Щ-178)
170630	250. Щипцы для удаления молочных резцов нижней челюсти №38 (Щ-179)
170630	251. Щипцы для удаления молочных моляров верхней челюсти №39 (Щ-180)
121430	252. Щипцы крампонные для зубопротезных работ и шинирования челюстей № 1 ЩК-"МИЗ-В" (Щ-230)

121430	253. Шипцы крампонные для зубопротезных работ и шинирования челюстей № 2 ШЦК-"МИЗ-В" (ШЦ-231)
121430	254. Шипцы для изготовления проволочных шин (по Фишеру) (ШЦ-2)
121430	255. Шипцы для разведения краев разрезанных зубных коронок ШЦрк-"МИЗ-В" (ШЦ-15)
104620	256. Костодержатель ФВИП-1
104620	257. Костодержатель ФВИП-2
104620	258. Костодержатель ФВИП-3
212230	259. Скобка большая для наложения на пуповину (С-2)
212230	260. Скоба малая для наложения на пуповину (С-3)

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

