

ПАСПОРТ

Стол для весов
НВ-1200 ВГ





Габаритные размеры 1200x600x750

Отличительной особенностью столов для весов серии НВ является отсутствие в конструкции гранитных либо других материалов, не отвечающих эстетике лаборатории.

Утяжелитель на основе бетонной плиты вмонтирован снизу дополнительной съемной столешницы. Таким образом, стол, с одной стороны, имеет привлекательный внешний вид и

полностью соответствует стилю лаборатории, а с другой полностью выполняет функции демпфирования.

Правила эксплуатации :

Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"

Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.