

ПАСПОРТ

Тумба подкатная с дверцей
НВ-400 ТД с замком





Габаритные размеры 420x460x650

В стандартную комплектацию подкатной тумбы для лабораторного стола входит:


- распашная дверка с замком,
- полка-вкладыш,
- противоударная кромка ПВХ 2 мм на столешнице и фасаде,
- пластмассовые колесные опоры.

Правила эксплуатации :

Тумба должна эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

Тумбу необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Схема сборки



Комплектация:

Дверь передняя 580x416 мм.	1 шт.
Задняя стенка 568x388 мм.	1 шт.
Боковина 568x440 мм.	2 шт.
Дно 420x440 мм.	1 шт.
Верх 420x456 мм.	1 шт.
Полка съёмная 384x420 мм.	1 шт.

Фурнитура:

Заглушка для эксцентрика (серый).....	8 шт.
Заглушка к шестиграннику 4, серая №18, D15.....	4 шт.
Конфирмат (шестигран.) 7,0x50.....	4 шт.
Опора колёсная D40	4 шт.
Петля накладная с ответной планкой.....	2 шт.
Полкодержатель дупло 5/5x16 мм	4 шт.
Ручка мебельная, дуга	1 шт.
Шток эксцентрика (саморез), Permo 11 мм.....	8 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16.....	24 шт.
Эксцентрик, Permo 16 мм EC02ZL/16.....	8 шт.
Замок на одну дверь.....	1 шт.
Ответная планка замка.....	1 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x20.....	4 шт.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"
Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.