

ПАСПОРТ

Стол передвижной для приборов
НВ-800 СТП пласт





Габаритные размеры 730x700x750

Стол передвижной предназначен для установки аппаратуры и инструментов.

Столешница выполнена из ламината. Покрытие столешницы: слоистый пластик. Другие варианты столешниц возможны по отдельному заказу.

- Столешница ламинат.
- Противоударная кромка ПВХ 2 мм
- Цельносварной металлический каркас в порошковой окраске - Колесные опоры
- Полка

Правила эксплуатации :

Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"
Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.