

ПАСПОРТ

Стол письменный
НВ-1200 СП





Габаритные размеры 1200x600x750

Стол НВ-1200 СП - это ламинированный корпус с противоударной ПВХ кромкой 2 мм на фасадах


Три выдвижных ящика на роликовых направляющих

Правила эксплуатации :

Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Схема сборки



Комплектация:

Столешница 1200x600 мм.	1 шт.
Задняя стенка 618x1148 мм.	1 шт.
Боковина 618x518 мм.	1 шт.
Боковина 618x534 мм.	2 шт.
Дно 420x534 мм.	1 шт.
Боковина ящика 400x116 мм.	6 шт.
Фальш-панель ящика 330x116 мм.	3 шт.
Задняя стенка ящика 330x116 мм.	3 шт.
Фасад ящика 182x416 мм.	3 шт.
Дно 100x534 мм.	1 шт.
Передняя панель 80x1180 мм.	1 шт.
Дно ящика 362x400 мм.	3 шт.

Фурнитура

Винт с полукр. Головкой M4x36.....	6 шт.
Гвоздь стальной 2x20 мм.	48 шт.
Заглушка для эксцентрика (серый).....	15шт.
Заглушка к шестиграннику 4, серая №18, D15.....	25 шт.
Конфирмат (шестигран.) 7,0x50.....	25 шт.
Направляющие роликовые для ящиков 400мм.	3 комп.
Ножка мебельная, 100x30 мм, регулируемая, хром.....	6 шт.
Ручка мебельная, дуга.....	3 шт.
Шток эксцентрика (саморез), Перто 11 мм.....	15 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16.....	42 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x20.....	12 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x30.....	12 шт.
Эксцентрик, Перто 16 мм EC02ZL/16.....	15 шт.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"
Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.