


ПАСПОРТ

Стол пристенный физический
НВ-1200 ПК-М





Габаритные размеры 1218x700x1650

В стандартную комплектацию пристенного лабораторного физического стола НВ-1200 ПК-М входит:

- надстройка с одной полкой без электропроводки, без навесных тумб, -
противоударная кромка ПВХ 2 мм,
- регулируемые по высоте металлические опоры.

Столешница пристенного лабораторного физического стола НВ-1200 ПК-М выполнена из керамогранита.

Керамогранит (плитка) обладает рядом преимуществ:


- устойчив к продолжительному воздействию кислот, щелочей и органических растворителей,
- обладает повышенной механической стойкостью,
- способен выдерживать высокие температуры,
- ограничено стоек к плавиковой кислоте.

Правила эксплуатации :

Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% д 75%.

Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Схема сборки



Комплектация:

Верх 1214x250 мм.	1 шт.
Столешница 1218x700 мм.	1 шт.
Полка 1182x250 мм.	1 шт.
Боковина 784x250 мм.	2 шт.
Боковина 703x644 мм.	2 шт.
Боковина 324x250 мм.	2 шт.
Передняя панель 340x200 мм.	1 шт.
Задняя стенка 324x168 мм.	1 шт.
Задняя стенка 200x1182 мм.	1 шт.
Дно 100x644 мм.	2 шт.
Накладка 90x1214 мм.	1 шт.
Передняя панель 90x1178 мм.	1 шт.

Фурнитура

Заглушка для эксцентрика (серый).....	24 шт.
Заглушка к шестиграннику 4, серая №18, D15.....	42 шт.
Конфирмат (шестигран.) 7,0x50.....	42 шт.
Ножка мебельная, 100x30 мм, регулируемая, хром.....	4 шт.
Шток эксцентрика (саморез), Рерто 11 мм.....	24 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16.....	16 шт.
Эксцентрик, Рерто 16 мм EC02ZL/16.....	24 шт.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"
Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.