

ПАСПОРТ

Стол лабораторный низкий
НВ-1200 ЛКн (мет. рам.)





Габаритные размеры 1200x700x750

Стол НВ-1200 ЛКн – это низкий лабораторный стол, предназначенный для работы сидя. Столешница лабораторного стола выполнена из керамогранита.

Керамогранит (плитка) обладает рядом преимуществ:

- устойчив к продолжительному воздействию кислот, щелочей и органических растворителей,
- обладает повышенной механической стойкостью,
- способен выдерживать высокие температуры,
- ограничено стоек к плавиковой кислоте.


Возможные варианты различного исполнения столешниц, стойких к агрессивным материалам, делают лабораторный стол универсальным для любой лаборатории.

Правила эксплуатации :

Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.

Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Схема сборки



Комплектация:

Столешница 1200x700 мм.	1 шт.
Передняя панель 80x1156 мм.	1 шт.
Задняя стенка 500x1156 мм.	1 шт.

Фурнитура

Винт с плоской головкой, внутренний шестигранник М6х050	6 шт.
Гайка М6.....	6 шт.
Опора для лабораторного стола НВ-1200.....	2 шт.
Уголок мебельный 30x30x30x1,5.....	6 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16.....	24 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x40.....	4 шт.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"
Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.