

ПАСПОРТ

Стол пристенный физический
НВ-1200 ПСП





Габаритные размеры 1218x700x1650

В стандартную комплектацию пристенного лабораторного физического стола НВ-1200 ПСП входит:

- надстройка с одной полкой,
 - люминесцентный светильник с одноклавишным выключателем,
 - заземленная и обычная электророзетка,
 - навесная тумба с тремя ящиками на роликовых направляющих,
 - противоударная кромка ПВХ 2 мм,
 - регулируемые по высоте металлические опоры.
- Столешница лабораторного стола выполнена из слоистого пластика.

Слоистый пластик обладает рядом преимуществ:


- устойчив к воздействию концентрированных кислот, щелочей;
- ограничено стоек к воздействию высоких температур и длительному воздействию органических растворителей

Правила эксплуатации :

Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Схема сборки



Комплектация:

Столешница 1218x700 мм.	1 шт.
Задняя стенка 703x1146 мм.	1 шт.
Боковина 703x628 мм.	1 шт.
Боковина 703x644 мм.	2 шт.
Дно 420x644 мм.	2 шт.
Боковина ящика 500x140 мм.	6 шт.
Фальш-панель ящика 330x140 мм.	3 шт.
Задняя стенка ящика 330x140 мм.	3 шт.
Фасад ящика 206x416 мм.	3 шт.
Передняя панель 90x1178 мм.	1 шт.
Дно 100x644 мм.	1 шт.
Дно ящика 362x500 мм.	3 шт.

Фурнитура

Винт с полукр. Головкой М4 L=36	6 шт.
Гвоздь стальной 2х20 мм.	54 шт.
Заглушка для эксцентрика (серый).....	17 шт.
Заглушка к шестиграннику 4, серая №18, D15.....	35 шт.
Конфирмат (шестигран.) 7,0х50.....	35 шт.
Направляющие роликовые для ящиков 500мм.	3 комп.
Ножка мебельная, 100х30 мм, регулируемая, хром.....	6 шт.
Ручка мебельная, дуга.....	3 шт.
Шток эксцентрика (саморез), Permo 11 мм.....	17 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4х16.....	42 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4х20.....	12 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4х30.....	6 шт.
Эксцентрик, Permo 16 мм EC02ZL/16.....	17 шт.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"

Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.