

ПАСПОРТ

Стол лабораторный высокий
НВ-1200 ЛКв-Яр





Габаритные размеры 1200x700x850

Стол НВ-1200 ЛКв – это высокий лабораторный стол, предназначенный для работы стоя. Столешница лабораторного стола выполнена из керамогранита, с двумя ящиками и с двумя розетками.

Керамогранит (плитка) обладает рядом преимуществ:


- устойчив к продолжительному воздействию кислот, щелочей и органических растворителей,
- обладает повышенной механической стойкостью,
- способен выдерживать высокие температуры,
- ограничено стоек к плавиковой кислоте.

Правила эксплуатации :

Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% д 75%.

Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Схема сборки



Комплектация:

Столешница 1200x700 мм.	1 шт.
Полка 1148x500 мм.	1 шт.
Боковина 804x650 мм.	2 шт.
Задняя стенка 400x1148 мм.	1 шт.
Фальш-панель ящика 416x90 мм.	2 шт.
Задняя стенка ящика 416x90 мм.	2 шт.
Боковина ящика 400x90 мм.	4 шт.
Фасад ящика 128x502 мм.	2 шт.
Передняя панель 116x168 мм.	1 шт.
Перегородка 116x500 мм.	2 шт.

Фурнитура

Вилка евро 16Ф, 250V, с с/к белая.....	1 шт.
Винт с полукр. Головкой М4.....	4 шт.
Гвоздь стальной 2x20 мм.	42 шт.
Заглушка для эксцентрика (серый)	12 шт.
Заглушка к шестиграннику 4, серая №18, D15.....	28 шт.
Конфирмат (шестигран.) 7,0x50.....	28 шт.
Направляющие роликовые для ящиков 400 мм.	2 шт.
Ножка регулируемая.....	4 шт.
Провод ПВС 3x1,5.....	4 п.м
Розетка одиночная без/з 16А.....	2 шт.
Ручка мебельная, дуга.....	2 шт.
Шток эксцентрика	12 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 3,5x20.....	8 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16.....	12 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x20.....	8 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x30.....	4 шт.
Эксцентрик, Пермо 16 мм EC02ZL/16.....	12 шт.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"
Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.