

ПАСПОРТ

Стол закрытый для работы стоя
СЛЗ НВК 1500 МОН





Габаритные размеры 1500×700×850

Закрытый лабораторный стол, предназначенный для работы стоя.


Столешница выполнена из монолитной керамики.

Правила эксплуатации :

Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Схема сборки



Комплектация:

Столешница 1500x700 мм.	1 шт.
Дно 1482x666 мм.	1 шт.
Боковина 703x666 мм.	2 шт.
Задняя стенка 703x1450 мм.	1 шт.
Дверь передняя 634x738 мм.	2 шт.
Полка 713x646 мм.	2 шт.
Передняя панель 80x1482 мм.	1 шт.
Перегородка 703x650 мм.	1 шт.

Фурнитура

Заглушка для эксцентрика (серый)	23 шт.
Заглушка к шестиграннику 4, серая №18, D15.....	13 шт.
Конфирмат (шестигран.) 7,0x50.....	13 шт.
Ножка регулируемая.....	6 шт.
Петля накладная с ответной планкой.....	4 шт.
Полкодержатель дупло 5/5x16 мм	8 шт.
Ручка мебельная дуга.....	2 шт.
Шток эксцентрика	23 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4x16.....	40 шт.
Эксцентрик, Permo 16 мм EC02ZL/16.....	23 шт.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"
Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.