

ПАСПОРТ

Стол для весов
СВ НВК 1200 В





Габаритные размеры 1200x600x750

Стол предназначен для правильной установки и организации максимально эффективной работы с лабораторными, аналитическими и техническими весами в лабораториях различного типа (отраслевых, научных, учебных и многих других). Столешница стола выполнена из ламината с добавлением потайной плиты на песчаной подушке.

Правила эксплуатации :

Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% д 75%.

Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"
Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.