

Колбы для испарителя RI-213 ПАСПОРТ

Назначение

Предназначены для использования в биохимической и фармацевтической промышленности в составе с ротационным испарителем RI-213.

Технические характеристики

Номинальная вместимость, мл	Тип колбы	Внешний диаметр колбы, мм	Горловина	Высота, мм $\pm 5\%$
250	Испарительная	40 ± 3	Конический шлиф, 29 мм	145
500		50 ± 3		168
1000		65 ± 3		208
2000		80 ± 3		255
250	Приемная	43 ± 3	Сферический шлиф, 35 мм	135
500		55 ± 3		148
1000		67 ± 3		178
2000		86 ± 3		215

Правила хранения и транспортировки

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись «Осторожно, стекло».

Хранить изделие следует в сухом отапливаемом помещении.

Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности по работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе установки и эксплуатации.

Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня отгрузки изделия поставщиком потребителю.

Поставщик не несет гарантийной ответственности в случаях небрежного транспортирования и хранения, нарушения безопасности эксплуатации.

По всем вопросам в период действия гарантийного срока просим обращаться к Вашему поставщику:

Контактная информация поставщика:

ООО «Компания НВ-Лаб»

г. Москва, ул. Богородский вал, д.3

Контактный телефон: 8 (495) 649-86-60

Эл. почта: service@nv-lab.ru