

ПАСПОРТ

Стол для центрифуги
НВ 800 СЦм





Габаритные размеры 860x750x750

Отличительной особенностью столов для весов серии НВ является отсутствие в конструкции гранитных либо других материалов, не отвечающих эстетике лаборатории.

Утяжелитель на основе бетонной плиты вмонтирован снизу дополнительной съемной столешницы. Таким образом, стол, с одной стороны, имеет привлекательный внешний вид и полностью соответствует стилю лаборатории, а с другой полностью выполняет функции демпферирования.

Правила эксплуатации :

Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% д 75%.

Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"
Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.