

ПАСПОРТ

Извлекатель магнитных перемешивающих элементов Stegler

Заводской номер _____

Дата продажи _____

Параметры

Параметр	Значение
Общая длина, мм	300
Диаметр ручки, мм	7
Диаметр магнитного наконечника, мм	10,3
Длина магнитного наконечника, мм	40
Масса, кг	0,065

Назначение

Предназначен для извлечения магнитных якорей и других магнитящихся элементов из различных растворов.

Условия хранения:

Диапазон температур окружающего воздуха от 15 до 25 °С, относительная влажность воздуха до 95 %.

Гарантия

Срок годности составляет 6 мес. Гарантийные права потребителя признаются в течение указанного срока, при выполнении им всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации Изделия. При неисправности Изделия в период гарантийного срока, потребителю следует составить рекламацию с указанием неисправностей, даты приобретения и контактных телефонов пользователя.

Организация-поставщик

ООО «Нв-Лаб», Россия, 107076, г. Москва,
Богородский вал, 3
Тел.: +7 (495) 642 86 60