

ПАСПОРТ

Шкаф для одного газового баллона
НВ-400 ШБ с замком





Габаритные размеры 400x460x1820

Шкаф НВ-400 ШБ предназначен для хранения одного газового баллона с цепным креплением для баллона. Шкаф изготовлен из ламинированной ДСП с противоударной кромкой ПВХ 2 мм на фасаде.

В стандартную комплектацию лабораторного шкафа для хранения химреативов НВ-400 ШБ входит:


- 1 дверца
- цепное крепление для баллона.

Правила эксплуатации :

Мебель должна эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

Мебель необходимо оберегать от механических повреждений, от длительного воздействия температуры и влаги. При попадании жидкости на поверхность мебели, следует вытереть все залитые части насухо. Агрессивные жидкости следует вытирать незамедлительно.

Схема сборки



Комплектация:

Задняя стенка 1495x398 мм.	1 шт.
Задняя стенка 223x398 мм.	1 шт.
Дверь передняя 1716x396 мм.	1 шт.
Боковина 1688x440 мм.	2 шт.
Дно 400x440 мм.	2 шт.
Полка 368x440 мм.	1 шт.

Фурнитура

Винт М4х20 мм.	2 шт.
Гвоздь стальной 2х20 мм.	34 шт.
Заглушка к шестиграннику 4, серая №18, D15.....	12 шт.
Конфирмат (шестигран.) 7,0х50.....	12 шт.
Ножка мебельная, 100х30 мм, регулируемая, хром.....	4 шт.
Петля накладная 110*, с ответной планкой Н=2, WP.....	3 шт.
Ручка мебельная.....	1 шт.
Скоба для крепления ДВП.....	4 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 3,5х16.....	2 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4х16.....	28 шт.
Замок.....	1 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай PZ 4х20.....	4 шт.
Комплект крепления для газового баллона.....	1 шт.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"

Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.