

ПАСПОРТ

Стол лабораторный высокий
НВ-1200 ЛСПв (мет. рама)





Габаритные размеры 1200x700x850


Стол НВ-1200 ЛСПв (мет. рама) – это высокий лабораторный стол, предназначенный для работы стоя. Столешница лабораторного стола выполнена из слоистого пластика.

Правила эксплуатации :

Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Схема сборки



Комплектация:

Столешница 1200x700 мм.	1 шт.
Передняя панель 80x1156 мм.	2 шт.
Задняя стенка 600x1156 мм.	1 шт.

Фурнитура

Винт с плоской головкой, внутренний шестигранник М6х050	6 шт.
Гайка М6.....	6 шт.
Опора для лабораторного стола НВ-1200.....	2 шт.
Уголок мебельный 30x30x30x1,5	6 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай РZ 4x16.....	24 шт.
Шуруп по дереву и ДСП потай РZ 4x40.....	4 шт.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"

Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.