

ПАСПОРТ

Стол антивибрационный для рассева
HB-800 CP





Габаритные размеры 860x860x750

Стол предназначен для надёжной работы лабораторных рассеивателей. Для того чтобы избежать помех и вибраций при работающем рассеивателе, предлагается специальный антивибрационный стол HB-800 CP.

В конструкции стола предусмотрен утяжелитель, в основе которого бетонная плита на песчаной подушке. Данное решение обеспечивает демпфирование - гасит вибрацию. Утяжелитель аккуратно вмонтирован в стол и закрыт сверху дополнительной съемной столешницей, что гарантирует привлекательный внешний вид и соответствует стилю современной лабораторной мебели. Кроме того, антивибрационный стол по размерам меньше, чем обычные лабораторные столы, и это преимущество позволяет увеличить рабочее пространство.

Правила эксплуатации :

Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.

Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Изготовитель: ООО "ТЕОЛАБ"
Адрес: 115404, Москва г, ул. 6-я Радиальная, дом 17, строен. 1.